

2017



www.catell.se

FÖRETAGET

Catell grundades 2009 och är ett helsvenskt företag med säte i Stockholm. Sortimentet består av produkter riktade mot handterapi.

Tillsammans med flertalet av världens främsta producenter och med en egen produktutveckling är målsättningen att vara den ledande leverantören inom handterapi.

Vi strävar alltid efter att erbjuda marknadens bästa priser kombinerat med kvalitet, hög service och leveranssäkerhet.

KUNDSERVICE

TELEFON

08-727 95 30

FAX

08-727 95 31

E-MAIL

info@catell.se

WEB

www.catell.se

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Företagsuppgifter	2
Innehållsförteckning	2
Handortoser	3-11
Kombiortoser	12
Tumortoser	13-18
Hand Övrigt	18-21
Barnortoser	22-23
Ödembehandling	24-32
Arm/Axel	33-35
Hand Övrigt	36-43
Gelprodukter	44-55
Träning	56-61
Test	62-63
Spegelterapi	64
Mätning	65-71
Material	72-85
Plaster	86-99
Saxar	100-102
Varmluftspistoler	102
Anatomi	103-105
Hydrokollatorer	106-108
Paraffin	110-111
Försäljningsvillkor	114




Materialspecifikation

Comfort	- Slitstarkt material med en mjuk och behaglig insida. Tillverkat av bomull, polyamid, polyester och gummi (latexfritt).
Molli	- Mjukt och följsamt material. Tillverkat av polyester, viskos, elastan och nylon (latexfritt).
Neopren	- Mjukt material tillverkat av gummi (latexfritt).
NuStimWrap (by FabriFoam)	- Tvåsidigt material med en mjuk glidfri insida och en utsida av nylon och lycra (latexfritt).
Stabil	- Stabilt och slitstarkt material tillverkat av bomull, polyester och gummi (latexfritt).
Stabil Plus	- Stabilt material med en vadderad insida. Tillverkat av bomull, polyester och gummi (latexfritt).

Måttabell - Handledsortoser

Storlek	Omkrets runt handled
XX-Small	10 - 12 cm
X-Small	12 - 14 cm
Small	14 - 16 cm
Medium	16 - 18 cm
Large	18 - 20 cm
X-Large	20 - 22 cm
XX-Large	22 - 24 cm



Mät runt handleden för rätt storlek

Smart Strap

Smidig handledsortos

- Bilateral
- Stabiliserar handleden
- Mjukt oelastiskt material
- Tillverkad av neopren och nylon

Art nr.	Storlek	Färg
7701	One size	Svart ●



Wrist Wrap – Stabil

Kort enkel handledsortos

- Bilateral
- Kardborrknäppning runt handleden
- Stabilt och slitstarkt material

Materialserie: **Stabil**

Art nr.	Storlek	Färg
7704	One size	Svart ●



CarpalGard - NuStimWrap

Enkel handledsortos utan skena

- Tunn och smidig
- Lätt att använda under en handske
- Ger även ett lätt stöd för tummen

 Mått tas runt handled.

Materialserie: **NuStimWrap** Längd: **10 cm**
(by Fabrifoam)

Art nr. Vänster	Art nr. Höger	Storlek	Mått	Färg
41001	42001	S	12 - 16 cm	Svart ●
41002	42002	M/L	16 - 22 cm	Svart ●



Easy - Stabil

Kort handledsortos utan skena

- Reglerbart tumgrepp
- Kardborrknäppning på handryggen
- Stabilt och slitstarkt material

Materialserie: **Stabil** Längd: **11 cm**

Art nr.	Storlek	Färg
7705	XS - XXL	Beige & Svart 



Easy - Comfort

Kort handledsortos utan skena

- Reglerbart tumgrepp
- Kardborrknäppning på handryggen
- Stabilt material med mjuk insida

Materialserie: **Comfort** Längd: **11 cm**

Art nr.	Storlek	Färg
7805	XS - XXL	Svart 



Easy - Neopren

Kort handledsortos utan skena

- Reglerbart tumgrepp
- Kardborrknäppning på handryggen
- Mjukt och följsamt material

Materialserie: **Neopren** Längd: **11 cm**

Art nr.	Storlek	Färg
7905	XS - XXL	Svart 



Base - Stabil

Handledsortos med volar skena

- Markerad midja för optimal passform
- 5 kardborrband på handryggen
- Formbar aluminiumskena
- Stabilt och slitstarkt material

Materialserie: **Stabil** Längd: **18 cm**

Art nr.	Storlek	Färg
7710	XS - XXL	Beige & Svart ☒ ☐
TB303	Plastskena	Vit ☐



Base - Comfort

Handledsortos med volar skena

- Markerad midja för optimal passform
- 5 kardborrband på handryggen
- Formbar aluminiumskena
- Stabilt material med mjuk insida

Materialserie: **Comfort** Längd: **18 cm**

Art nr.	Storlek	Färg
7810	XS - XXL	Svart ☒ ☐
TB303	Plastskena	Vit ☐



Base - Neopren

Handledsortos med volar skena

- Markerad midja för optimal passform
- 5 kardborrband på handryggen
- Formbar aluminiumskena
- Mjukt och följsamt material

Materialserie: **Neopren** Längd: **18 cm**

Art nr.	Storlek	Färg
7910	XS - XXL	Svart ☒ ☐
TB303	Plastskena	Vit ☐



Base Wide - Stabil

Handledsortos med volar skena

- Passar kraftig underarm
- Markerad midja för optimal passform
- 5 kardborrband på handryggen
- Formbar aluminiumskena
- Stabilt och slitstarkt material


Materialserie: **Stabil** Längd: **18 cm**

Art nr.	Storlek	Färg
7710W	XS - XXL	Beige & Svart 
TB303	Plastskena	Vit 



Måttabell - Base Wide

Storlek	Omkrets A	Omkrets B
X-Small	12 - 14 cm	15 - 18 cm
Small	14 - 16 cm	18 - 21 cm
Medium	16 - 18 cm	21 - 24 cm
Large	18 - 20 cm	24 - 27 cm
X-Large	20 - 22 cm	27 - 30 cm
XX-Large	22 - 24 cm	30 - 33 cm




Vi vill att du ska känna dig trygg när du handlar hos oss och därför har vi infört **Nöjd Kund Garanti.**

Är du av någon anledning inte nöjd med produkten du köpt från oss så byter vi ut den.

Base Max - Stabil

Handledsortos med volar skena

- Rakare skärning över handleden
- Högre dorsalt stöd
- 3 kardborrband på handryggen
- Formbar aluminiumskena
- Stabilt och slitstarkt material



Materialserie: **Stabil** Längd: **19 & 21 cm**

Art nr.	Benämning	Storlek	Färg
7715	Base Max	XXS - XXL	Beige & Svart 
TB304	Plastskena Kort	XXS - M	Blå 
TB305	Plastskena Lång	L - XXL	Blå 

Base Frank - Stabil

Handledsortos med volar skena och slutet tumgrepp

- Rakare skärning över handleden
- Högre dorsalt stöd
- 4 kardborrband på handryggen
- Formbar aluminiumskena
- Stabilt och slitstarkt material



Materialserie: **Stabil** Längd: **21 cm**

Art nr.	Storlek	Färg
7716	XXS - XXL	Svart 
TB305	Plastskena Lång	Blå 

Base Long - Stabil

Längre handledsortos med volar skena

- Längre modell av Base (5 cm längre)
- Påsytt extraband för ökad stabilitet
- Markerad midja för optimal passform
- Formbar aluminiumskena
- Stabilt och slitstarkt material

Materialserie: **Stabil** Längd: **23 cm**

Art nr.	Storlek	Färg
7730	XS - XXL	Beige & Svart 
TB305	Plastskena Lång	Blå 



i Våra plastskenor har samma form och hårdhet men skiljer i längd.

Plastskena Vit

- Kan justeras med värmepistol
- Se respektive ortos för rätt val av plastskena

Art nr.	Längd	Färg
TB303	14,5 cm	Vit 



Plastskena Blå

- Kan justeras med värmepistol
- Se respektive ortos för rätt val av plastskena

Art nr.	Benämning	Längd	Färg
TB304	Plastskena Kort	16 cm	Blå 
TB305	Plastskena Lång	18 cm	Blå 



Extraband

- 5 cm brett
- Elastiskt

i Till Lacy- och Prismamodellerna – använd modell Reverse.



Art nr.	Benämning	Längd	Färg
TB301	Standard	36 cm	Beige 
TB302	Standard	36 cm	Svart 
TB311	Reverse	36 cm	Beige 
TB312	Reverse	36 cm	Svart 

Lacy Short - Molli

Kort handledsortos med snörlösning

- Kort modell utan skena
- Reglerbart tumgrepp
- Snörlösning för ökad stabilitet
- Mjukt och följsamt material

Materialserie: **Molli** Längd: **11 cm**

Art nr.	Storlek	Färg
7606	XXS - XXL	Svart ●



Lacy Short - Stabil

Kort handledsortos med snörlösning

- Kort modell utan skena
- Reglerbart tumgrepp
- Snörlösning för ökad stabilitet
- Stabilt och slitstarkt material

Materialserie: **Stabil** Längd: **11 cm**

Art nr.	Storlek	Färg
7706	XXS - XXL	Beige & Svart ●●



Lacy - Stabil

Handledsortos med snörlösning

- Formbar volar aluminiumskena
- 2 uttagbara dorsala spiralfjädrar
- Uttagbar ulnar spiralfjäder
- Reglerbart tumgrepp
- Snörlösning för enkel applicering
- Stabilt och slitstarkt material

Materialserie: **Stabil** Längd: **20 cm**

Art nr.	Storlek	Färg
7720	XS - XXL	Svart ●
TB303	Plastskena	Vit ○



Prisma - Stabil Plus

Extra stabil handledsortos

- Formbar volar aluminiumskena
- 2 uttagbara dorsala skenor (aluminium)
- 2 utbytbara plastskenor medföljer för lättare stöd
- Ulnar skenficka som möjliggör förstärkt stöd
- Reglerbart tumgrepp
- Snörlösning för enkel applicering

Materialserie: **Stabil Plus** Längd: **20 cm**

Art nr.	Storlek	Färg
7070	XXS - XXL	Beige & Svart 



Prisma Long - Stabil Plus

Extra stabil handledsortos

- Längre modell av Prisma (5 cm längre)
- Formbar volar aluminiumskena
- Uttagbar dorsal skena
- Reglerbart tumgrepp
- Snörlösning för enkel applicering

Materialserie: **Stabil Plus** Längd: **25 cm**

Art nr.	Storlek	Färg
7080	XS - XL	Svart 



Fingerlift - Mollie

Enkel fingerslinga

- Bilateral
- Kan appliceras till Lacy och Prismamodellerna
- Mjukt och följsamt material

Materialserie: **Mollie**

Art nr.	Storlek	Färg
7602	One size	Svart 



Bilden visar Fingerlift applicerad på Lacy, se sid 10.

Prisma Thumb - Stabil Plus

Extra stabil tum- och handledsortos

- Stabiliserar handled samt tummens CMC1- och MCP-led
- Formbar volar aluminiumskena
- Form- och uttagbara aluminiumskenor kring tummen för enkel anpassning
- Reglerbart tumgrepp
- Reglerbar tumdel
- Snörlösning för enkel applicering

Materialserie: **Stabil Plus** Längd: **21 cm**

Art nr.	Storlek	Färg
7090	XS - XL	Svart 



Kombi - Stabil

Kombinerad tum- och handledsortos

- Stabiliserar handled samt tummens CMC1- och MCP-led
- Formbar volar aluminiumskena
- Reglerbar tumdel
- Form- och uttagbar spiralfjäder
- Stabilt och slitstarkt material

Materialserie: **Stabil** Längd: **16 cm**

Art nr.	Storlek	Färg
7760	XS - XL	Beige & Svart  

TB303 Plastskena Vit 



Kombi Extra - Stabil

Kombinerad tum- och handledsortos

- Stadigare modell av Kombi - Stabil
- Stabiliserar handled samt tummens CMC1- och MCP-led
- Formbar volar aluminiumskena
- Reglerbart tumgrepp
- Reglerbar tumdel
- Form- och uttagbar spiralfjäder
- Stabilt och slitstarkt material

Materialserie: **Stabil** Längd: **18 cm**

Art nr.	Storlek	Färg
7765	XS - XXL	Beige & Svart  

TB303 Plastskena Vit 




Materialspecifikation

Comfort	- Slitstarkt material med en mjuk och behaglig insida. Tillverkat av bomull, polyamid, polyester och gummi (latexfritt).
Molli	- Mjukt och följsamt material. Tillverkat av polyester, viskos, elasthan och nylon (latexfritt).
Neopren	- Mjukt material tillverkat av gummi (latexfritt).
NuStimWrap (by Fabrifoam)	- Tvåsidigt material med en mjuk glidfri insida och en utsida av nylon och lycra (latexfritt).
Stabil	- Stabilt och slitstarkt material tillverkat av bomull, polyester och gummi (latexfritt).

Måttabell - Tumortoser

Storlek	Omkrets runt handled
XX-Small	10 - 12 cm
X-Small	12 - 14 cm
Small	14 - 16 cm
Medium	16 - 18 cm
Large	18 - 20 cm
X-Large	20 - 22 cm
XX-Large	22 - 24 cm



Mät runt handleden för rätt storlek

7753 - Stabil

Längre tumortos med skena

- Längre modell av art nr. 7743 - Stabil
- Extraband runt handleden
- Stabiliserar tummens CMC1- och MCP-led
- Reglerbar tumdel
- Form- och uttagbar spiralfjäder
- Stabilt och slitstarkt material

Materialserie: **Stabil**

Längd: **15 cm**

Art nr.	Storlek	Färg
7753	XS - XXL	Beige & Svart 



7743 - Stabil

Tumortos med skena

- Stabiliserar tummens CMC1- och MCP-led
- Reglerbar tumdel
- Form- och uttagbar spiralfjäder
- Stabilt och slitstarkt material

Materialserie: **Stabil**

Art nr.	Storlek	Färg
7743	XS - XXL	Beige & Svart 



7843 - Comfort

Tumortos med skena

- Stabiliserar tummens CMC1- och MCP-led
- Reglerbar tumdel
- Form- och uttagbar spiralfjäder
- Stabilt material med mjuk insida

Materialserie: **Comfort**

Art nr.	Storlek	Färg
7843	XS - XXL	Svart 



7943 - Neopren

Tumortos med skena

- Stabiliserar tummens CMC1- och MCP-led
- Reglerbar tumdel
- Form- och uttagbar spiralfjäder
- Mjukt och följsamt material

Materialserie: **Neopren**

Art nr.	Storlek	Färg
7943	XS - XXL	Svart 



7745 - Stabil

Tumortos utan skena

- Stödjer och lyfter CMC1-leden
- Reglerbar tumdel
- Enkel applicering
- Stabilt och slitstarkt material

Materialserie: **Stabil**

Art nr.	Storlek	Färg
7745	XS - XXL	Beige & Svart 



7845 - Comfort

Tumortos utan skena

- Stödjer och lyfter CMC1-leden
- Reglerbar tumdel
- Enkel applicering
- Stabilt material med mjuk insida

Materialserie: **Comfort**

Art nr.	Storlek	Färg
7845	XS - XXL	Svart 



7945 - Neopren

Tumortos utan skena

- Stödjer och lyfter CMC1-leden
- Reglerbar tumdel
- Enkel applicering
- Mjukt och följsamt material

Materialserie: **Neopren**

Art nr.	Storlek	Färg
7945	XS - XXL	Svart 



7644 - Molli

Tumortos utan skena

- Stödjer och lyfter CMC1-leden
- Reglerbar tumdel
- Enkel applicering
- Mjukt och följsamt material

Materialserie: **Molli**

Art nr.	Storlek	Färg
7644	XXS - XXL	Svart ●



Comfort Cool

Tumortos utan skena

- Extra band runt tumbasen för ökad stabilitet
- Utan kantband
- Kan lätt klippas och justeras

 Finns även i barnstorlek, se sid 22.

Materialserie: **Neopren Perforerad**

Art nr.	Storlek	Färg
7946	XS - XXL	Svart ●



Thumb Spica - NuStimWrap

Enkel tumortos

- Tunn och smidig
- Lätt att använda under handske
- Ger även ett lätt stöd för handleden

 Mått tas runt handled.

 Finns även i barnstorlek, se sid 23.

Materialserie: **NuStimWrap**
(by Fabrifoam)

Art nr. Vänster	Art nr. Höger	Storlek	Mått	Färg
44001	44101	S	12 - 16 cm	Svart ●
44002	44102	M/L	16 - 22 cm	Svart ●



Comfort Cool Short Thumb Spica

Kort tumortos med plastförstärkning

- Bilateral
- Tumdel med formbar plast (Omega Max 2,4 mm)
- Ortosen formas enkelt efter uppvärmning i vatten eller i micro

 Mått tas runt handled.

Materialserie: **Neopren Perforerad**

Art nr.	Storlek	Mått	Längd	Färg
79528	S/M	13-17 cm	13 cm	Svart 
79529	L/XL	17-20 cm	15 cm	Svart 



Comfort Cool Thumb Spica

Tumortos med plastförstärkning

- Bilateral
- Tumdel med formbar plast (Omega Max 2,4 mm)
- Ortosen formas enkelt efter uppvärmning i vatten eller i micro

 Mått tas runt handled.

Materialserie: **Neopren Perforerad**

Art nr.	Storlek	Mått	Längd	Färg
79530	S/M	13-17 cm	18 cm	Svart 
79531	L/XL	17-20 cm	20 cm	Svart 



Comfort Cool Long Thumb Spica

Lång tumortos med plastförstärkning

- Bilateral
- Tumdel med formbar plast (Omega Max 2,4 mm)
- Ortosen formas enkelt efter uppvärmning i vatten eller i micro

 Mått tas runt handled.

Materialserie: **Neopren Perforerad**

Art nr.	Storlek	Mått	Längd	Färg
79532	S/M	13-17 cm	22 cm	Svart 
79533	L/XL	17-20 cm	24 cm	Svart 



Mafra Tumlinda

- Enkel tumlinda i olika längder och bredder
- Tillverkad i ett mjukt och behagligt material bestående av polyamid och gummi

 Övriga Mafraband, se sid 79.



Art nr.	Art nr. 10-pack	Storlek	Färg
404040	404040-10	4 x 40 cm	Beige 
405040	405040-10	4 x 50 cm	Beige 
504040	504040-10	5 x 40 cm	Beige 
506040	506040-10	5 x 60 cm	Beige 
404050	404050-10	4 x 40 cm	Svart 
405050	405050-10	4 x 50 cm	Svart 
504050	504050-10	5 x 40 cm	Svart 
506050	506050-10	5 x 60 cm	Svart 

Palm Protector

Skydd för handflatan

- Syntetiskt fleeceliknande material
- Enkel att applicera
- Justerbart band över handryggen
- Maskintvättbar
- Latexfri




Art nr.	Vä/Hö	Storlek	Enhet
52250-1	Vänster	One size	Styckvis
52251-1	Höger	One size	Styckvis

Palm Cone

Kontrakturkon

- Frottéklädd plastkon
- Enkel att applicera
- Justerbart band över handryggen
- Maskintvättbar
- Latexfri

Art nr.	Storlek	Mått	Enhet
5608	One size	13 cm	Styckvis




Palm Cone Finger

Kontrakturkon med fingerseparerare

- Frottéklädd plastkon
- Enkel att applicera
- Justerbart band över handryggen
- Maskintvättbar
- Latexfri

Art nr.	Storlek	Mått	Enhet
5609	One size	13 cm	Styckvis



Palm Grip

Kontrakturkudde

- Frottéklädd
- Enkel att applicera
- Elastiskt band över handryggen
- Maskintvättbar
- Latexfri

Art nr.	Storlek	Mått	Enhet
6507	Small	13 x 6 cm	Styckvis
6508	Large	13 x 8 cm	Styckvis



Finger Contracture

Kontrakturkudde med fingerseparerare


- Frottéklädd
- Enkel att applicera
- Elastiskt band över handryggen
- Maskintvättbar
- Latexfri

Art nr.	Storlek	Mått	Enhet
6560	Small	13 x 8 cm	Styckvis
6562	Large	13 x 10 cm	Styckvis



Måttabell - Dupuytren Glove

Storlek	Mått runt MCP-lederna
Small	18 - 20 cm
Medium	20 - 23 cm
Large	23 - 25 cm
X-Large	25 - 27 cm



Mått tas runt MCP-lederna

Dupuytren Glove Volar

Extensionsortos

- Uttag- och formbara skenor i aluminium (volar)
- Enkel och smidig applicering
- Tillverkad av nylon och polyester



Art nr. Vänster	Art nr. Höger	Storlek	Färg
7451-22	7451-32	Small	Svart ●
7451-23	7451-33	Medium	Svart ●
7451-24	7451-34	Large	Svart ●
7451-25	7451-35	X-Large	Svart ●

Dupuytren Glove Dorsal

Extensionsortos

- Uttag- och formbara skenor i aluminium (dorsalt)
- Enkel och smidig applicering
- Tillverkad av nylon och polyester



Art nr. Vänster	Art nr. Höger	Storlek	Färg
7450-22	7450-32	Small	Svart ●
7450-23	7450-33	Medium	Svart ●
7450-24	7450-34	Large	Svart ●
7450-25	7450-35	X-Large	Svart ●

Thermoskin Gloves

Handske i värmande material

- 3/4 fingrar
- Ger stöd och lätt kompression
- Räfflad utsida för att underlätta greppförmågan
- Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- Säljs parvis



i Mått tas runt MCP-lederna.

Art nr.	Storlek	Mått	Färg	Enhet
53110	X-Small	15-17 cm	Svart ●	Parvis
53111	Small	18-20 cm	Svart ●	Parvis
53112	Medium	21-23 cm	Svart ●	Parvis
53113	Large	24-26 cm	Svart ●	Parvis
53114	X-Large	27-29 cm	Svart ●	Parvis
53115	XX-Large	30-32 cm	Svart ●	Parvis

Progress Viloskena

Anpassningsbar viloskena

- Fodrad aluminiumram
- Lätt att anpassa
- 3 fästband
- Avtagbart och tvättbart foder



i Mät diagonalt volart enligt bild.

Art nr. Vänster	Art nr. Höger	Storlek	Mått	Färg
25556	25557	X-Small	7,6 - 8,3 cm	Svart/Grå ●
25600	25601	Small	8,3 - 8,9 cm	Svart/Grå ●
25602	25603	Medium	8,9 - 9,5 cm	Svart/Grå ●
25604	25605	Large	9,5 - 10,1 cm	Svart/Grå ●

Prefabricerad Viloskena

Förformad plastortos

- Funktionell viloposition
- Lätt att anpassa
- 3 fästband
- Tillverkad av 3,2 mm lågtemperaturplast



i Mät diagonalt dorsalt enligt bild.

Art nr. Vänster	Art nr. Höger	Storlek	Mått	Färg
13530	13531	Small	7 - 8,9 cm	Vit/Beige ○
13532	13533	Medium	8,9 - 10 cm	Vit/Beige ○
13534	13535	Large	10 - 12 cm	Vit/Beige ○

Tips!

Lacy Short i XXS går även att använda som barnstorlek, se sid 10.

Prisma Barn – Stabil Plus

Stabil handledsortos för barn

- Formbar volar aluminiumskena
- Uttagbar dorsal skena
- Snörlösning för enkel applicering

Materialserie: **Stabil Plus** Längd: **15 cm**

Art nr.	Vä/Hö	Storlek	Färg
7070-20	Vänster	One size	Svart ●
7070-30	Höger	One size	Svart ●



i Passar handled med omkrets 10 - 12 cm.

Prisma Barn Thumb – Stabil Plus

Stabil tum- och handledsortos för barn

- Formbar volar aluminiumskena
- Uttagbara skenor kring tummen för enkel anpassning av tumdelen
- Snörlösning för enkel applicering

Materialserie: **Stabil Plus** Längd: **15 cm**

Art nr.	Vä/Hö	Storlek	Färg
455-LT	Vänster	One size	Svart ●
455-RT	Höger	One size	Svart ●




i Passar handled med omkrets 10 - 12 cm.

Comfort Cool CMC Barn

Tumortos utan skena

- Extra band runt tumbasen för ökad stabilitet
- Utan kantband
- Kan lätt klippas och justeras



i Mått tas runt MCP-lederna.

i Finns även i vuxenstorlek, se sid 16.



Materialserie: **Neopren Perforerad**

Art nr.	Vä/Hö	Storlek	Omkrets	Färg
79546	Vänster	XXS	11 - 14 cm	Svart ●
79547	Höger	XXS	11 - 14 cm	Svart ●
79548	Vänster	XS	14 - 17 cm	Svart ●
79549	Höger	XS	14 - 17 cm	Svart ●

Thumb Spica Barn - NuStimWrap

Enkel tumortos

- Tunn och smidig
- Lätt att använda under handske
- Ger även ett lätt stöd för handleden

i Mått tas runt handled.

i Finns även i vuxenstorlekar, se sid 16.

Materialserie: **NuStimWrap**
(by Fabrifoam)



Art nr. Vänster	Art nr. Höger	Storlek	Mått	Färg
44201	44202	One size	9 - 12 cm	Svart ●

Progress Viloskena - Barn


Anpassningsbar viloskena

- Fodrad aluminiumram
- Lätt att anpassa
- 3 fästband
- Avtagbart och tvättbart foder

i Bild föreställer vuxen storlek.

i Mät diagonalt volart enligt bild.

i Finns även i vuxenstorlekar, se sid 21.



Art nr. Vänster	Art nr. Höger	Storlek	Mått	Färg
25558	25559	Barn	5,7 - 7,6 cm	Svart/Grå ●

Co-Flex Barn


- Elastisk linda som fäster i sig själv
- Längd 4,6 meter
- Latexfri



Art nr.	Motiv	Storlek	Enhet
245501	Smiley Face	5,1 cm	Styckvis
245506	Kids Pack	5,1 cm	Styckvis

EDEMA Light - 3/4 Finger

- Bilateral ödemhandske
- Tillverkade av nylon och lycra
- Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- Latexfria
- Säljs styckvis



i Mått tas runt MCP-lederna.


i Kompressionsklass 1-2 (15-25 mmHg).



Art nr.	Storlek	Mått	Färg	Enhet
7050-0	XX-Small	13-15 cm	Beige 	Styckvis
7050-1	X-Small	15-18 cm	Beige 	Styckvis
7050-2	Small	18-20 cm	Beige 	Styckvis
7050-3	Medium	20-22 cm	Beige 	Styckvis
7050-4	Large	22-24 cm	Beige 	Styckvis
7050-5	X-Large	24-27 cm	Beige 	Styckvis

EDEMA Light - Fullfinger

- Bilateral ödemhandske
- Tillverkade av nylon och lycra
- Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- Latexfria
- Säljs styckvis



i Mått tas runt MCP-lederna.


i Kompressionsklass 1-2 (15-25 mmHg).



Art nr.	Storlek	Mått	Färg	Enhet
7150-0	XX-Small	13-15 cm	Beige 	Styckvis
7150-1	X-Small	15-18 cm	Beige 	Styckvis
7150-2	Small	18-20 cm	Beige 	Styckvis
7150-3	Medium	20-22 cm	Beige 	Styckvis
7150-4	Large	22-24 cm	Beige 	Styckvis
7150-5	X-Large	24-27 cm	Beige 	Styckvis


EDEMA Light - 3/4 Finger

- Bilateral ödemhandske
- Tillverkade av nylon och lycra
- Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- Latexfria
- Säljs styckvis



Mått tas runt MCP-lederna.


Kompressionsklass 1-2 (15-25 mmHg).



Art nr.	Storlek	Mått	Färg	Enhet
7051-0	XX-Small	13-15 cm	Svart ●	Styckvis
7051-1	X-Small	15-18 cm	Svart ●	Styckvis
7051-2	Small	18-20 cm	Svart ●	Styckvis
7051-3	Medium	20-22 cm	Svart ●	Styckvis
7051-4	Large	22-24 cm	Svart ●	Styckvis
7051-5	X-Large	24-27 cm	Svart ●	Styckvis

EDEMA Light - Fullfinger

- Bilateral ödemhandske
- Tillverkade av nylon och lycra
- Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- Latexfria
- Säljs styckvis



Mått tas runt MCP-lederna.


Kompressionsklass 1-2 (15-25 mmHg).



Art nr.	Storlek	Mått	Färg	Enhet
7151-0	XX-Small	13-15 cm	Svart ●	Styckvis
7151-1	X-Small	15-18 cm	Svart ●	Styckvis
7151-2	Small	18-20 cm	Svart ●	Styckvis
7151-3	Medium	20-22 cm	Svart ●	Styckvis
7151-4	Large	22-24 cm	Svart ●	Styckvis
7151-5	X-Large	24-27 cm	Svart ●	Styckvis

EDEMA Medium - 3/4 Finger

- Bilateral ödemhandske
- Tillverkade av nylon och lycra
- Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- Latexfria
- Säljs styckvis



i Mått tas runt MCP-lederna.

i Kompressionsklass 2 (23-32 mmHg).



Art nr.	Storlek	Mått	Färg	Enhet
8050-0	XX-Small	13-15 cm	Beige 	Styckvis
8050-1	X-Small	15-18 cm	Beige 	Styckvis
8050-2	Small	18-20 cm	Beige 	Styckvis
8050-3	Medium	20-22 cm	Beige 	Styckvis
8050-4	Large	22-24 cm	Beige 	Styckvis
8050-5	X-Large	24-27 cm	Beige 	Styckvis

EDEMA Medium - Fullfinger

- Bilateral ödemhandske
- Tillverkade av nylon och lycra
- Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- Latexfria
- Säljs styckvis



i Mått tas runt MCP-lederna.


i Kompressionsklass 2 (23-32 mmHg).



Art nr.	Storlek	Mått	Färg	Enhet
8150-0	XX-Small	13-15 cm	Beige 	Styckvis
8150-1	X-Small	15-18 cm	Beige 	Styckvis
8150-2	Small	18-20 cm	Beige 	Styckvis
8150-3	Medium	20-22 cm	Beige 	Styckvis
8150-4	Large	22-24 cm	Beige 	Styckvis
8150-5	X-Large	24-27 cm	Beige 	Styckvis

EDEMA Medium - 3/4 Finger

- Bilateral ödemhandske
- Tillverkade av nylon och lycra
- Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- Latexfria
- Säljs styckvis



Mått tas runt MCP-lederna.


Kompressionsklass 2 (23-32 mmHg).



Art nr.	Storlek	Mått	Färg	Enhet
8051-0	XX-Small	13-15 cm	Svart ●	Styckvis
8051-1	X-Small	15-18 cm	Svart ●	Styckvis
8051-2	Small	18-20 cm	Svart ●	Styckvis
8051-3	Medium	20-22 cm	Svart ●	Styckvis
8051-4	Large	22-24 cm	Svart ●	Styckvis
8051-5	X-Large	24-27 cm	Svart ●	Styckvis


EDEMA Medium - Fullfinger

- Bilateral ödemhandske
- Tillverkade av nylon och lycra
- Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- Latexfria
- Säljs styckvis



Mått tas runt MCP-lederna.


Kompressionsklass 2 (23-32 mmHg).



Art nr.	Storlek	Mått	Färg	Enhet
8151-0	XX-Small	13-15 cm	Svart ●	Styckvis
8151-1	X-Small	15-18 cm	Svart ●	Styckvis
8151-2	Small	18-20 cm	Svart ●	Styckvis
8151-3	Medium	20-22 cm	Svart ●	Styckvis
8151-4	Large	22-24 cm	Svart ●	Styckvis
8151-5	X-Large	24-27 cm	Svart ●	Styckvis

Catell Ödemhandske - 3/4 Finger

- Tillverkade av nylon och lycra
- Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- Latexfria
- Säljs styckvis



i Mått tas runt MCP-lederna.


i Kompressionsklass 1-2 (15-25 mmHg).



Art nr. Vänster	Art nr. Höger	Storlek	Mått	Färg	Enhet
5050-01	5050-11	X-Small	15 - 18 cm	Beige 	Styckvis
5050-02	5050-12	Small	18 - 20 cm	Beige 	Styckvis
5050-03	5050-13	Medium	19 - 22 cm	Beige 	Styckvis
5050-04	5050-14	Large	20 - 25 cm	Beige 	Styckvis

Catell Ödemhandske - Fullfinger

- Tillverkade av nylon och lycra
- Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- Latexfria
- Säljs styckvis



i Mått tas runt MCP-lederna.


i Kompressionsklass 1-2 (15-25 mmHg).



Art nr. Vänster	Art nr. Höger	Storlek	Mått	Färg	Enhet
6050-01	6050-11	X-Small	15 - 18 cm	Beige 	Styckvis
6050-02	6050-12	Small	18 - 20 cm	Beige 	Styckvis
6050-03	6050-13	Medium	19 - 22 cm	Beige 	Styckvis
6050-04	6050-14	Large	20 - 25 cm	Beige 	Styckvis

Norco Ödemhandske - 3/4 Finger

- Tillverkade av nylon och lycra
- Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- Latexfria
- Säljs styckvis



i Mått tas runt MCP-lederna.


i Kompressionsklass 1-2 (15-25 mmHg).



Art nr. Vänster	Art nr. Höger	Storlek	Mått	Färg	Enhet
53220	53221	X-Small	15 - 18 cm	Beige 	Styckvis
53222	53223	Small	18 - 20 cm	Beige 	Styckvis
53224	53225	Medium	19 - 22 cm	Beige 	Styckvis
53226	53227	Large	20 - 25 cm	Beige 	Styckvis

Norco Ödemhandske - Fullfinger

- Tillverkade av nylon och lycra
- Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- Latexfria
- Säljs styckvis



i Mått tas runt MCP-lederna.


i Kompressionsklass 1-2 (15-25 mmHg).



Art nr. Vänster	Art nr. Höger	Storlek	Mått	Färg	Enhet
53210	53211	X-Small	15 - 18 cm	Beige 	Styckvis
53212	53213	Small	18 - 20 cm	Beige 	Styckvis
53214	53215	Medium	19 - 22 cm	Beige 	Styckvis
53216	53217	Large	20 - 25 cm	Beige 	Styckvis

Isotoner Handskar - 3/4 Finger

- Ödemhandskar tillverkade av nylon och lycra
- Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- Ingen söm över tumbasen
- Latexfria
- Säljs parvis



Mått tas runt MCP-lederna.


Kompressionsklass 2 (23-32 mmHg).



Art nr.	Storlek	Mått	Färg	Enhet
25830-1	X-Small	13 - 15 cm	Beige	Par
25830-2	Small	15 - 18 cm	Beige	Par
25830-3	Medium	18 - 20 cm	Beige	Par
25830-4	Large	20 - 23 cm	Beige	Par

Isotoner Handskar - Fullfinger

- Ödemhandskar tillverkade av nylon och lycra
- Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- Ingen söm över tumbasen
- Latexfria
- Säljs parvis



Mått tas runt MCP-lederna.

Kompressionsklass 2 (23-32 mmHg).



Art nr.	Storlek	Mått	Färg	Enhet
25831-1	X-Small	13 - 15 cm	Beige	Par
25831-2	Small	15 - 18 cm	Beige	Par
25831-3	Medium	18 - 20 cm	Beige	Par
25831-4	Large	20 - 23 cm	Beige	Par

Catell Ödemhandske - Lång

- Tillverkade av nylon och lycra
- Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- Hel fingertopp
- Latexfria
- Säljs styckvis

i Kompressionsklass 1-2 (15-25 mmHg).



Art nr. Vänster	Art nr. Höger	Storlek	Mått	Färg	Enhet
53230	53231	Small	14-17 cm	Beige 	Styckvis
53232	53233	Medium	17-20 cm	Beige 	Styckvis
53234	53235	Large	20-23 cm	Beige 	Styckvis

Cicatrex Handske


- Bilateral ödemhandske
- Tillverkade av polyamid och elastan
- Vid behov kan fingertopparna öppnas genom att klippa med sax, fransar ej
- Två längder
- Säljs styckvis

i Kompressionsklass 1-3 (20-36 mmHg).



Art nr.	Benämning	Färg	Enhet
344801	Lång handske med hela fingrar	Beige 	Styckvis
344802	Kort handske med hela fingrar	Beige 	Styckvis
3448031	Kort handske med öppna fingrar	Beige 	Styckvis
3448032	Kort handske med öppna fingrar	Svart 	Styckvis

Storlek	Omkrets	Storlek	Omkrets
1 (XXXS)	13 - 14 cm	5 (M)	21 - 22,5 cm
2 (XXS)	15 - 16,5 cm	6 (L)	23 - 24,5 cm
3 (XS)	17 - 18,5 cm	7 (XL)	25 - 26,5 cm
4 (S)	19 - 20,5 cm	8 (XXL)	27 - 28,5 cm



i Mått tas runt MCP-lederna.

Catell Fingerstrumpa

- Cirkulär kompressionsstrumpa
- Elastisk
- Tillverkad av Lycra
- Klipps i önskad längd, fransar ej
- Latexfri

Tips!

Finns även att beställa på rulle (140 cm), kontakta kundservice för mer information.

 Kompressionsklass 2 (23-32 mmHg).

Art nr.	Storlek	PIP Omkrets	Längd	Färg	Enhet
5093	X-Small	2,0 - 3,9 cm	46 cm	Beige 	Styckvis
5094	Small	3,5 - 5,4 cm	46 cm	Beige 	Styckvis
5095	Medium	4,8 - 6,7 cm	46 cm	Beige 	Styckvis
5096	Large	6,0 - 7,3 cm	46 cm	Beige 	Styckvis
5097	X-Large	7,0 - 7,6 cm	46 cm	Beige 	Styckvis
5098	XX-Large	7,6 - 8,5 cm	46 cm	Beige 	Styckvis




Cicatrex Fingerstrumpa

- Cirkulär kompressionsstrumpa
- Elastisk
- Tillverkade av polyamid och elastan
- Vid behov kan längden anpassas med sax, fransar ej
- Latexfri

 Kompressionsklass 1-3 (20-36 mmHg).

Art nr.	Storlek	Längd	Färg	Enhet
3446-1	Small (1)	10 cm	Beige 	Styckvis
3446-50	Small (1)	10 cm	Beige 	50 st/frp
3446-2	Medium (2)	10 cm	Beige 	Styckvis
3446-51	Medium (2)	10 cm	Beige 	50 st/frp



Basic Epikondylitspänne

- Enkelt epikondylitspänne tillverkat i neopren
- Bilateralt
- Lätt att anpassa med ett fästband
- Silikonpelott

Art nr.	Storlek	Färg
3709	One size	Svart ●



Active Epikondylitspänne

- Tunt och smidigt
- Bilateralt
- Flyttbar silikonpelott

Art nr.	Storlek	Färg
3710	One size	Grå ●



Epi Epikondylitspänne

- Tunt och smidigt
- Bilateralt
- Foampelott

Art nr.	Storlek	Färg
3711	One size	Svart ●



Catell Elbowstrap

- Bilateral
- Kardborrband för justerbart omfång
- Uttagbara fjädrar för anpassning av stabilitet
- Tillverkad av tunt och smidigt korsettmaterial



Art nr.	Benämning	Bredd	Längd	Färg
3740-1	Short	19 cm	50 cm	Svart ●
3740-2	Long	25 cm	60 cm	Svart ●

Heelbo Armbågsortos

- Passar både häl och armbåge
- Tillverkat av tvättbart trikåfoder
- Skumplastvaddering (Polyuretan)
- Säljs parvis



Finns även med gelvaddering, kontakta kundservice för mer information.



Mått tas runt armbågen.

Art nr.	Storlek	Omkrets
15961-1	Small	18 cm
15961-2	Medium	20 cm
15961-3	Large	22 cm
15961-4	X-Large	24 cm
15961-6	XX-Large	29 cm

Catell Armsling Light

- Bilateral
- Appliceras snett över ryggen
- Anpassas med låssöljor och kardborre
- Tunn vadderad axelpolstring

Art nr.	Storlek	Färg
8850	One size	Svart ●



Catell Armsling Standard

- Bilateral
- Appliceras snett över ryggen
- Anpassas med spännen och kardborre
- Löst midjebälte för immobilisering av arm mot bål
- Tumögla och axelpolstring
- Tillverkad av mjukt foammaterial

 Mät underarmslängden i centimeter för storlek.

Art nr.	Storlek	Färg
BA110	XS - XL	Grå/Svart 



	XS	S	M	L	XL
CM	23-28	28-33	33-38	38-43	43-48

Catell Armsling Double

- Bilateral
- Två breda band fördelar vikten
- Anpassas med reglerbart kardborrband
- Brett extraband för fixering av arm mot bål
- Tillverkad av mjukt foammaterial

 Mät underarmslängden i centimeter för storlek.

Art nr.	Storlek	Färg
BA160	S - L	Grå/Svart 



	S	M	L
CM	28-33	33-38	38-43

Catell Armsling Smart

- Bilateral
- Appliceras snett över ryggen
- Bålband och flyttbara manschetter för överarm och underarm
- Anpassas med plastspänne och kardborre
- Storlek/omfång justeras med sax
- Tillverkad av mjukt foammaterial

Art nr.	Storlek	Färg
8870	One size	Svart 



Tvillingförband

- Tillverkad av slitstark kardborre
- Enkel att anpassa för bästa passform



Art nr.	Bredd	Färg	Enhet
5647	1,6 cm	Beige 	10 st/frp
5648	2,5 cm	Beige 	10 st/frp
5649	5,1 cm	Beige 	10 st/frp
5647-1	1,6 cm	Svart 	10 st/frp
5648-1	2,5 cm	Svart 	10 st/frp

Tvillingförband – NuStimWrap (by Fabrifoam)

- Mjuk och glidfri insida
- Smutsavvisande utsida
- Lågprofil kardborre
- Lätt att anpassa för bästa passform



Art nr.	Bredd	Färg	Enhet
15399-1	1,6 cm	Blå 	5 st/frp
15399-2	2,5 cm	Blå 	5 st/frp

Tips!

Fabrifoam finns i flera olika material och utföranden:

- CarpalGard, se sid 4.
- Tumb Spica, se sid 16.
- Metervara, se sid 81.

3-Point Tvillingförband

- Mjuk och glidfri insida
- Smutsavvisande utsida
- Lågprofil kardborre
- Lätt att anpassa för bästa passform
- Tillverkad av NuStimWrap (by Fabrifoam)

Bredd 1,3 cm (Svart) ●

Art nr.	Enhet
51886	5 st/frp
51886-25	25 st/frp
51886-50	50 st/frp
51886-100	100 st/frp

Bredd 1,9 cm (Grå) ●

Art nr.	Enhet
51887	5 st/frp
51887-25	25 st/frp
51887-50	50 st/frp
51887-100	100 st/frp




Bredd 2,5 cm (Svart) ●

Art nr.	Enhet
51888	5 st/frp
51888-25	25 st/frp
51888-50	50 st/frp
51888-100	100 st/frp

3-Point Fingerflex


- Enkelt och effektivt volardrag för fingerleder
- Mjuk och glidfri insida
- Tillverkad av NuStimWrap (by Fabrifoam)

Art nr.	Enhet
151004-5	5 st/frp
151004-25	25 st/frp



Oval-8 Fingerring

- Fingerring i 1,6 mm polypropylen
- Korrigerar flertalet felställningar
- Ortosens vinkel går att justera med varmluftspistol
- Latexfria




Art nr.	Benämning	Storlek	Enhet
51885	Oval-8 Fingerring	2 - 15	Styckvis

Oval-8 Storleksset

- Utprovningsset med samtliga 14 storlekar

Art nr.	Benämning
51882	Oval-8 Storleksset



Oval-8 Startpaket

- Innehåller 44 ringar i storlekarna 2-15
- Levereras i praktisk förvaringsbox
- Ficklampspenna medföljer för att enklare kunna avläsa storleken på ringen.

Art nr.	Benämning
51881	Oval-8 Startpaket



Oval-8 Storleksinformation

Storlek oval 8:a	Cirkulärt mått över PIP-leden	Storlek oval 8:a	Cirkulärt mått över PIP-leden	Storlek oval 8:a	Cirkulärt mått över PIP-leden
2	4,3 cm	7	5,9 cm	12	7,4 cm
3	4,5 cm	8	6,2 cm	13	7,7 cm
4	5 cm	9	6,4 cm	14	8,1 cm
5	5,3 cm	10	6,8 cm	15	8,2 cm
6	5,7 cm	11	7,1 cm		

Ringen Fingerfärdig

Fingerringar i kort och lång modell

- Ortosens vinkel går att justera med varmluftspistol
- För utprovning krävs storleksset
- Storleksset kommer komplett med samtliga storlekar på både kort och lång modell



Art nr.	Modell	Pris
5200	Storleksset	299.-

Art nr.	Modell	Färg	Storlek	Enhet
5180	Kort modell	Transparent	19-33	Styckvis
5181	Kort modell	Blå	19-33	Styckvis
5182	Kort modell	Turkos	19-33	Styckvis
5183	Kort modell	Röd	19-33	Styckvis
5188	Kort modell	Silver	19-33	Styckvis
5189	Kort modell	Guld	19-33	Styckvis

Art nr.	Modell	Färg	Storlek	Enhet
5190	Lång modell	Transparent	1-12	Styckvis
5191	Lång modell	Blå	1-12	Styckvis
5192	Lång modell	Turkos	1-12	Styckvis
5193	Lång modell	Röd	1-12	Styckvis
5198	Lång modell	Silver	1-12	Styckvis
5199	Lång modell	Guld	1-12	Styckvis

Fingersplint

- Stabiliserar DIP-leden
- Kan justeras med varmluftspistol
- Tillverkad av ABS-plast
- Latexfri



Art nr.	Storlek	Enhet
5170	XS-XXL	Styckvis



Catell Wrap

- Elastisk linda som fäster i sig själv
- Längd 4,5 meter
- Latexfri



Art nr.	Art nr. frp	Bredd	Färg
3050	3050-24	2,5 cm	Beige 
3051	3051-24	2,5 cm	Svart 
3052	3052-24	2,5 cm	Rosa 
3053	3053-24	2,5 cm	Blå 
3054	3054-24	2,5 cm	Röd 
3150	3150-12	5 cm	Beige 
3151	3151-12	5 cm	Svart 
3152	3152-12	5 cm	Rosa 
3153	3153-12	5 cm	Blå 
3154	3154-12	5 cm	Röd 

Co-Flex Barn

- Elastisk linda som fäster i sig själv
- Längd 4,6 meter
- Latexfri



Art nr.	Motiv	Storlek	Enhet
245501	Smiley Face	5,1 cm	Styckvis
245506	Kids Pack	5,1 cm	Styckvis

Co-Flex

- Elastisk linda som fäster i sig själv
- Kraftigare och stadigare än Dema Wrap
- Längd 4,6 meter
- Latexfri



Art nr.	Bredd	Färg	Enhet
51135-1	2,5 cm	Beige 	30 st/frp
51135-2	2,5 cm	Blandade färger	30 st/frp
51897-1	3,8 cm	Beige 	48 st/frp
51897-2	3,8 cm	Blandade färger	48 st/frp
51136-1	5,1 cm	Beige 	36 st/frp
51136-2	5,1 cm	Blandade färger	36 st/frp

Dema Wrap

- Lättviktslinda som fäster i sig själv
- Tunnare än Co-Flex
- Enkel att applicera
- Längd 4,6 meter
- Latexfri



Art nr.	Art nr. frp	Bredd	Färg
68510-1	68510	2,5 cm	Beige 
68512-1	68512	2,5 cm	Blandade färger
68511-1	68511	5,1 cm	Beige 
68513-1	68513	5,1 cm	Blandade färger
Ej styckvis	68514	7,5 cm	Beige 

Kinesio Tex Gold FP

- Utvecklad version av Classic
- Latexfri



Art nr.	Mått	Färg	Enhet
32364-1	5 cm x 5 m	Beige 	Styckvis
32365-1	5 cm x 5 m	Blå 	Styckvis
32366-1	5 cm x 5 m	Rosa 	Styckvis
32367-1	5 cm x 5 m	Svart 	Styckvis
32368-1	5 cm x 5 m	Vit 	Styckvis
32364-2	5 cm x 31,5 m	Beige 	Styckvis
32365-2	5 cm x 31,5 m	Blå 	Styckvis
32366-2	5 cm x 31,5 m	Rosa 	Styckvis
32367-2	5 cm x 31,5 m	Svart 	Styckvis
32368-2	5 cm x 31,5 m	Vit 	Styckvis

Kinesio Tex Classic

- Originalteipen
- Latexfri



Art nr.	Mått	Färg	Enhet
32374-1	5 cm x 4 m	Beige 	Styckvis
32375-1	5 cm x 4 m	Blå 	Styckvis
32376-1	5 cm x 4 m	Rosa 	Styckvis
32377-1	5 cm x 4 m	Svart 	Styckvis
32378-1	5 cm x 4 m	Vit 	Styckvis

Catell Tape

- Kinesiotape i 6 olika färger
- Latexfri



Art nr.	Mått	Färg	Enhet
4050	5 cm x 5 m	Beige 	Styckvis
4051	5 cm x 5 m	Svart 	Styckvis
4052	5 cm x 5 m	Rosa 	Styckvis
4053	5 cm x 5 m	Ljusblå 	Styckvis
4054	5 cm x 5 m	Röd 	Styckvis
4055	5 cm x 5 m	Mörkblå 	Styckvis

Mueller Pre-tape

- Klibbig spray som gör att tejen fäster bättre


Art nr.	Enhet
317200901	Styckvis



Kinesio Sax

- Lämplig att klippa Kinesiotape med
- Lätt att rengöra

Art nr.	Enhet
89046	Styckvis



Silipos information

Silipos produkter är tillverkade av en patenterad polymergel som bekläts med en mjuk och bekväm textil. Gelen avger långsamt en medicinsk mineralolja (USP) som mjukar upp och fuktar huden. Alla Siliposprodukter är hudtestade, silikon- och latexfria.

Användningsområden

- Skyddar mot tryck och skav
- Motverkar ärrbildning
- Tryckavlastande
- Kan användas mot besvär som orsakats av torrhet
- Hyperestesi
- Kompression

Tips

Produkterna kan rengöras (handtvätt) och användas på nytt. Rengör, lufttorka och strö lite talkpuder på produkten.

Rekommendationer

- Tvätta och torka området som ska behandlas
- Dra strumpan/tuben över exempelvis fingret och placera gelen direkt över området som ska behandlas
- Avlägsna produkten minst 3-4 timmar dagligen så att huden får luftas

För mer rekommendationer och tips se bruksanvisning eller www.silipos.com

Varning

- Produkterna får ej läggas på öppet sår
- Om irritation, obehag eller nedsatt cirkulation uppstår, kontakta läkare



SILIPOS®

THE GLOBAL LEADER IN GEL TECHNOLOGIES®

Catell Textil- och Gelprodukter

Catell Textil- och Gelprodukter är ett kostnadseffektivt och enklare alternativ till Siliposprodukter. Produkterna finns i olika utföranden: gel med textilbeklädning samt i ren gel. Gelen innehåller medicinsk olja med fuktgivande egenskaper. Samtliga produkter är silikon- och latexfria.

Användningsområde

- Skyddar mot tryck och skav
- Motverkar ärrbildning
- Tryckavlastande
- Kan användas mot besvär som orsakats av torrhet
- Hyperestesi
- Kompression

Tips

- Catell Textile (produkter med textil) ger kompression men aningen mindre än Siliposprodukter
- Catell Gel (produkter utan textil) ger nästan ingen kompression alls

Produkterna kan rengöras (handtvätt) och användas på nytt. Rengör, lufttorka och strö lite talkpuder på produkten.

Rekommendationer

- Tvätta och torka området som ska behandlas
- Dra strumpan/tuben över exempelvis fingret och placera gelen direkt över området som ska behandlas
- Avlägsna produkten minst 3-4 timmar dagligen så att huden får luftas

För mer rekommendationer och tips se bruksanvisning eller www.catell.se


Varning

- Produkterna får ej läggas på öppet sår
- Om irritation, obehag eller nedsatt cirkulation uppstår, kontakta läkare



Silipos Digital Pads

- Elastisk textilring
- Tryckavlastande
- 6,4 mm tjock gelpelott
- Lämplig för både fingrar och tår



Art nr.	Storlek	Diameter	Längd	Enhet
10055	Mini	17 mm	22 mm	12 st/frp
10065	Small/Medium	19 mm	25 mm	12 st/frp
10075	Large/X-Large	28 mm	32 mm	12 st/frp

Silipos Digital Pads on a Strip

- Kostnadseffektivt alternativ till Silipos Digital Pads
- Elastisk textilring
- 6,4 mm tjock gelpelott
- Lämplig för både fingrar och tår
- Kan anpassas med sax



Art nr.	Storlek	Diameter	Längd	Enhet
1105	Mini	17 mm	60 cm	34 st/frp
1106	Small/Medium	19 mm	60 cm	32 st/frp
1107	Large/X-Large	28 mm	60 cm	28 st/frp

Silipos Digistrip

- Halva insidan med gel
- Elastisk
- Lämplig för både fingrar och tår
- Enkel att klippa till önskad längd

i Finns även i större storlekar, se sid 50.



Art nr.	Storlek	Diameter	Längd	Enhet
1100	Small	17 mm	60 cm	2 st/frp
1101	Medium	19 mm	60 cm	2 st/frp
1102	Large	25 mm	60 cm	2 st/frp

Catell Textile Digital Rings

- Textilklädd ring
- Gelpelott
- Lämplig för både fingrar och tår



Art nr.	Storlek	Diameter	Längd	Enhet
8003	Small	20 mm	20 mm	5 st/frp
8004	Medium	25 mm	25 mm	5 st/frp
8005	Large	30 mm	30 mm	5 st/frp

Catell Gel Digital Rings


- Ring tillverkad av gel
- Tvättbar (tvål och vatten)
- Lämplig för både fingrar och tår



Art nr.	Storlek	Diameter	Längd	Enhet
8224	Small	20 mm	20 mm	5 st/frp
8225	Medium	25 mm	30 mm	5 st/frp
8226	Large	30 mm	35 mm	5 st/frp

Silipos Digital Cap (Ribbed)

- Textilklädd strumpa med en tunn insida av gel
- Elastiskt material
- Stötdämpande
- Lämplig för både fingrar och tår
- Kan anpassas med sax



Art nr.	Storlek	Diameter	Längd	Enhet
10195	Mini	16 mm	6,5 cm	6 st/frp
10205	Small/Medium	19 mm	6,5 cm	6 st/frp
10206	Large/X-Large	25 mm	6,5 cm	6 st/frp
10207	XX-Large	28 mm	6,5 cm	6 st/frp

Silipos Digital Cap (Mesh)


- Mer kompression än Digital Cap (Ribbed)
- Textilklädd strumpa med en tunn insida av gel
- Elastiskt material
- Stötdämpande
- Lämplig för både fingrar och tår
- Kan anpassas med sax



Art nr.	Storlek	Diameter	Längd	Enhet
10235	Small/Medium	19 mm	6,5 cm	8 st/frp

Catell Textile Digital Cap

- Textilklädd strumpa
- Insida av gel
- Stötdämpande
- Lämplig för både fingrar och tår
- Kan anpassas med sax



Art nr.	Storlek	Diameter	Längd	Enhet
8033	Small	20 mm	60 mm	5 st/frp
8034	Medium	25 mm	60 mm	5 st/frp
8035	Large	30 mm	60 mm	5 st/frp

Catell Gel Digital Cap

- Strumpa tillverkad av gel
- Stötdämpande
- Tvättbar (tvål och vatten)
- Lämplig för både fingrar och tår
- Kan anpassas med sax



Art nr.	Storlek	Diameter	Längd	Enhet
8144	Small	20 mm	30 mm	5 st/frp
8145	Medium	25 mm	45 mm	5 st/frp
8146	Large	30 mm	45 mm	5 st/frp
8150	X-Large	35 mm	45 mm	5 st/frp

Silipos Gel Tubing (Ribbed)

- Elastisk textiltub med insida av gel
- Lämplig för både fingrar och tår
- Klipps i önskad längd


Art nr.	Diameter	Längd	Enhet
10865	20 mm	15 cm	2 st/frp
10875	25 mm	15 cm	2 st/frp



Silipos Gel Tubing (Mesh)

- Mer kompression än Gel Tubing (Ribbed)
- Elastisk textiltub med insida av gel
- Klipps i önskad längd

Art nr.	Diameter	Längd	Enhet
10845	7,6 cm	25 cm	Styckvis
10855	2 cm	15 cm	3 st/frp



Silipos Half Gel Coated Body Sleeving

- Elastisk textiltub med halva insidan av gel
- Klipps i önskad längd


 Finns även anpassad för fingrar, se sid 46.

Art nr.	Diameter	Längd	Enhet
10925	8,3 cm	3 m	Styckvis
10935	10 cm	3 m	Styckvis
10945	13 cm	3 m	Styckvis



Catell Textile Digital Care Tubes

- Textilklädd tub
- Insida av gel
- Lämplig för både fingrar och tår
- Klipps i önskad längd



Art nr.	Storlek	Diameter	Längd	Enhet
8025	X-Small	20 mm	11 cm	3 st/frp
8026	Small	25 mm	11 cm	3 st/frp
8027	Medium	30 mm	11 cm	3 st/frp
8028	Large	35 mm	11 cm	3 st/frp
8029	X-Large	40 mm	11 cm	3 st/frp

Catell Gel Digital Care Tubes

- Tub tillverkad av gel
- Tvättbar (tvål och vatten)
- Lämplig för både fingrar och tår
- Klipps i önskad längd




Art nr.	Storlek	Diameter	Längd	Enhet
9255	X-Small	20 mm	11 cm	3 st/frp
9256	Small	25 mm	11 cm	3 st/frp
9257	Medium	30 mm	11 cm	3 st/frp
9258	Large	35 mm	11 cm	3 st/frp
9259	X-Large	40 mm	11 cm	3 st/frp

Silipos Carpal Gel Sleeve

- Tunn elastisk strumpa med gel
- Kan användas under ortos eller handskar

Art nr.	Storlek	Vänster/Höger	Enhet
14115	Small	Vänster	Styckvis
14125	Small	Höger	Styckvis
14135	Large	Vänster	Styckvis
14145	Large	Höger	Styckvis



Silipos Carpal Gel Sleeve - Long

- Tunn elastisk strumpa med gel
- Kan användas under ortos eller handskar

Art nr.	Storlek	Enhet
14165	One size	Styckvis



Silipos Carpal Gel Pads

- Gelkudde med självhäftande baksida
- Kan placeras i plast- eller prefabricerad ortos

Art nr.	Bredd	Längd	Enhet
14205	5 cm	15 cm	3 st/frp



Silipos Gelrulle

- Elastiskt bandage med ärrbehandlande gel på insidan


Art nr.	Mått	Enhet
10355	10 cm x 1,2 m	Styckvis



Silipos Pressure Relief Padding

- Polstring med självhäftande baksida
- Beklädd med nylon och gel (2 mm)
- Mycket bra tryckavlastning i ortos
- Isolerar mot stötar
- Alternativ till traditionell polstring
- Klipps till önskad storlek

Art nr.	Mått	Enhet
11205	10 cm x 91 cm	Styckvis
11215	20 cm x 91 cm	Styckvis



Putty Elastomer

- 2-komponentsmassa tillverkad av silikon
- Används vid ärrbehandling
- Latexfri

Art nr.	Vikt	Enhet
15480	340 gram	Styckvis
15481	907 gram	Styckvis



TopiGel

- Ärrbehandlande silikonplatta
- Tunn och smidig (0,9 mm)
- Självhäftande på ena sidan
- Tvättbar med tvål och vatten
- Fäster igen efter att ha torkat
- Kan lätt anpassas med sax
- Latexfri

Art nr.	Mått	Enhet
15460	14 x 12 cm	Styckvis
15462	14 x 12 cm	5 st/frp
15300	28 x 40 cm	Styckvis



Cica-Care

- Ärrbehandlande silikonplatta
- 2,2 mm tjock
- Självhäftande på ena sidan
- Tvättbar med tvål och vatten
- Fäster igen efter att ha torkat
- Kan lätt anpassas med sax
- Latexfri

Art nr.	Mått	Enhet
231299-1	12 x 15 cm	Styckvis
231299	12 x 15 cm	10 st/frp



Catell Gelplatta

- Ärrbehandlande gelplatta
- 1,8 mm tjock
- Lätt vidhäftande på båda sidor
- Tvättbar med tvål och vatten
- Kan lätt anpassas med sax
- Latexfri

Art nr.	Mått	Enhet
8066	10 x 10 cm	2 st/frp
8069	20 x 20 cm	Styckvis
8071	30 x 40 cm	Styckvis



Silipos Gel Care Advanced

- Ärrbehandlande gelplatta
- 2 mm tjock
- Självhäftande på ena sidan
- Textilklädd utsida
- Tvättbar med tvål och vatten
- Fäster igen efter att ha torkat
- Kan lätt anpassa med sax
- Latexfri

Art nr.	Mått	Enhet
610	12 x 15 cm	Styckvis
611	12 x 15 cm	10 st/frp



Silipos Gelplatta

- Tryckavlastande gelplatta
- 3 mm tjock
- Tvättbar med tvål och vatten
- Kan lätt anpassas med sax
- Latexfri



Art nr.	Beskrivning	Mått	Enhet
15505	Självhäftande undersida	10 x 10 cm	2 st/frp
15515	Standard	10 x 10 cm	2 st/frp

Silipos Gelpelott

- Tryckavlastande gelpelott
- 3 mm tjocka
- Självhäftande undersida
- Tvättbar med tvål och vatten
- Latexfri

Art nr.	Diameter	Enhet
10255	30 mm	15 st/frp



Catell Handträningsmassa (Theraputty)

- Handträningsdeg i olika hårdheter och vikter
- Latexfri



Fler hårdheter och storlekar finns,
kontakta kundservice för mer information.



Art nr.	Hårdhet	Färg	Vikt/Enhet
52310-03	Super Mjuk	Vit 	85 gram
52320-03	Extra Mjuk	Ljusblå 	85 gram
52330-03	Mjuk	Turkos 	85 gram
52340-03	Medium	Ljusgrön 	85 gram
52350-03	Medium Hård	Mörkblå 	85 gram
52310-10	Super Mjuk	Vit 	2,3 Kg
52320-10	Extra Mjuk	Ljusblå 	2,3 Kg
52330-10	Mjuk	Turkos 	2,3 Kg
52340-10	Medium	Ljusgrön 	2,3 Kg
52350-10	Medium Hård	Mörkblå 	2,3 Kg
51024	Tomma burkar med lock		10 st/frp



Vår ambition är att kombinera de bästa produkterna med de bästa priserna och därför har vi **Lagsta Pris Garanti** på alla våra produkter.

Hittar du en av våra produkter hos en av våra konkurrenter till ett lägre pris så sänker vi vårt!

Contour Handträning

- Fingerformad handträningsskudde i skumgummi

Art nr.	Storlek	Enhet
5257	Small	3 st/frp
5258	Medium	3 st/frp
5259	Large	3 st/frp




Skumgummibollar

- Låg vikt
- Diameter 7 cm



Fler storlekar finns, kontakta kundservice för mer information.



Art nr.	Benämning	Hårdhet	Enhet
5260	Skumgummi	Extra Mjuk	Styckvis
5261	Skumgummi	Mjuk	Styckvis
5262	Med överdrag	Medium	Styckvis

Slo-Foam

- Skumgummikub i olika hårdheter

Art nr.	Hårdhet	Färg	Enhet
5087	Extra Mjuk	Gul 	Styckvis
5085	Mjuk	Rosa 	Styckvis
5086	Medium	Blå 	Styckvis
5088	Hård	Grön 	Styckvis



Thera-Band

- Träningsband med olika motstånd



Fler produkter från Thera-Band finns, kontakta kundservice för mer information.



Art nr.	Hårdhet	Längd	Färg
20010	Extra Tunn	5,5 m	Vit 
20020	Tunn	5,5 m	Gul 
20030	Medel	5,5 m	Röd 
20040	Tjock	5,5 m	Grön 
20050	Extra Tjock	5,5 m	Blå 
20060	Ultra Tjock	5,5 m	Svart 
20110	Extra Tunn	45 m	Vit 
20120	Tunn	45 m	Gul 
20130	Medel	45 m	Röd 
20140	Tjock	45 m	Grön 
20150	Extra Tjock	45 m	Blå 
20170	Ultra Tjock	45 m	Svart 

Flexible Exercise Bar

- Lämplig för träning av grepp och styrka
- Rörelseförslag medföljer



Fler produkter från Thera-Band finns, kontakta kundservice för mer information.




Art nr.	Hårdhet	Längd	Färg
26103	Extra Lätt	30 cm	Gul 
26100	Lätt	30 cm	Röd 
26101	Medel	30 cm	Grön 
26102	Hård	30 cm	Blå 

Inimove Complex

Träningsredskap

- Stärker muskler och leder i hand, arm och axel
- Ökar koncentration och koordination
- Utmärkt för stabilitetsträning av handled
- Passar barn och vuxna

Art nr.	Enhet	Höjd
5030-4	4 skivor	19,5 cm
5030-6	6 skivor	23 cm
5030-8	8 skivor	26,5 cm




Inimove Snake

Träningsredskap

- Stärker muskler och leder i hand, arm och axel
- Ökar koncentration och koordination
- Utmärkt för stabilitetsträning av handled
- Passar barn och vuxna

Art nr.	Enhet	Höjd
5031-8	8 skivor	14,5 cm
5031-12	12 skivor	22 cm
5031-16	16 skivor	29,5 cm



Inimove Complex Duo

Träningsredskap

- Stärker muskler och leder i hand, arm och axel
- Ökar koncentration och koordination
- Utmärkt för stabilitetsträning av handled
- Passar barn och vuxna

Art nr.	Enhet	Höjd
5032-8	8 skivor	26,5 cm
5032-12	12 skivor	34 cm
5032-16	16 skivor	41,5 cm



Tips!

För mer vägledning och information om Inimove, sök på "Inimove" på www.youtube.com eller kontakta kundservice för mer information.

Handledsbräda Justerbar

- Höjden kan justeras mellan 0 - 19,5 cm
- Används vid träning av handleden och MCP-leder
- Kan användas vid mätning av handledsrörlighet
- Tillverkad i plast
- Tål maskindisk och ytdesinfektion




Art nr.	Mått	Enhet
K100	30 x 14 cm	Styckvis

Handledsbräda Fast

- Används vid träning av handleden och MCP-leder
- Kan användas vid mätning av handledsrörlighet
- Tillverkad i plast
- Tål maskindisk och ytdesinfektion




Alla mått är skrivna som:
Längd x Bredd x Höjd



Art nr.	Benämning	Mått	Enhet
K102	Kort	29,5 x 13,5 x 10,5 cm	Styckvis
K103	Lång	37 x 13,5 x 10,5 cm	Styckvis

Solitär

- 2 olika längder på pinnarna
- Pinnars diametermått 1 cm
- Spelregler ingår
- Tål maskindisk och ytdesinfektion



Art nr.	Mått	Enhet
S100	30 x 30 cm	Korta pinnar (4,5 cm)
S110	30 x 30 cm	Långa pinnar (14 cm)

Greppfunktionsträning 4x5

- 14 cm långa pinnar
- Diametermått på pinnarna: 1, 1,5, 2 och 2,5 cm
- Tål maskindisk och ytdesinfektion



Art nr.	Mått	Enhet
S700	30 x 30 cm	Styckvis

9-Hole Pegboard Plastic

- Standardiserat test för bedömning av finmotorik
- 2,6 cm långa pinnar
- Diametermått på pinnarna: 6 mm
- Plastlåda att lägga pinnarna i medföljer
- Tål maskindisk och ytdesinfektion

Modified design. Refer to V. Mathrowetz; K. Weber; N. Kashman; G. Volland, "Adult Norms for the Nine Peg Test of Finger Dexterity", Occupational Therapy Journal of Research, 5, (1985), 24-38.

Art nr.	Mått	Enhet
B900	12 x 12 cm	Styckvis



9-Hole Pegboard

- Standardiserat test för bedömning av finmotorik
- 3,6 cm långa pinnar
- Diametermått på pinnarna: 6 mm
- Skjutbart lock för enkel förvaring

Modified design. Refer to V. Mathrowetz; K. Weber; N. Kashman; G. Volland, "Adult Norms for the Nine Peg Test of Finger Dexterity", Occupational Therapy Journal of Research, 5, (1985), 24-38.

Art nr.	Mått	Enhet
34547	12 x 12 cm	Styckvis



Purdue Pegboard

- Standardiserat test för bedömning av finmotorik

Art nr.	Mått	Enhet
70010	45 x 30 cm	Styckvis



Box och Block

- Standardiserat test för bedömning av handdominans och handkoordination
- 150 tråklossar, 2,5 x 2,5 x 2,5 cm
- Skiljevägg
- Ihopfällbar för att underlätta förvaring
- Tillverkad i trä



Modified design. Refer to V. Mathrowetz; G. Volland; N. Kashman; K. Weber, "Adult Norms for the Box and Block Test of Manual Dexterity", American Journal of Occupational Therapy, 39 (6) (1985) 386-391.



Alla mått är skrivna som:
Längd x Bredd x Höjd

Art nr.	Mått	Enhet
507531	66 x 30,5 x 9 cm	Styckvis

Box och Block Plastic

- Standardiserat test för bedömning av handdominans och handkoordination
- 150 klossar, 2,5 x 2,5 x 2,5 cm
- 15 cm hög uttagbar skiljevägg
- Tillverkad i plast
- Tål maskindisk och ytdesinfektion



Modified design. Refer to V. Mathrowetz; G. Volland; N. Kashman; K. Weber, "Adult Norms for the Box and Block Test of Manual Dexterity", American Journal of Occupational Therapy, 39 (6) (1985) 386-391.



Alla mått är skrivna som:
Längd x Bredd x Höjd

Art nr.	Mått	Enhet
B850	54 x 27 x 7,5 cm	Styckvis

Scan-Mirror

- Speciellt utformad spegel för spegelterapi
- Formad som en superelips (inga vassa kanter)
- Tillverkad av okrossbart spegelmateriel
- Möjligt för patienten att arbeta både horisontellt och vertikalt
- Hålls upprätt av två små "plastfötter" som lätt kan tas bort eller flyttas

Art nr.	Mått	Enhet
5010	40 x 50 cm	Styckvis



Mirror Box

- Enklare spegelbox för spegelterapi
- Idealisk att låna ut till patient för självträning

Hopfäld: 25 x 35 x 1 cm
Uppfäld: 24 x 24 x 35 cm


Art nr.	Mått	Enhet
5011	24 x 24 x 35 cm	Styckvis



Lateralitetskort

- 50 kort på handen i olika positioner
- 25 bilder på höger respektive vänster hand
- Terapeutiskt verktyg vid lateralitetsproblem
- Metod före spegelbehandling
- Används med fördel vid smärtproblematik, CRPS och Stroke

Art nr.	Enhet
S970	50 st/frp



GRIPPIT

Datoriserad handkraftsmätare

- Trådlöst handtag
- 10,4 tums touchskärm
- Tangentbord
- Möjligt att spara resultat och grafer
- Levereras i stöttålig skyddsväska
- Möjlighet att köpa till barnhandtag



Art nr.	Benämning	Enhet
5025	GRIPPIT	Styckvis
5026	Barnhandtag	Styckvis

Dynamometer (Jamar)

- Standardiserad enligt Jamar
- Används för mätning av greppstyrka


Art.nr	Benämning	Pris
70142	Dynamometer	3 499.-
70145	Dynamometer Digital	7 999.-
5000	Kalibrering	Begär offert



Pinch Gauge

- För mätning av styrka i pinch- och lateralgrepp

Art.nr	Benämning	Mätstyrka
70159	Pinch Gauge	0-4,5 kg
70160	Pinch Gauge	0-14 kg
70161	Pinch Gauge	0-27 kg
5000	Kalibrering	



Pinch Gauge – Hydraulisk

- För mätning av styrka i pinch- och lateralgrepp

Art.nr	Benämning	Mätstyrka
70141	Pinch Gauge	0-23 kg



 Information om kalibrering, se sid 67.

 För information kring mätsituationer, se HAKIR nationell mätmanual - www.hakir.se

Allmän information om kalibrering

Kalibrering sker genom att ett mätdon jämförs med en känd normal och är en uppmätning av hur rätt eller fel mätdonets värde är vid en viss tidpunkt och under vissa specificerade betingelser. Kalibrering innebär alltså strängt taget inte att mätdonet trimmas eller justeras till att ge "rätt" värden.

Samtliga mätredskap på sidan 66 bör kalibreras 1 gång/år, kontakta kundservice för mer information.

Källa: Wikipedia

Hand Volumeter Set

- För objektiv mätning av ödem
- Inkluderar bägare och mätglas



Finns även för underarm och hel arm, kontakta kundservice för mer information.



Art nr.	Dimension
70310	28 x 13 x 7,6 cm

Prosupinator

- För mätning av pronation och supination
- 360 graders mätning med 5 graders intervall

Art nr.	Enhet
70123	Styckvis



Two-Point Discriminator

- Sensibilitetstest för bedömning av statisk och rörlig två-punktsdiskriminering (2 PD)
- Mäter 2 PD från 1 mm till 25 mm (1 - 15 mm, 20 mm och 25 mm)
- Tillverkad av plast


Art nr.	Material	Enhet
12776	Plast	Styckvis



Disk-Criminator

- Sensibilitetstest för bedömning av statisk och rörlig två-punktsdiskriminering (2 PD)
- Mäter 2 PD från 1 mm till 25 mm (1 - 15 mm, 20 mm och 25 mm)
- 2 mätskivor
- Tillverkad av plast med metallpiggas

Art nr.	Material	Enhet
12752	Metall	2 st/frp




Monofilament

- Semmes Weinstein Touch-Test



Fler storlekar finns, kontakta kundservice för mer information.



Art nr.	Benämning	Enhet
12772	Handset - 5 storlekar	5 st/frp
12775-99	Komplett set - 20 Storlekar	20 st/frp
12775-04	Monofilament 2,83	Styckvis
12775-06	Monofilament 3,61	Styckvis
12775-14	Monofilament 5,07	Styckvis

Måttband med krok

- Mäter 0 - 150 cm
- Enkelt och smidigt måttband

Art nr.	Beskrivning
5561	Med krok



Finger Circumference Gauge

- Används vid mätning av omkrets runt fingrar
- Enkel att använda

Art nr.	Enhet
70158	Styckvis



Baseline Omkretsmått

- För cirkulär mätning
- Enkel att använda


Art nr.	Enhet
121205	Styckvis



Universal Fingergoniometer

- För mätning av fingerleder
- Inkluderar centimeterskala
- Markeringar med 2 graders intervall
- Tillverkad av plast

Art nr.	Längd
70117	10,5 cm (ihopfälld)



Baseline Fingergoniometer

- För mätning av fingerleder
- Röda markeringar, lätt att läsa av
- Skala i 5 graders intervall
- Inkluderar centimeterskala
- Tillverkad av rostfritt stål

Art nr.	Längd
121010	16 cm (utfälld)



Fingergoniometer - Kort skänkel

- För mätning av fingerleder
- 2 cm lång skänkel
- Möjliggör exakt mätning av samtliga fingerleders rörelseomfång, även DIP-led
- Skala i 2 graders intervall
- Inkluderar centimeterskala
- Tillverkad av plast

Art nr.	Längd
524417	12 cm (utfälld)



 Catell erbjuder flera modeller av mätinstrument, kontakta kundservice för mer information.

Devore Fingergoniometer

- Mäter från 0–180 grader med 1 grads intervall
- Tillverkad av plast

Art nr.	Längd
70115	10 cm (ihopfälld)



LINEX VAS/Goniometer

- Två mätinstrument: VAS-skala och goniometer
- För mätning av fingerled och handled
- Mäter från 0-180 grader med 1 grads intervall
- Inkluderar centimeterskala
- Tillverkad av plast

Art nr.	Längd
70100	19 cm (ihopfälld)



Universal Goniometer Stor

- För mätning av handled och armbågsled
- Markeringar med 2 graders intervall
- Inkluderar centimeterskala
- Tillverkad av plast

Art nr.	Längd
7001	20 cm (ihopfälld)



International Goniometer

- För mätning av handled och armbågsled
- Goniometer i 2 olika längder
- Tillverkad av plast

Art nr.	Storlek	Längd
5055	Liten	20 cm (ihopfälld)
5054	Stor	31 cm (ihopfälld)



Hårddel (Hook) – Standard

- Oelastisk
- Utan klister
- Tillverkad av polyamid



Fler storlekar och färger finns, kontakta kundservice för mer information.

Art nr.	Bredd	Längd	Färg
11231	2 cm	25 m	Vit 
11431	3 cm	25 m	Vit 
11531	5 cm	25 m	Vit 

Art nr.	Bredd	Längd	Färg
11232	2 cm	25 m	Beige 
11432	3 cm	25 m	Beige 
11532	5 cm	25 m	Beige 

Art nr.	Bredd	Längd	Färg
11233	2 cm	25 m	Svart 
11433	3 cm	25 m	Svart 
11533	5 cm	25 m	Svart 

Hård del (Hook) – Självhäftande

- Oelastisk
- Självhäftande
- Plastremsa på baksidan
- Tillverkad av polyamid



Fler storlekar och färger finns, kontakta kundservice för mer information.




Art nr.	Bredd	Längd	Färg
12231	2 cm	25 m	Vit 
12431	3 cm	25 m	Vit 
12531	5 cm	25 m	Vit 
Art nr.	Bredd	Längd	Färg
12232	2 cm	25 m	Beige 
12432	3 cm	25 m	Beige 
12532	5 cm	25 m	Beige 
Art nr.	Bredd	Längd	Färg
12233	2 cm	25 m	Svart 
12433	3 cm	25 m	Svart 
12533	5 cm	25 m	Svart 

Velcro Hård del (Hook) – Självhäftande

- Oelastisk
- Självhäftande
- Plastremsa på baksidan
- Tillverkad av nylon



Fler storlekar och färger finns, kontakta kundservice för mer information.



Art nr.	Bredd	Längd	Färg
12084-125	2,5 cm	23 m	Vit 
12088-125	5,1 cm	23 m	Vit 
Art nr.	Bredd	Längd	Färg
12084-325	2,5 cm	23 m	Beige 
12088-325	5,1 cm	23 m	Beige 
Art nr.	Bredd	Längd	Färg
12084-525	2,5 cm	23 m	Svart 
12088-525	5,1 cm	23 m	Svart 

Hårddel (Hook) – Lågprofil


- Oelastisk
- Självhäftande



Art nr.	Utförande	Bredd	Längd	Färg
32344	Självhäftande	2,5 cm	5 m	Transparent
32334	Självhäftande	2,5 cm	25 m	Transparent
32544	Självhäftande	5 cm	5 m	Transparent
32534	Självhäftande	5 cm	25 m	Transparent

Hårddel (Hook) – Super Lågprofil

- Självhäftande eller standard
- Oelastisk
- Tunn och smidig
- Passar bra med filtband och Fabrifoam materialen



Art nr.	Utförande	Bredd	Längd	Färg
41544	Standard	5 cm	5 m	Transparent
41534	Standard	5 cm	25 m	Transparent
42544	Självhäftande	5 cm	5 m	Transparent
42534	Självhäftande	5 cm	25 m	Transparent

Splintabs (Hook) – Lågprofil

- Färdigklippta hårdcellsbitar (Hook)
- Självhäftande
- Rundade kanter



Art nr.	Mått	Antal	Färg
12650	2,5 x 6,4 cm	120 bitar	Transparent
12650-1	1,9 x 4,4 cm	180 bitar	Transparent

Dubbelsidigt Lågprofilband – Hårddel (Hook) och Mjukdel (Loop)

- Hårddel på ena och mjukdel på den andra sidan
- Oelastiskt
- Går att klippa till önskad storlek, fransar ej
- Lämplig som fästband mot exempelvis Alpha Strap och Fabrifoam materialen



Art nr.	Bredd	Längd	Färg
37594-110	1,6 cm	10 m	Vit 
44543	5 cm	5 m	Svart 
44513	5 cm	10 m	Svart 

Mjukdel (Loop) – Standard

- Oelastisk
- Utan klister
- Tillverkad av polyamid
- Latexfri



Fler storlekar och färger finns, kontakta kundservice för mer information.

Art nr.	Bredd	Längd	Färg
21231	2 cm	25 m	Vit 
21431	3 cm	25 m	Vit 
21531	5 cm	25 m	Vit 

Art nr.	Bredd	Längd	Färg
21232	2 cm	25 m	Beige 
21432	3 cm	25 m	Beige 
21532	5 cm	25 m	Beige 

Art nr.	Bredd	Längd	Färg
21233	2 cm	25 m	Svart 
21433	3 cm	25 m	Svart 
21533	5 cm	25 m	Svart 

Mjukdel (Loop) – Självhäftande

- Oelastisk
- Självhäftande
- Plastremsa på baksidan
- Tillverkad av polyamid
- Latexfri



Fler storlekar och färger finns, kontakta kundservice för mer information.



Art nr.	Bredd	Längd	Färg
22531	5 cm	25 m	Vit 
22532	5 cm	25 m	Beige 
22533	5 cm	25 m	Svart 

Catell Ortosband

- Elastiskt ortosband
- Slitstarkt
- Tillverkad av polyester och gummi
- Latexfri



Art nr.	Bredd	Längd	Färg
23213-1	2 cm	25 m	Svart 
23413-1	3 cm	25 m	Svart 
23513-1	5 cm	25 m	Svart 

Velcro Stretch Loop

- Elastiskt ortosband tillverkat av nylon och gummi
- Latexfri


Art nr.	Mått	Färg
12144-110	2,5 cm x 9,1 m	Vit 
12148-110	5,1 cm x 9,1 m	Vit 
12149-310	1,6 cm x 9,1 m	Beige 
12144-310	2,5 cm x 9,1 m	Beige 
12148-310	5,1 cm x 9,1 m	Beige 



Filtband

- Tunt filtband
- Oelastiskt
- Latexfri


Art nr.	Mått	Färg
37525-10	1,3 cm x 9,1 m	Vit 
41543	5 cm x 5 m	Svart 
41513	5 cm x 25 m	Svart 



Alpha Strap

- Ortosband med självslutande kanter
- Oelastiskt
- Latexfri

Art nr.	Mått	Färg
12321	2,5 cm x 18 m	Beige 
12322	3,8 cm x 12 m	Beige 
12323	5,1 cm x 9,1 m	Beige 
12327	2,5 cm x 18 m	Svart 
12328	3,8 cm x 12 m	Svart 
12329	5,1 cm x 9,1 m	Svart 



Finns även i blått, kontakta kundservice för mer information.

Mafraband

- Mjukt elastiskt band
- Tillverkat av polyamid och gummi
- Latexfri

i Finns även i färdiga Tumlindor, se sid 18.



Art nr.	Mått	Färg
2500	2 x 500 cm	Beige 
4500	4 x 500 cm	Beige 
5500	5 x 500 cm	Beige 
7500	7 x 500 cm	Beige 
10500	10 x 500 cm	Beige 
15500	15 x 500 cm	Beige 
36500	36 x 500 cm	Beige 

Art nr.	Mått	Färg
2500-1	2 x 500 cm	Svart 
4500-1	4 x 500 cm	Svart 
5500-1	5 x 500 cm	Svart 
7500-1	7 x 500 cm	Svart 
10500-1	10 x 500 cm	Svart 
15500-1	15 x 500 cm	Svart 
36500-1	36 x 500 cm	Svart 

Neopren

- Ytskikt tillverkat av polyester
- Latexfri

Art nr.	Tjocklek	Mått	Färg
5008	1,6 mm	1 x 1,3 m	Svart 
5009	3 mm	1 x 1,4 m	Svart 





FabriFoam information

FabriFoam är ett patenterat latexfritt tvåsidesmaterial. Materialet finns i tre olika utföranden. Samtliga utföranden har en gummerad glidfri insida och en utsida av nylon och lycra. Materialen har olika grad av stretch, de går att töja men återgår till sitt ursprung. Lämpar sig väl för olika typer av stödbandage och fästband. Tvättbart.

Tips!

Passande kardborrband till FabriFoam materialen finns på sid 74-75.

Tips!

FabriFoam erbjuder även prefabricerade produkter:

- CarpalGard, se sid 4
- Tumb Spica, se sid 16
- Tvillingförband, se sid 36-37

ProWrap (by FabriFoam)

- Minst elastisk
- Stretch i 1 riktning



Art nr.	Mått	Färg	Enhet
20102	5 cm x 9,1 m (2 rullar)	Beige 	2 st/frp
20054	10 cm x 4,55 m	Beige 	Styckvis
20056	15 cm x 4,55 m	Beige 	Styckvis

NuStimWrap (by Fabrifoam)

- Medelelastiskt
- Stretch i 2 riktningar



Art nr.	Mått	Färg	Enhet
72536	6,4 x 91 cm	Blå 	3 st/frp
70436	10 x 91 cm	Blå 	3 st/frp
70636	15 x 91 cm	Blå 	3 st/frp
70636A	15 x 91 cm	Svart 	3 st/frp
70636C	15 x 91 cm	Beige 	3 st/frp
604	55 cm	Svart 	Meter

SuperWrap (by Fabrifoam)

- Mest elastisk
- Stretch i 4 riktningar



Art nr.	Mått	Färg	Enhet
60052	5 cm x 1,5 m	Vit 	Styckvis
60053	7,5 cm x 1,5 m	Vit 	Styckvis
60103	7,5 cm x 3 m	Vit 	Styckvis
60054	10 cm x 1,5 m	Vit 	Styckvis
60104	10 cm x 3 m	Vit 	Styckvis
60106	15 cm x 3 m	Vit 	Styckvis

Catell Fleece

- Självhäftande polstringsmaterial
- Tillverkad av bomull
- Elastiskt
- 2 mm tjock
- Latexfri

Art nr.	Mått	Färg
5002-1	2 m x 45 cm	Beige 
5002	4 m x 45 cm	Beige 
5003-1	2 m x 45 cm	Svart 
5003	4 m x 45 cm	Svart 



Vilma Fleece

- Självhäftande polstringsmaterial
- Tillverkad av polyester
- Elastiskt
- 2,3 mm tjock
- Latexfri



Art nr.	Mått	Färg	Enhet
10120	20 x 30 cm	Vinröd 	Styckvis
10256	20 x 30 cm	Lila 	Styckvis
10257	20 x 30 cm	Rosa 	Styckvis
10154	20 x 30 cm	Vit 	Styckvis
10117	20 x 30 cm	Ljusblå 	Styckvis
10119	20 x 30 cm	Mörkblå 	Styckvis
10222	20 x 30 cm	Grå 	Styckvis
10259	20 x 30 cm	Röd 	Styckvis
10258	20 x 30 cm	Grön 	Styckvis

Tips!

Polstring med gel, se sid 53 eller kontakta kundservice för mer information.

Fleecy Web

- Självhäftande polstringsmaterial
- Tillverkad av bomull
- Elastiskt
- 1,6 mm tjock
- Latexfri

Art nr.	Mått	Färg	Enhet
12634	22,5 x 40 cm	Rosa 	4 ark



Moleskin

- Polstringsmaterial tillverkad av bomull
- Självhäftande
- Latexfri


Art nr.	Mått	Färg
12915	1,6 cm x 4,6 m	Beige 
4881	23 cm x 3,7 m	Beige 



Velour Bomullstyg

- Sammetslik
- Slitstark
- Tillverkad av bomull och polyester
- Latexfri

Art nr.	Mått	Färg
5004	1,45 m x 1 m	Beige 
5005	1,45 m x 1 m	Svart 



Tips!

Velour Bomullstyg finns som beställningsvara i flera olika färger, kontakta kundservice för mer information.

SoftSplint

- Skumgummipolstring
- Klädd med bomull
- Lätt att applicera
- Självhäftande
- 1,7 mm tjock
- Latexfri

Art nr.	Mått	Färg
12625	15 cm x 5,5 m	Beige 



SplintCushion

- Mjuk polstring
- Självhäftande
- 3 mm tjock
- Latexfri

 Finns även att beställa i 6 mm tjocklek.



Art nr.	Egenskap	Mått	Färg	Enhet
12904-1	Oelastisk	45 x 61 cm	Beige 	Styckvis
12904-3	Elastisk	45 x 61 cm	Beige 	Styckvis

PolyCushion

- Elastisk skumpolstring
- Självhäftande
- 3,2 mm tjock
- Latexfri


 Finns även att beställa i 6,4 mm tjocklek.



Art nr.	Vidhäftning	Mått	Färg	Enhet
192913	Låg	45 x 61 cm	Beige 	Styckvis
192195	Låg	45 x 61 cm	Svart 	Styckvis
192041	Hög	45 x 61 cm	Beige 	Styckvis
192852	Hög	45 x 61 cm	Svart 	Styckvis

Contour Foam

- Tryckavlastande foam
- Självhäftande
- 9,5 mm tjock
- Latexfri



Art nr.	Mått	Färg	Enhet
12905	41 x 61 cm	Blå 	Styckvis

Slo-Foam Polstring

- Tryckavlastande foam
- Självhäftande
- 9,5 mm tjock
- Latexfri



Art nr.	Hårdhet	Mått	Färg	Enhet
12630-2	Extra Mjuk	20 x 30 cm	Gul 	Styckvis
12630-1	Mjuk	20 x 30 cm	Rosa 	Styckvis
12630	Medium	20 x 30 cm	Blå 	Styckvis

Luxafoam

- Självhäftande polstring
- Mjuk
- 3 mm tjock
- Latexfri



Art nr.	Egenskap	Mått	Färg	Enhet
35112	Perforerad	49 x 97 cm	Vit 	Styckvis
35110	Operforerad	49 x 97 cm	Vit 	Styckvis



Orfit information

Vid uppvärmning i hydrokollator bör vattentemperaturen vara ca 65-75 C°. Alla plaster är latexfria.

Orfit® Classic Soft

Lågtemperaturplast med mycket stretch och bra minne. Plasten har en kraftig vidhäftning vilket fördelaktigt kan användas vid polstring.

Classic Soft finns att beställa i 1.6, 2.0, 2.5, 3.2 och 4.2 mm (en del produkter är beställningsvara).

Färg: Beige

Tips!

Om du vill att plasten ska ha mindre vidhäftning så kan du använda tvål i vattnet vid uppvärmning alternativt beställa Orfit NS (Non Sticky). NS har samma egenskaper men har behandlats med en vattenbaserad hinna vilket gör att den saknar vidhäftningen.

Orfit® NS (Non-Sticky) Soft

Orfit NS är tillverkat av Orfit Classic. Materialet har behandlats med en vattenbaserad hinna för att motverka vidhäftning. Mycket stretch och bra minne.

Orfit NS finns att beställa i 1.6, 2.0, 2.5, 3.2 och 4.2 mm (en del produkter är beställningsvara).

Färg: Beige

Orfit® Colors NS (Non-Sticky)

Orfit Colors NS är snarlik Orfit NS. Materialet har behandlats med en vattenbaserad hinna för att motverka vidhäftning. Mycket stretch och bra minne.

Orfit NS finns att beställa i 2.0 och 3.4 mm (en del produkter är beställningsvara).

Färg: Svart, Blå, Röd, Lila, Grön, Metallic Silver, Metallic Blå, Guld

Tips!

Om du ska fästa exempelvis ett kardborrband kan du skrapa bort "hinnan" på plasten för att skapa vidhäftning.

Orfit® ECO

Eco är tillverkat av återvunnet spillmaterial. Plasten är stabil med bra minne och stretch.

Eco finns att beställa i 2.4 och 3.2 mm (en del produkter är beställningsvara).

Färg: Vit

Tips!

Vid uppvärmning med varmluftspistol skapas en vidhäftningsförmåga.

Orfilight™

Orfilight är upp till 30% lättare än övriga Orfit plaster. I plasten har man tryckt in luft vilket gör plasten lättare och känslan blir mer foam liknande. Bra minne och hög stretch. Beige Orfilight har en kraftig vidhäftning. Svart Orfilight har behandlats med en vattenbaserad hinna för att motverka vidhäftning.

Orfilight finns att beställa i 1.6, 2.5 och 3.2 mm (en del produkter är beställningsvara).

Färg: Svart, Beige

Tips!

Med tanke på att plasten är lättare lämpar den sig väl till reumatiker och barn.

Orficast™

Vävd lågtemperaturplast med bra minne. Plasten har ett textilt ytterlager vilket ger en mjukare känsla mot huden. Den stickade strukturen ger en luftigare ortos som upplevs mindre varm. Passar till små fingerortoser exempelvis malletskenor, extensionsvaggor, 8:or och cirkulära fingerortoser.

Orficast finns att beställa i två bredder: 3 cm och 6 cm och levereras i rulle om 3m.


Färg: Blå, Svart



Orfit Classic Soft

Operforerad - Beige

Art nr.	Tjocklek	Storlek	Enhet
6714778	1,6 mm	45 x 60 cm	1 skiva
6714785	2,0 mm	45 x 60 cm	1 skiva
6714826	2,0 mm	45 x 60 cm	4 skivor
6714888	3,2 mm	60 x 90 cm	1 skiva



Miniperforerad - Beige

Art nr.	Tjocklek	Storlek	Enhet
6714840	2,0 mm	45 x 60 cm	1 skiva
6713717	3,2 mm	60 x 90 cm	1 skiva
6713786	3,2 mm	60 x 90 cm	4 skivor



Microperforerad - Beige

Art nr.	Tjocklek	Storlek	Enhet
6714864	1,6 mm	45 x 60 cm	1 skiva
6713834	1,6 mm	45 x 60 cm	4 skivor
6714803	2,0 mm	45 x 60 cm	1 skiva
6714754	2,0 mm	45 x 60 cm	4 skivor



Microplusperforerad - Beige

Art nr.	Tjocklek	Storlek	Enhet
6714855	2,0 mm	45 x 60 cm	1 skiva



Maxiperforerad - Beige

Art nr.	Tjocklek	Storlek	Enhet
6714871	2,0 mm	45 x 60 cm	1 skiva
6713803	2,0 mm	45 x 60 cm	4 skivor
6713724	3,2 mm	45 x 60 cm	1 skiva
6713827	3,2 mm	45 x 60 cm	4 skivor



Orfit NS (Non-sticky) Soft

Operforerad - Beige

Art nr.	Tjocklek	Storlek	Enhet
6713183	2,0 mm	45 x 60 cm	1 skiva



Miniperforerad - Beige

Art nr.	Tjocklek	Storlek	Enhet
6713153	3,2 mm	60 x 90 cm	1 skiva



Microperforerad - Beige

Art nr.	Tjocklek	Storlek	Enhet
6713125	1,6 mm	45 x 60 cm	1 skiva
6713010	1,6 mm	45 x 60 cm	4 skivor
6713141	2,0 mm	45 x 60 cm	1 skiva
6713034	2,0 mm	45 x 60 cm	4 skivor




Maxiperforerad - Beige

Art nr.	Tjocklek	Storlek	Enhet
6713132	2,0 mm	45 x 60 cm	1 skiva
6713160	3,2 mm	45 x 60 cm	1 skiva



Orfit Colors NS (Non-sticky)



Microperforerad

Art nr.	Tjocklek	Storlek	Färg		Enhet
6714421	2,0 mm	45 x 60 cm	Svart	●	1 skiva
6714407	2,0 mm	45 x 60 cm	Blå	●	1 skiva
6714414	2,0 mm	45 x 60 cm	Röd	●	1 skiva
6714435	2,0 mm	45 x 60 cm	Lila	●	1 skiva
6714441	2,0 mm	45 x 60 cm	Grön	●	1 skiva
6714455	2,0 mm	45 x 60 cm	Metallic Silver	●	1 skiva
6714457	2,0 mm	45 x 60 cm	Metallic Blå	●	1 skiva
6714456	2,0 mm	45 x 60 cm	Guld	●	1 skiva

Miniperforerad

Art nr.	Tjocklek	Storlek	Färg		Enhet
6714462	3,4 mm	45 x 60 cm	Metallic Silver	●	1 skiva
6714465	3,4 mm	45 x 60 cm	Metallic Blå	●	1 skiva

Orfit Colorfit NS (Non-sticky)



Microperforerad

Art nr.	Tjocklek	Storlek	Färg		Enhet
6713421	2,0 mm	45 x 60 cm	Svart	●	1 skiva

Orfit Orfilight



Microperforerad

Art nr.	Tjocklek	Storlek	Färg	Enhet
6714940	1,6 mm	45 x 60 cm	Beige 	1 skiva
6712910	1,6 mm	45 x 60 cm	Svart 	1 skiva
6714952	2,5 mm	45 x 60 cm	Beige 	1 skiva
6712921	2,5 mm	45 x 60 cm	Svart 	1 skiva

Orfit Eco



Operforerad

Art nr.	Tjocklek	Storlek	Färg	Enhet
6713312	2,4 mm	45 x 60 cm	Vit 	1 skiva
6713844	2,4 mm	45 x 60 cm	Svart 	1 skiva
6713250	3,2 mm	45 x 60 cm	Vit 	1 skiva
6713850	3,2 mm	45 x 60 cm	Svart 	1 skiva

Miniperforerad

Art nr.	Tjocklek	Storlek	Färg	Enhet
6713320	2,4 mm	45 x 60 cm	Vit 	1 skiva
6713860	2,4 mm	45 x 60 cm	Svart 	1 skiva
6713305	2,4 mm	45 x 60 cm	Vit 	4 skivor
6713864	3,2 mm	45 x 60 cm	Svart 	1 skiva
6713290	3,2 mm	60 x 90 cm	Vit 	1 skiva
6713870	3,2 mm	60 x 90 cm	Svart 	1 skiva
6713283	3,2 mm	60 x 90 cm	Vit 	4 skivor

Omega information

Vid uppvärmning i hydrokollator bör vattentemperaturen vara ca 70-75 C°. Alla plaster är latexfria.

Omega Max

Lågtemperaturplast med viss stretch, 100% minne, god formbarhet och hög stabilitet.

Omega Max finns att beställa i 2.4 och 3.2 mm.

Färg: Vit, Svart

Tips!

Vid uppvärmning med varmluftspistol skapas en vidhäftningsförmåga.


Omega Plus

Lågtemperaturplast som delvis liknar Omega Max men med mindre formbarhet och stretch. Plasten har 100% minne.

Omega Plus finns att beställa i 3.2 mm.

Färg: Vit

Omega Max



Perforerad 1%

Art nr.	Tjocklek	Storlek	Färg	Enhet
13301-1	2,4 mm	45 x 60 cm	Vit 	1 skiva
13301-1B	2,4 mm	45 x 60 cm	Svart 	1 skiva
12798-1	3,2 mm	45 x 60 cm	Vit 	1 skiva
12798	3,2 mm	45 x 60 cm	Vit 	4 skivor
12798-1B	3,2 mm	45 x 60 cm	Svart 	1 skiva
12798-B	3,2 mm	45 x 60 cm	Svart 	4 skivor
12799	3,2 mm	60 x 90 cm	Vit 	2 skivor

Omega Plus



Perforerad 1%

Art nr.	Tjocklek	Storlek	Färg	Enhet
13312-1	3,2 mm	45 x 60 cm	Vit 	1 skiva
13312	3,2 mm	45 x 60 cm	Vit 	4 skivor
13313	3,2 mm	60 x 90 cm	Vit 	2 skivor

BESTÄLL

PÅ DET SÄTT SOM PASSAR DIG BÄST!

TELEFON **08-727 95 30**

FAX **08-727 95 31**

E-POST **info@catell.se**

WEB **www.catell.se**

BESÖK OSS

PÅ CATELL.SE FÖR DEN SENASTE
INFORMATIONEN!



Orficast - Thermoplastic Tape

- Mjukt ytskikt av textil
- Bra minne
- Idealisk för små fingerskenor
- Tillverkad av vävd lågtemperaturplast
- 1,3 mm tjock

Art nr.	Mått	Färg	Enhet
4031	3 cm x 3 m	Blå 	Styckvis
5031	3 cm x 3 m	Svart 	Styckvis
4032	6 cm x 3 m	Blå 	Styckvis
5032	6 cm x 3 m	Svart 	Styckvis




Gauntlet Thumb

Prefabricerad plastortos


- Plastortos som värms upp och anpassas
- Tillverkad av Orfit Classic 1,6 mm (Micro perf)

 Grundutförande enligt bild.



Materialserie: **Orfit Classic**


Art nr.	Storlek	Mått	Färg	Enhet
35810	Small	6 - 7 cm	Beige 	2 st/frp
35811	Medium	8 - 9 cm	Beige 	2 st/frp
35812	Large	10 - 11 cm	Beige 	2 st/frp



 Mät diagonalt enligt bild.


Märkpenna

Art nr.	Färg	Enhet
12012	Gul 	Styckvis



Märkpenna med stift

 För extra stift, kontakta kundservice för mer information.



Art nr.	Benämning	Färg	Enhet
768-0	Märkpenna	Vit 	Styckvis
768-1	Märkpenna	Gul 	Styckvis
768-2	Märkpenna	Röd 	Styckvis
768-9	Märkpenna	Svart 	Styckvis
218-0	Stift Refill	Vit 	12 st/frp
218-1	Stift Refill	Gul 	12 st/frp
218-2	Stift Refill	Röd 	12 st/frp
218-9	Stift Refill	Svart 	12 st/frp

Fiskars Universalsax

- Passar till varm termoplast, band och tyg
- Tål maskindisk
- Tillverkad av nickelfritt stål

Art nr.	Längd
617297	21 cm



Fiskars Kökssax

- Tål maskindisk
- Tillverkad av nickelfritt stål

Art nr.	Längd
859874	18 cm



Fiskars Softouch

- Ergonomiska handtag
- Passar både höger och vänster hand
- Lämplig till tyg, kardborrband och tunnare plaster
- Tillverkad av nickelfritt stål


Art nr.	Längd
12565	26 cm



Fiskars Saxslip

- Saxslip till Fiskars saxar

Art nr.
619854



Gingher Sax

- Dubbelplätterad krom på nickel
- Idealisk för textil, konstfibrer och läder

Art nr.	Längd
12718	19 cm



Curved Mayo Sax

- Liten slimmad sax med böjda blad
- Idealisk vid ortostillverkning
- Bladen är böjda 7 grader


Art nr.	Längd	Material
617110	17 cm	Rostfritt stål
617280	14 cm	Krom



Medicut Universalsax

- Lämplig som bandage- och gipssax


Art nr.	Längd
619678	19 cm



Fiskars Multisax

- Bekvämt grepp
- Fjädrande klipp
- Idealisk för tunnare plast, plastband och kartong

Art nr.	Längd
6166984	19 cm



Orfit Kraftsax

- Gummerat handtag med antihalkmaterial
- Fjädrande handtag
- Lämplig för tjockare plaster

Art nr.	Längd
35065	23 cm



Weller

- Liten, tyst och smidig varmluftspistol
- 4 olika munstycken
- 250 W

Art nr.	Enhet
6966	Styckvis



Varmluftspistol

- Tyst och smidig
- Tre olika munstycken
- Justerbar temperatur mellan 350 och 500 grader
- 1600 W

Art nr.	Enhet
6967	Styckvis



Handens rehabilitering - Volym 1

Undersökning Behandling

Författare: K. Runnquist, R. Cederlund, C. Sollerman

- Svensk text
- Häftad

Art nr.	Enhet	Antal sidor
74507	Styckvis	144



Handens rehabilitering - Volym 2

Skador Sjukdomar

Författare: K. Runnquist, R. Cederlund, C. Sollerman

- Svensk text
- Häftad

Art nr.	Enhet	Antal sidor
74508	Styckvis	144



Handkirurgi

Författare: G. Lundborg, A. Björkman

- Svensk text
- 3:e upplagan
- Uppdaterat och utökat innehåll
- Häftad

Art nr.	Enhet	Antal sidor
74509	Styckvis	287



Rehabilitation of the Hand and Upper Extremity

- Engelsk text
- Säljs i set om två volymer
- 6:e upplagan
- Inbunden


Art nr.	Enhet	Antal sidor
74510	2 volymer	2096



Plansch - Hand & Wrist

- Engelsk text


Art nr.	Mått
7155	51 x 66 cm



Plansch - Carpal Tunnel Syndrome

- Engelsk text


Art nr.	Mått
73351	51 x 66 cm



Plansch - Shoulder & Elbow

- Engelsk text


Art nr.	Mått
7145	51 x 66 cm



Muskelhand

- Hand med muskler, blodkärl och nerver
- Yttre muskulaturen avtagbar i 5 delar
- Stativ ingår
- Tillverkad i plast
- Rengörs med diskmedel och vatten

Art nr.	Längd	Vikt	Enhet
71995	33 cm	2 kg	Styckvis



Handskelett

- Underarm och hand
- Tillverkad i plast
- Rengörs med diskmedel och vatten


Art nr.	Längd	Vikt	Enhet
78313	25 cm	1 kg	Styckvis



Armskelett

- Skulderblad, nyckelben, arm och hand
- Tillverkad i plast
- Rengörs med diskmedel och vatten

Art nr.	Längd	Vikt	Enhet
78309	71 cm	1 kg	Styckvis





Alla mått är skrivna som:
Längd x Bredd x Höjd

Hydrokollator Låg - 5 liter

- Lätt och smidig
- Går snabbt att värma upp

Innermått: 32,5 x 30 x 6,5 cm

Yttermått: 36 x 33 x 13,5 cm

Art nr.	Funktion
NE2-5D	Digital
LD-14	Avtagbart lock



Hydrokollator Låg - 9 liter

- Lätt och smidig
- Går snabbt att värma upp


Innermått: 50 x 30 x 6,5 cm

Yttermått: 53,5 x 33 x 13,5 cm



Höjd med gångjärnslock 28 cm
Höjd med öppet gångjärnslock 49 cm

Art nr.	Funktion
NE2-9D	Digital
LD-22	Avtagbart lock
GL1-22	Lock med gångjärn



Hydrokollator - 22 liter

- Tömningskran

Innermått: 50 x 30 x 15 cm

Yttermått: 54 x 33 x 29 cm



Höjd med gångjärnslock 46 cm
Höjd med öppet gångjärnslock 64 cm

Art nr.	Funktion
NE2-22D	Digital
LD-22	Avtagbart lock
GL1-22	Lock med gångjärn



Hydrokollator - 28 liter

- Tömningskran

Innermått: 50 x 30 x 20 cm

Ytermått: 54 x 33 x 29 cm



Höjd med gångjärnslock 46 cm
Höjd med öppet gångjärnslock 64 cm

Art nr.	Funktion
NE2-28D	Digital
LD-22	Avtagbart lock
GL1-22	Lock med gångjärn



Hydrokollator - 56 liter

- Tömningskran

Innermått: 62 x 50 x 20 cm

Ytermått: 66 x 54 x 29 cm

Art nr.	Funktion
NE2-56D	Digital
LD-56	Avtagbart lock (2-delat)



Alla hydrokollatorer levereras med bottengaller och 2 års garanti.

Hydrokollatornät

- Klipps i önskad storlek

Art nr.	Mått
12800-02	51 x 76 cm



Spatel

- Tillverkad av nylon

Art nr.	Längd
600040	34 cm



Tips!

Märkpennor avsedda för plaster finns på sidan 99.



Vi vill att du ska känna dig trygg när du handlar hos oss och därför har vi infört **Nöjd Kund Garanti**.

Är du av någon anledning inte nöjd med produkten du köpt från oss så byter vi ut den.



Vår ambition är att kombinera de bästa produkterna med de bästa priserna och därför har vi **Lägsta Pris Garanti** på alla våra produkter.

Hittar du en av våra produkter hos en av våra konkurrenter till ett lägre pris så sänker vi vårt!



Alla mått är skrivna som:
Längd x Bredd x Höjd

Therabath Paraffinbad

- Rymmer 2,3 kg
- 2,7 kg paraffin medföljer
- Bottengaller medföljer

Innermått 33 x 18 x 13 cm

Yttermått 37 x 22 x 20 cm

Art nr.	Benämning
2322	Paraffinbad
840	Extra bottengaller



Varitherm Paraffinbad

- Rymmer 18 kg paraffin
- Vikt 23 kg

Yttermått 41 x 44 x 76 cm

Art nr.	Benämning
LNC884	Paraffinbad
LNC885	Golvstativ



Therabath Paraffin

- Lämpligt att använda till Therabath Paraffinbad
- Oparfymrat
- Rekommenderad temperatur 52-57 grader

Art nr.	Enhet
0101	2,7 kg
0101-6	6 x 2,7 kg



Tips!

Therabath Paraffin finns som beställningsvara i olika dofter, kontakta kundservice för mer information.

Varitherm Paraffin

- Lämpligt att använda till Varitherm Paraffinbad
- Oparfymrat
- Smältpunkt 44 grader

Art nr.	Enhet
P11	5 kg
P11-5	5 x 5 kg



Paraffinvantar

- Isolerande vantar
- Tillverkade av frotté, velour och polyesterfiber
- Maskintvättbara

Art nr.	Enhet
2410	Parvis



Therabathvante

Vante för värme och kyla

- Innerpåse fylld med ris och örter
- Värms i micro alternativt kyls i frys
- Ytterpåse tillverkad i velour
- Maskintvättbar

Art nr.	Enhet
2718	Styckvis



[illegible]

Försäljningsvillkor

Priser

Samtliga priser är angivna i SEK exklusive moms.
Vi förbehåller oss rätten att justera berörda priser.
Priserna gäller från och med 2017-01-01 och tillsvidare.

Betalningsvillkor

30 dagar netto.
Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Leveranser inom Norden*

Order överstigande 3 000.- exklusive moms levereras
fritt mottagaren. För övriga order debiteras frakt.
*För Norge tillkommer importarvode i de fall tullkreditsnummer
saknas.

Garanti


Från leveransdatum gäller 2 års garanti för fabrikationsfel.
Ingen garanti utgår för yttre åverkan.

Övrigt

Catell AB förbehåller sig från eventuella tryckfel
i katalogen och prislistan.

Organisationsnummer

556769-9920
SE 556769992001





Catell AB | Västberga Allé 26 | SE-126 30 Hägersten | www.catell.se
Tel 08-727 95 30 | Fax 08-727 95 31