

2019



# INNEHÅLL

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	2	MÄTNING	67-73
HANDORTOSER	3-13	MATERIAL	74-87
KOMBIORTOSER	14	PLASTER	88-97
TUMORTOSER	15-21	TILLBEHÖR PLASTER	98-99
HAND ÖVRIGT	22-24	SAXAR	100-102
BARNORTOSER	26-27	VARMLUFTSPISTOLER	102
ÖDEMBEHANDLING	28-36	ANATOMI	103-105
ARM/AXEL	37-39	HYDROKOLLATORER	106-107
HAND ÖVRIGT	40-47	PARAFFIN	108-109
GELPRODUKTER	48-59	FÖRSÄLJNINGSVILLKOR	110
TRÄNING/TEST	60-66	FÖRETAGSUPPGIFTER	111

# KONTAKT



**TELEFON**  
08-727 95 30



**MAIL**  
INFO@CATELL.SE



**ADRESS**  
VÄSTBERGA ALLÉ 26  
126 30 HÄGERSTEN



**WEBB**  
WWW.CATELL.SE

## MATERIALSERIER – HANDORTOSER

### COMFORT

Slitstarkt material med en mjuk och behaglig insida. Tillverkat av bomull, polyamid, polyester och syntetiskt gummi (latexfritt).

### NUSTIMWRAP BY FABRIFOAM

Tvåsidigt material med en mjuk och glidfri insida och en utsida av nylon och lycra (latexfritt).

### STABIL

Stabilt och slitstarkt material tillverkat av bomull, polyester och syntetiskt gummi (latexfritt).

### SOFT

Mjukt, tunt och följsamt material. Tillverkat av polyester, viskos, elasthan och nylon (latexfritt).

### NEOPREN

Mjukt material tillverkat av syntetiskt gummi, polyester och polyamid (latexfritt).

### NUSTIMWRAP X-TREME BY FABRIFOAM

Tvåsidigt material, förstärkt med en mellanliggande kärna av skum, med en mjuk och glidfri insida och en utsida av nylon och lycra (latexfritt).

### STABIL PLUS

Stabilt material med en vadderad insida. Tillverkat av bomull, polyester och acryl (latexfritt).

## MÅTTABELL - HANDLEDSORTOSER

STORLEK	OMKRETS
XX-Small	10 - 12 cm
X-Small	12 - 14 cm
Small	14 - 16 cm
Medium	16 - 18 cm
Large	18 - 20 cm
X-Large	20 - 22 cm
XX-Large	22 - 24 cm

Mät runt handleden för rätt storlek



## SMART STRAP

Smidig handledsortos

- \* Bilateral
- \* Stabiliserar handleden
- \* Tillverkad av neopren och polyamid

ART#	STORLEK	FÄRG
7701	One size	●



## WRIST WRAP ■ STABIL

Kort enkel handledsortos

- \* Bilateral
- \* Stabiliserar handleden
- \* Stabilt och slitstarkt material

ART#	STORLEK	FÄRG
7704	One size	●



## CARPAL LIFT

Enkelt handledsstöd

- \* Polstrad med kudde volart ulnart
- \* Tillverkad av foammaterial med utsida av nylon och lycra



Mät runt MCP-lederna



ART# VÄNSTER	ART# HÖGER	STORLEK	MÅTT	FÄRG
2012-L23	2012-R23	S/M	16-19 cm	●
2012-L34	2012-R34	M/L	19-22 cm	●

## CARPALGARD ■ NuStimWRAP

Enkel handledsortos utan skena

- \* Tunn och smidig
- \* Lätt att använda under en handske
- \* Ger även ett lätt stöd för tummen



Mät runt handleden



ART# VÄNSTER	ART# HÖGER	STORLEK	MÅTT	LÄNGD	FÄRG
41001	42001	S	12-16 cm	10 cm	●
41002	42002	M/L	16-22 cm	10 cm	●

## CARPALGARD ■ NuStimWRAP X-TREME

Enkel handledsortos utan skena

- \* Förstärkt material som ger extra stabilitet och stöd
- \* Går att använda under en handske
- \* Ger även lätt stöd för tummen



Mät runt handleden



ART# VÄNSTER	ART# HÖGER	STORLEK	MÅTT	LÄNGD	FÄRG
41501	42501	S	12-16 cm	10 cm	●
41502	42502	M/L	16-22 cm	10 cm	●

## EASY ■ STABIL

Kort handledsortos utan skena

- \* KARBORRKNÄPPNING PÅ HANDRYGGEN
- \* STABILT OCH SLITSTARKT MATERIAL

ART#	STORLEK	LÄNGD	FÄRG	
7705	XS - XXL	11 cm	● ●	



## EASY ■ COMFORT

Kort handledsortos utan skena

- \* KARBORRKNÄPPNING PÅ HANDRYGGEN
- \* STABILT MATERIAL MED MJUK INSIDA

ART#	STORLEK	LÄNGD	FÄRG	
7805	XS - XXL	11 cm	●	



# VÅRA GARANTIER - DIN TRYGGHET



VI VILL ATT DU SKA KÄNNA DIG TRYGG NÄR DU HANDLAR HOS OSS OCH DÄRFÖR ERBJUDER VI NÖJD KUND GARANTI.

ÄR DU AV NÅGON ANLEDNING INTE NÖJD MED PRODUKTEN DU KÖPT FRÅN OSS SÅ BYTER VI UT DEN.

VÅR AMBITION ÄR ATT KOMBINERA DE BÄSTA PRODUKTERNA MED DE BÄSTA PRISERNA OCH DÄRFÖR HAR VI LÄGSTA PRIS GARANTI PÅ ALLA VÅRA PRODUKTER.

HITTAR DU EN AV VÅRA PRODUKTER HOS EN AV VÅRA KONKURRENTER TILL ETT LÄGRE PRIS SÅ SÄNKER VI VÅRT!



## BASE ■ STABIL

Handledsortos med volar skena

- \* Lätt insvängd passform över handleden
- \* 5 karborrband på handryggen
- \* Formbar aluminiumskena
- \* Stabilt och slitstarkt material

ART#	STORLEK	LÄNGD	FÄRG	
7710	XS - XXL	18 cm	● ●	
TB303	Plastskena	14,5 cm	○	



## BASE ■ COMFORT

Handledsortos med volar skena

- \* Lätt insvängd passform över handleden
- \* 5 karborrband på handryggen
- \* Formbar aluminiumskena
- \* Stabilt material med mjuk insida

ART#	STORLEK	LÄNGD	FÄRG	
7810	XS - XXL	18 cm	●	
TB303	Plastskena	14,5 cm	○	



## BASE ■ NEOPREN

Handledsortos med volar skena

- \* Lätt insvängd passform över handleden
- \* 5 karborrband på handryggen
- \* Formbar aluminiumskena
- \* Mjukt och följsamt material

ART#	STORLEK	LÄNGD	FÄRG	
7910	XS - XXL	18 cm	●	
TB303	Plastskena	14,5 cm	○	





## BASE WIDE ■ STABIL

Handledsortos med volar skena

- \* Passar kraftigare underarm
- \* Lätt insvängd passform över handleden
- \* 5 karborrband på handryggen
- \* Formbar aluminiumskena
- \* Stabilt och slitstarkt material

ART#	STORLEK	LÄNGD	FÄRG
7710W	XS - XXL	18 cm	● ●
TB303	Plastskena	14,5 cm	●



## MÅTTABELL - BASE WIDE

STORLEK	OMKRETS A	OMKRETS B
X-Small	12 - 14 cm	15 - 18 cm
Small	14 - 16 cm	18 - 21 cm
Medium	16 - 18 cm	21 - 24 cm
Large	18 - 20 cm	24 - 27 cm
X-Large	20 - 22 cm	27 - 30 cm
XX-Large	22 - 24 cm	30 - 33 cm

Mät runt handleden för rätt storlek



## BASE LONG ■ STABIL

Längre handledsortos med volar skena

- \* Påsytt extraband för ökad stabilitet
- \* Lätt insvängd passform över handleden
- \* Formbar aluminiumskena
- \* Stabilt och slitstarkt material


ART#	STORLEK	LÄNGD	FÄRG
7730	XS - XXL	23 cm	● ●
TB305	Plastskena Lång	18 cm	●



## BASE MAX ■ STABIL

Handledsortos med volar skena

- \* Rakare passform över handleden
- \* 3 karborrband på handryggen
- \* Formbar aluminiumskena
- \* Stabilt och slitstarkt material




ART#	BENÄMNING	STORLEK	FÄRG
7715	Base Max	XXS - XXL	● ●
TB304	Plastskena Kort	XXS - M	●
TB305	Plastskena Lång	L - XXL	●



## BASE MAX WIDE ■ STABIL

Handledsortos med volar skena

- \* Passar kraftigare underarm
- \* Rakare passform över handleden
- \* 3 karborrband på handryggen
- \* Formbar aluminiumskena
- \* Stabilt och slitstarkt material



ART#	BENÄMNING	STORLEK	FÄRG
7715W	Base Max Wide	XXS - XXL	●
TB304	Plastskena Kort	XXS - M	●
TB305	Plastskena Lång	L - XXL	●



## MÅTTABELL WIDE-ORTOSER

STORLEK	OMKRETS A	OMKRETS B
XX-Small	10 - 12 cm	12 - 15 cm
X-Small	12 - 14 cm	15 - 18 cm
Small	14 - 16 cm	18 - 21 cm
Medium	16 - 18 cm	21 - 24 cm
Large	18 - 20 cm	24 - 27 cm
X-Large	20 - 22 cm	27 - 30 cm
XX-Large	22 - 24 cm	30 - 33 cm

Mät runt handleden för rätt storlek



## BASE FRANK ■ STABIL

Handledsortos med volar skena

- \* Slutet tumgrepp
- \* Rakare passform över handleden
- \* 4 kardborrband på handryggen
- \* Formbar aluminiumskena
- \* Stabilt och slitstarkt material

ART#	STORLEK	LÄNGD	FÄRG
7716	XXS - XXL	21 cm	●
TB305	Plastskena Lång	18 cm	●



## PLASTSKENA

- \* Kan justeras med värmepistol eller med varmt vatten
- \* Se respektive ortos för rätt val av plastskena

VÅRA PLASTSKENOR HAR SAMMA FORM OCH HÅRDHET MEN SKILJER I LÄNGD

ART#	BENÄMNING	FÄRG	LÄNGD
TB303	Plastskena Vit	○	14,5 cm
TB304	Plastskena Kort	●	16 cm
TB305	Plastskena Lång	●	18 cm



## EXTRABAND

- \* 5 cm brett
- \* Elastiskt

TILL LACY- OCH PRISMAMODELLERNA, ANVÄND MODELL REVERSE

ART#	BENÄMNING	FÄRG	LÄNGD
TB301	Standard	●	36 cm
TB311	Reverse	●	36 cm
TB302	Standard	●	36 cm
TB312	Reverse	●	36 cm



## LACY SHORT ■ SOFT

Kort handledsstöd utan skena

- \* Snörlösning för ökad stabilitet
- \* Mjukt och följsamt material

ART#	STRL	FÄRG	LÄNGD	
7606	XXS - XXL	●	11 cm	



## LACY SHORT ■ STABIL

Kort handledsstöd utan skena

- \* Snörlösning för ökad stabilitet
- \* Stabilt och slitstarkt material

ART#	STORLEK	FÄRG	LÄNGD	
7706	XXS - XXL	● ●	11 cm	



## LACY ■ STABIL

Stabil handledsortos

- \* Formbar volar aluminiumskena
- \* 2 uttagbara dorsala spiralfjädrar
- \* Uttagbar ulnar spiralfjäder
- \* Snörlösning för enkel applicering
- \* Stabilt och slitstarkt material

ART#	STORLEK	FÄRG	LÄNGD	
7720	XS - XXL	●	20 cm	
TB304	Plastskena	●	16 cm	



## PRISMA ■ STABIL PLUS

Extra stabil handledsortos

- \* Formbar volar aluminiumskena
- \* 2 uttagbara dorsala aluminiumskenor
- \* 2 utbytbara plastskenor medföljer för lättare stöd
- \* Ulnar skenficka som möjliggör förstärkt stöd
- \* Snörlösning för enkel applicering

ART#	STORLEK	FÄRG	LÄNGD
7070	XXS	●	15 cm
7070	XS - XXL	● ●	20 cm



## PRISMA LONG ■ STABIL PLUS

Extra stabil handledsortos

- \* Formbar volar aluminiumskena
- \* 2 uttagbara dorsala aluminiumskenor
- \* 2 utbytbara plastskenor medföljer för lättare stöd
- \* Ulnar skenficka som möjliggör förstärkt stöd
- \* Snörlösning för enkel applicering

ART#	STORLEK	FÄRG	LÄNGD
7080	XS - XL	●	25 cm



## FINGERLIFT ■ SOFT

Enkel fingerslinga

- \* Bilateral
- \* Kan appliceras till Lacy och Prismamodellerna
- \* Mjukt och följsamt material

ART#	STORLEK	FÄRG
7602	One size	●



BILDEN VISAR FINGERLIFT APPLICERAD PÅ LACY, SE SID 12

## PRISMA THUMB ■ STABIL PLUS

Extra stabil tum- och handledsortos

- \* Stabiliserar handled samt tummens CMC1- och MCP-led
- \* Formbar volar aluminiumskena
- \* Form- och uttagbara aluminiumskenor kring tummen för enkel anpassning
- \* Reglerbart tumgrepp
- \* Reglerbar tumdel
- \* Snörlösning för enkel applicering

ART#	STORLEK	FÄRG	LÄNGD
7090	XS - XL	●	21 cm



## KOMBI EXTRA ■ STABIL

Kombinerad tum- och handledsortos

- \* Stabiliserar handled samt tummens CMC1- och MCP-led
- \* Formbar volar aluminiumskena
- \* Reglerbart tumgrepp
- \* Reglerbar tumdel
- \* Form- och uttagbar spiralfjäder
- \* Stabilt och slitstarkt material

ART#	STORLEK	FÄRG	LÄNGD
7765	XS - XXL	● ●	18 cm
TB303	Plastskena	○	14,5 cm



## KOMBI EXTRA WIDE ■ STABIL

Kombinerad tum- och handledsortos

- \* Passar kraftigare underarm
- \* Stabiliserar handled samt tummens CMC1- och MCP-led
- \* Formbar volar aluminiumskena
- \* Reglerbart tumgrepp
- \* Reglerbar tumdel
- \* Form- och uttagbar spiralfjäder
- \* Stabilt och slitstarkt material

FÖR MÅTTABELL,  
SE SID 10

ART#	STORLEK	FÄRG	LÄNGD
7765W	XS - XXL	●	18 cm
TB303	Plastskena	○	14,5 cm



## MATERIALSERIER – TUMORTOSER

### COMFORT

Slitstarkt material med en mjuk och behaglig insida. Tillverkat av bomull, polyamid, polyester och syntetiskt gummi (latexfritt).

### NUSTIMWRAP BY FABRIFOAM

Tvåsidigt material med en mjuk och glidfri insida och en utsida av nylon och lycra (latexfritt).

### STABIL

Stabilt och slitstarkt material tillverkat av bomull, polyester och syntetiskt gummi (latexfritt).

### NEOPREN

Mjukt material tillverkat av syntetiskt gummi, polyester och polyamid (latexfritt).

### NUSTIMWRAP X-TREME BY FABRIFOAM

Tvåsidigt material, förstärkt med en mellanliggande kärna av skum, med en mjuk och glidfri insida och en utsida av nylon och lycra (latexfritt).

### SOFT

Mjukt och följsamt material. Tillverkat av polyester, viskos, elastan och nylon (latexfritt).

## MÅTTABELL - TUMORTOSER

STORLEK	OMKRETS
XX-Small	10 - 12 cm
X-Small	12 - 14 cm
Small	14 - 16 cm
Medium	16 - 18 cm
Large	18 - 20 cm
X-Large	20 - 22 cm
XX-Large	22 - 24 cm

*Mät runt handleden för rätt storlek*



## NOVA ■ STABIL

Tumortos med skena

- \* Stabiliserar tummens CMC1- och MCP-led
- \* Form- och uttagbar spiralfjäder
- \* Stabilt och slitstarkt material

ART#	STORLEK	FÄRG	
7743	XS - XXL	● ●	



## NOVA ■ COMFORT

Tumortos med skena

- \* Stabiliserar tummens CMC1- och MCP-led
- \* Form- och uttagbar spiralfjäder
- \* Stabilt material med mjuk insida

ART#	STORLEK	FÄRG	
7843	XS - XXL	●	



## NOVA ■ NEOPREN

Tumortos med skena

- \* Stabiliserar tummens CMC1- och MCP-led
- \* Form- och uttagbar spiralfjäder
- \* Mjukt och följsamt material

ART#	STORLEK	FÄRG	
7943	XS - XXL	●	





# NOVA LONG ■ STABIL

Längre tumortos med skena

- \* Extraband runt handleden
- \* Stabiliserar tummens CMC1- och MCP-led
- \* Form- och uttagbar spiralfjäder
- \* Stabilt och slitstarkt material

ART#	STORLEK	LÄNGD	FÄRG
7753	XS - XXL	15 cm	● ●



## ELLA ■ STABIL

Tumortos utan skena

- \* Stödjer och lyfter CMC1-leden
- \* Stabilt och slitstarkt material

ART#	STORLEK	FÄRG	
7745	XS - XXL	● ●	



## ELLA ■ COMFORT

Tumortos utan skena

- \* Stödjer och lyfter CMC1-leden
- \* Stabilt material med mjuk insida

ART#	STORLEK	FÄRG	
7845	XS - XXL	●	



## ELLA ■ SOFT

Tumortos utan skena

- \* Förstärkt stöd volart vid thenarmuskulaturen
- \* Tunn och smidig
- \* Stödjer och lyfter CMC1-leden
- \* Mjukt och följsamt material

ART#	STORLEK	FÄRG	
7645	XXS - XXL	●	



## COMFORT COOL ■ NEOPREN

Tumortos utan skena

- \* Extra band runt tumbasen för ökad stabilitet
- \* Utan kantband
- \* Kan lätt klippas och justeras
- \* Tillverkad av perforerad neopren

FINNS ÄVEN I BARNSTORLEK, SE SID 26

ART#	STORLEK	FÄRG
7946	XS - XXL	●



## THUMB SPICA ■ NUSTIMWRAP

Enkel tumortos

- \* Tunn och smidig
- \* Lätt att använda under handske
- \* Ger även ett lätt stöd för handleden



Mät runt handleden

FINNS ÄVEN I BARNSTORLEK, SE SID 27

ART# VÄNSTER	ART# HÖGER	STORLEK	MÅTT	FÄRG
44001	44101	S	12-16 cm	●
44002	44102	M/L	16-22 cm	●



## THUMB SPICA ■ NUSTIMWRAP X-TREME

Enkel tumortos

- \* Förstärkt material som ger extra stabilitet och stöd
- \* Går att använda under en handske
- \* Ger även lätt stöd för handleden



Mät runt handleden

ART# VÄNSTER	ART# HÖGER	STORLEK	MÅTT	FÄRG
44501	44511	S	12-16 cm	●
44502	44512	M/L	16-22 cm	●



## MAFRA TUMLINDA

- \* Enkel tumlinda i olika längder
- \* Tillverkad i ett mjukt och behagligt material bestående av nylon och gummi

### ÖVRIGA MAFRABAND, SE SID 81

ART#	MÅTT	FÄRG	
404040	4 x 40 cm	●	
405040	4 x 50 cm	●	
404050	4 x 40 cm	●	
405050	4 x 50 cm	●	



## GAUNTLET THUMB

- \* Plastortos som värms upp och anpassas


### Orfit Classic 1,6 mm Microperorerad

ART#	STORLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET	
35810	Small	6 - 7 cm	●	2 st/frp	
35811	Medium	8 - 9 cm	●	2 st/frp	
35812	Large	10 - 11 cm	●	2 st/frp	



### Orfilight NS 1,6 mm Micorperorerad

ART#	STORLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET	
35810Z/L/NS	Small	6 - 7 cm	●	2 st/frp	
35811Z/L/NS	Medium	8 - 9 cm	●	2 st/frp	
35812Z/L/NS	Large	10 - 11 cm	●	2 st/frp	



Grundutförande enligt bild

### Orfit Colors NS 2,0 mm Microperorerad

ART#	STORLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET	
35810MB/NS	Small	6 - 7 cm	● Metallic Blå	2 st/frp	
35811MB/NS	Medium	8 - 9 cm	● Metallic Blå	2 st/frp	
35812MB/NS	Large	10 - 11 cm	● Metallic Blå	2 st/frp	



Mät diagonalt volart enligt bild

## COMFORT COOL SHORT THUMB SPICA ■ NEOPREN

Kort tumortos med plastförstärkning



Mät runt handleden

- \* Bilateral
- \* Tumdel med formbar plast (Omega Max 2,4 mm)
- \* Ortosen formas enkelt efter uppvärmning i vatten eller i micro



ART#	STORLEK	MÅTT	LÄNGD	FÄRG
79528	S/M	13-17 cm	13 cm	●
79529	L/XL	17-20 cm	15 cm	●

## COMFORT COOL THUMB SPICA ■ NEOPREN

Tumortos med plastförstärkning



Mät runt handleden


- \* Bilateral
- \* Tumdel med formbar plast (Omega Max 2,4 mm)
- \* Ortosen formas enkelt efter uppvärmning i vatten eller i micro



ART#	STORLEK	MÅTT	LÄNGD	FÄRG
79530	S/M	13-17 cm	18 cm	●
79531	L/XL	17-20 cm	20 cm	●

## COMFORT COOL LONG THUMB SPICA ■ NEOPREN

Lång tumortos med plastförstärkning



Mät runt handleden

- \* Bilateral
- \* Tumdel med formbar plast (Omega Max 2,4 mm)
- \* Ortosen formas enkelt efter uppvärmning i vatten eller i micro



ART#	STORLEK	MÅTT	LÄNGD	FÄRG
79532	S/M	13-17 cm	22 cm	●
79533	L/XL	17-20 cm	24 cm	●

## PALM PROTECTOR

Kontrakturkudde

- \* Syntetiskt fleeceliknande material
- \* Justerbart band över handryggen
- \* Maskintvättbar
- \* Latexfri

ART#	VÄ/HÖ	STORLEK	ENHET	
52250-1	Vänster	One size	Styckvis	
52251-1	Höger	One size	Styckvis	



## PALM CONE

Kontrakturkon

- \* Frottéklädd plastkon
- \* Justerbart band över handryggen
- \* Maskintvättbar
- \* Latexfri

ART#	STORLEK	MÅTT	ENHET	
5608	One size	13 cm	Styckvis	



## PALM GRIP

Kontrakturkudde

- \* Frottéklädd
- \* Elastiskt band över handryggen
- \* Maskintvättbar
- \* Latexfri

ART#	STORLEK	MÅTT	ENHET	
6507	Small	13 x 6 cm	Styckvis	
6508	Large	13 x 8 cm	Styckvis	



## FINGER CONTRACTURE

Kontrakturkudde med fingerseparerare

- \* Frottéklädd
- \* Elastiskt band över handryggen
- \* Maskintvättbar
- \* Latexfri

ART#	STORLEK	MÅTT	ENHET	
6560	Small	13 x 8 cm	Styckvis	



## PROGRESS VILOSKENA

Anpassningsbar viloskena

- \* Fodrad aluminiumram
- \* Lätt att anpassa
- \* 3 fästband
- \* Avtagbart och tvättbart foder



Mät diagonalt volart enligt bild



FINNS ÄVEN I BARNSTORLEK, SE SID 27

ART# VÄNSTER	ART# HÖGER	STORLEK	MÅTT	FÄRG
25556	25557	X-Small	7,6-8,3 cm	●
25600	25601	Small	8,3-8,9 cm	●
25602	25603	Medium	8,9-9,5 cm	●
25604	25605	Large	9,5-10,1 cm	●

## PREFABRICERAD VILOSKENA

Förformad plastortos

- \* Funktionell viloposition
- \* Lätt att anpassa med varmluftspistol eller hett vatten
- \* Tillverkad av 3,2 mm lågtemperaturplast



Mät diagonalt volart enligt bild



ART# VÄNSTER	ART# HÖGER	STORLEK	MÅTT	FÄRG
13530	13531	Small	7-8,9 cm	○
13532	13533	Medium	8,9-10 cm	○
13534	13535	Large	10-12 cm	○

## THERMOSKIN GLOVES

Handske i värmande material

- \* Ger stöd och lätt kompression
- \* Räfflad utsida för att underlätta greppförmågan
- \* Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- \* Säljs parvis



Mät runt MCP-lederna



ART#	STORLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET
53110	X-Small	15-17 cm	●	Parvis
53111	Small	18-20 cm	●	Parvis
53112	Medium	21-23 cm	●	Parvis
53113	Large	24-26 cm	●	Parvis
53114	X-Large	27-29 cm	●	Parvis
53115	XX-Large	30-32 cm	●	Parvis

## DUPUYTREN GLOVE VOLAR

Extensionsortos

- \* Uttag- och formbar tredelad skena i aluminium (volart)
- \* Tillverkad av nylon och polyester



ART# VÄNSTER	ART# HÖGER	STORLEK	FÄRG	
7451-22	7451-32	Small	●	
7451-23	7451-33	Medium	●	
7451-24	7451-34	Large	●	
7451-25	7451-35	X-Large	●	
TB451	Extraskenor	3 st/frp		

## DUPUYTREN GLOVE DORSAL

Extensionsortos

- \* Uttag- och formbara skenor i aluminium (dorsalt)
- \* Tillverkad av nylon och polyester




ART# VÄNSTER	ART# HÖGER	STORLEK	FÄRG	
7450-22	7450-32	Small	●	
7450-23	7450-33	Medium	●	
7450-24	7450-34	Large	●	
7450-25	7450-35	X-Large	●	

## MÅTTABELL - DUPUYTREN GLOVE


STORLEK	OMKRETS
Small	18 - 20 cm
Medium	20 - 23 cm
Large	23 - 25 cm
X-Large	25 - 27 cm

Mät runt MCP-lederna för rätt storlek





# KONTAKT



TELEFON  
08-727 95 30



MAIL  
INFO@CATELL.SE



ADRESS  
VÄSTBERGA ALLÉ 26  
126 30 HÄGERSTEN



WEBB  
WWW.CATELL.SE



## PRISMA BARN ■ STABIL PLUS

Stabil handledsortos för barn

- \* Formbar volar aluminiumskena
- \* 2 uttagbara dorsala aluminiumskenor
- \* 2 utbytbara plastskenor medföljer för lättare stöd
- \* Ulnar skenficka som möjliggör förstärkt stöd
- \* Snörlösning för enkel applicering

FINNS ÄVEN I VUXENSTORLEK, SE SID 13

ART#	VÅ/HÖ	STORLEK	LÄNGD	FÄRG
7070-20	Vänster	One Size	15 cm	●
7070-30	Höger	One Size	15 cm	●



PASSAR HANDE MED OMKRETS 10 - 13 CM

## PRISMA BARN THUMB

■ STABIL PLUS

Stabil tum- och handledsortos för barn

- \* Formbar volar aluminiumskena
- \* Form- och uttagbara skenor kring tummen för enkel anpassning
- \* Snörlösning för enkel applicering

FINNS ÄVEN I VUXENSTORLEK, SE SID 14

ART#	VÅ/HÖ	STORLEK	LÄNGD	FÄRG
455-LT	Vänster	One Size	15 cm	●
455-RT	Höger	One Size	15 cm	●




PASSAR HANDE MED OMKRETS 10 - 13 CM

## COMFORT COOL CMC BARN

■ NEOPREN

Tumortos utan skena

- \* Extra band runt tumbasen för ökad stabilitet
- \* Utan kantband
- \* Kan lätt klippas och justeras
- \* Tillverkad av perforerad neopren



Mät runt MCP-lederna



FINNS ÄVEN I VUXENSTORLEK, SE SID 19

ART#	VÅ/HÖ	STORLEK	OMKRETS	FÄRG
79546	Vänster	XXS	11-14 cm	●
79547	Höger	XXS	11-14 cm	●
79548	Vänster	XS	14-17 cm	●
79549	Höger	XS	14-17 cm	●

## THUMB SPICA BARN

**NUSTIMWRAP**

Enkel tumortos

- \* Tunn och smidig
- \* Lätt att använda under handske
- \* Ger även ett lätt stöd för handleden



Mät runt handleden

FINNS ÄVEN I VUXENSTORLEK, SE SID 19

ART# VÄ	ANT# HÖ	STORLEK	MÅTT	FÄRG	
44201	44202	One Size	9-12 cm	●	



**TIPS!** FÖR STÖRRE BARN FINNS MÅNGA AV ORTOSERNA PÅ SID 4-19 I XXS OCH XS

## PROGRESS VILOSKENA BARN

Anpassningsbar viloskena

- \* Fodrad aluminiumram
- \* Lätt att anpassa
- \* 3 fästband
- \* Avtagbart och tvättbart foder



Mät diagonalt volart enligt bild

FINNS ÄVEN I VUXENSTORLEK, SE SID 23

ART# VÄNSTER	ART# HÖGER	STORLEK	MÅTT	FÄRG	
25558	25559	One Size	5,7-7,6 cm	●	



Bild föreställer vuxen storlek

## CO-FLEX BARN

- \* Elastisk linda som fäster i sig själv
- \* Längd 4,6 meter
- \* Latexfri



ART#	MOTIV	STORLEK	ENHET	
245501	Smiley Face	5,1 cm	Styckvis	
245506	Kids Pack	5,1 cm	Styckvis	

## EDEMA LIGHT - 3/4 FINGER

- \* Bilateral ödemhandske
- \* Tillverkad av nylon och lycra
- \* Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- \* Latexfria
- \* Säljs styckvis



Mät runt MCP-lederna



KOMPRESSIONSKLASS I-2 (15-25 mmHg)

ART#	STORLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET	
7050-0	XX-Small	13-15 cm	●	Styckvis	
7050-1	X-Small	15-18 cm	●	Styckvis	
7050-2	Small	18-20 cm	●	Styckvis	
7050-3	Medium	20-22 cm	●	Styckvis	
7050-4	Large	22-24 cm	●	Styckvis	
7050-5	X-Large	24-27 cm	●	Styckvis	

## EDEMA LIGHT - FULLFINGER

- \* Bilateral ödemhandske
- \* Tillverkad av nylon och lycra
- \* Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- \* Latexfria
- \* Säljs styckvis



Mät runt MCP-lederna



KOMPRESSIONSKLASS I-2 (15-25 mmHg)

ART#	STORLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET	
7150-0	XX-Small	13-15 cm	●	Styckvis	
7150-1	X-Small	15-18 cm	●	Styckvis	
7150-2	Small	18-20 cm	●	Styckvis	
7150-3	Medium	20-22 cm	●	Styckvis	
7150-4	Large	22-24 cm	●	Styckvis	
7150-5	X-Large	24-27 cm	●	Styckvis	

## EDEMA LIGHT - 3/4 FINGER

- \* Bilateral ödemhandske
- \* Tillverkad av nylon och lycra
- \* Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- \* Latexfria
- \* Säljs styckvis



Mät runt MCP-lederna



KOMPRESSIÖNSKLASS I-2 (15-25 mmHg)


ART#	STORLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET	
7051-0	XX-Small	13-15 cm	●	Styckvis	
7051-1	X-Small	15-18 cm	●	Styckvis	
7051-2	Small	18-20 cm	●	Styckvis	
7051-3	Medium	20-22 cm	●	Styckvis	
7051-4	Large	22-24 cm	●	Styckvis	
7051-5	X-Large	24-27 cm	●	Styckvis	

## EDEMA LIGHT - FULLFINGER

- \* Bilateral ödemhandske
- \* Tillverkad av nylon och lycra
- \* Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- \* Latexfria
- \* Säljs styckvis



Mät runt MCP-lederna



KOMPRESSIÖNSKLASS I-2 (15-25 mmHg)


ART#	STORLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET	
7151-0	XX-Small	13-15 cm	●	Styckvis	
7151-1	X-Small	15-18 cm	●	Styckvis	
7151-2	Small	18-20 cm	●	Styckvis	
7151-3	Medium	20-22 cm	●	Styckvis	
7151-4	Large	22-24 cm	●	Styckvis	
7151-5	X-Large	24-27 cm	●	Styckvis	

## EDEMA MORE - 3/4 FINGER

- \* Bilateral ödemhandske
- \* Tillverkad av nylon och lycra
- \* Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- \* Latexfria
- \* Säljs styckvis



Mät runt MCP-lederna



KOMPRESSIONSKLASS 2 (23-32 mmHg)

ART#	STORLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET	
8050-0	XX-Small	13-15 cm	●	Styckvis	
8050-1	X-Small	15-18 cm	●	Styckvis	
8050-2	Small	18-20 cm	●	Styckvis	
8050-3	Medium	20-22 cm	●	Styckvis	
8050-4	Large	22-24 cm	●	Styckvis	
8050-5	X-Large	24-27 cm	●	Styckvis	

## EDEMA MORE - FULLFINGER

- \* Bilateral ödemhandske
- \* Tillverkad av nylon och lycra
- \* Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- \* Latexfria
- \* Säljs styckvis



Mät runt MCP-lederna



KOMPRESSIONSKLASS 2 (23-32 mmHg)

ART#	STORLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET	
8150-0	XX-Small	13-15 cm	●	Styckvis	
8150-1	X-Small	15-18 cm	●	Styckvis	
8150-2	Small	18-20 cm	●	Styckvis	
8150-3	Medium	20-22 cm	●	Styckvis	
8150-4	Large	22-24 cm	●	Styckvis	
8150-5	X-Large	24-27 cm	●	Styckvis	

## EDEMA MORE - 3/4 FINGER

- \* Bilateral ödemhandske
- \* Tillverkad av nylon och lycra
- \* Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- \* Latexfria
- \* Säljs styckvis



Mät runt MCP-lederna



KOMPRESSIONSKLASS 2 (23-32 mmHg)


ART#	STORLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET
8051-0	XX-Small	13-15 cm	●	Styckvis
8051-1	X-Small	15-18 cm	●	Styckvis
8051-2	Small	18-20 cm	●	Styckvis
8051-3	Medium	20-22 cm	●	Styckvis
8051-4	Large	22-24 cm	●	Styckvis
8051-5	X-Large	24-27 cm	●	Styckvis

## EDEMA MORE - FULLFINGER

- \* Bilateral ödemhandske
- \* Tillverkad av nylon och lycra
- \* Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- \* Latexfria
- \* Säljs styckvis



Mät runt MCP-lederna



KOMPRESSIONSKLASS 2 (23-32 mmHg)

ART#	STORLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET
8151-0	XX-Small	13-15 cm	●	Styckvis
8151-1	X-Small	15-18 cm	●	Styckvis
8151-2	Small	18-20 cm	●	Styckvis
8151-3	Medium	20-22 cm	●	Styckvis
8151-4	Large	22-24 cm	●	Styckvis
8151-5	X-Large	24-27 cm	●	Styckvis

# CATELL ÖDEMHANDSKE - 3/4 FINGER

- \* Tillverkad av nylon och lycra
- \* Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- \* Latexfria
- \* Säljs styckvis



Mät runt MCP-lederna



KOMPRESSIONSKLASS I-2 (15-25 mmHg)

ART# VÄNSTER	ART# HÖGER	STORLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET	
5050-01	5050-11	X-Small	15-18 cm	●	Styckvis	
5050-02	5050-12	Small	18-20 cm	●	Styckvis	
5050-03	5050-13	Medium	19-22 cm	●	Styckvis	
5050-04	5050-14	Large	20-25 cm	●	Styckvis	

# CATELL ÖDEMHANDSKE - FULLFINGER

- \* Tillverkad av nylon och lycra
- \* Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- \* Latexfria
- \* Säljs styckvis



Mät runt MCP-lederna



KOMPRESSIONSKLASS I-2 (15-25 mmHg)

ART# VÄNSTER	ART# HÖGER	STORLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET	
6050-01	6050-11	X-Small	15-18 cm	●	Styckvis	
6050-02	6050-12	Small	18-20 cm	●	Styckvis	
6050-03	6050-13	Medium	19-22 cm	●	Styckvis	
6050-04	6050-14	Large	20-25 cm	●	Styckvis	



# NORCO ÖDEMHANDSKE - 3/4 FINGER

- \* Tillverkad av nylon och lycra
- \* Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- \* Latexfria
- \* Säljs styckvis



Mät runt MCP-lederna

KOMPRESSIONSKLASS I-2 (15-25 mmHg)



ART# VÄNSTER	ART# HÖGER	STORLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET	
53220	53221	X-Small	15-18 cm	●	Styckvis	
53222	53223	Small	18-20 cm	●	Styckvis	
53224	53225	Medium	19-22 cm	●	Styckvis	
53226	53227	Large	20-25 cm	●	Styckvis	

# NORCO ÖDEMHANDSKE - FULLFINGER

- \* Tillverkad av nylon och lycra
- \* Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- \* Latexfria
- \* Säljs styckvis



Mät runt MCP-lederna


KOMPRESSIONSKLASS I-2 (15-25 mmHg)



ART# VÄNSTER	ART# HÖGER	STORLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET	
53210	53211	X-Small	15-18 cm	●	Styckvis	
53212	53213	Small	18-20 cm	●	Styckvis	
53214	53215	Medium	19-22 cm	●	Styckvis	
53216	53217	Large	20-25 cm	●	Styckvis	

## ISOTONER HANDSKAR - 3/4 FINGER

- \* Tillverkade av nylon och lycra
- \* Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- \* Ingen söm över tumbasen
- \* Latexfria
- \* Säljs parvis



Mät runt MCP-lederna



KOMPRESSIONSKLASS 2 (23-32 mmHg)


ART#	STORLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET	
25830-1	X-Small	13-15 cm	●	Par	
25830-2	Small	15-18 cm	●	Par	
25830-3	Medium	18-20 cm	●	Par	
25830-4	Large	20-23 cm	●	Par	

## ISOTONER HANDSKAR - FULLFINGER

- \* Tillverkade av nylon och lycra
- \* Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- \* Ingen söm över tumbasen
- \* Latexfria
- \* Säljs parvis



Mät runt MCP-lederna



KOMPRESSIONSKLASS 2 (23-32 mmHg)

ART#	STORLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET	
25831-1	X-Small	13-15 cm	●	Par	
25831-2	Small	15-18 cm	●	Par	
25831-3	Medium	18-20 cm	●	Par	
25831-4	Large	20-23 cm	●	Par	

# CATELL ÖDEMHANDSKE - LÅNG

- \* Tillverkad av nylon och lycra
- \* Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- \* Hel fingertopp
- \* Latexfria
- \* Säljs styckvis



KOMPRESSIONSKLASS I-2 (15-25 mmHg)

ART# VÄNSTER	ART# HÖGER	STORLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET
53230	53231	Small	14-17 cm	●	Styckvis
53232	53233	Medium	17-20 cm	●	Styckvis
53234	53235	Large	20-22 cm	●	Styckvis

# CICATREX HANDSKE

- Bilateral ödemhandske
- Tillverkad av polyamid och elastan
- Vid behov kan fingertopparna öppnas genom att klippa med sax, fransar ej
- Två längder
- Säljs styckvis



Mät runt MCP-lederna



KOMPRESSIONSKLASS I-3 (20-36 mmHg)


ART#	BENÄMNING	FÄRG	ENHET
344801	Lång handske med hela fingrar	●	Styckvis
344802	Kort handske med hela fingrar	●	Styckvis
3448031	Kort handske med öppna fingrar	●	Styckvis
3448032	Kort handske med öppna fingrar	●	Styckvis

STORLEK	OMKRETS
1 (XXXS)	13 - 14 cm
2 (XXS)	15 - 16,5 cm
3 (XS)	17 - 18,5 cm
4 (S)	19 - 20,5 cm

STORLEK	OMKRETS
5 (M)	21 - 22,5 cm
6 (L)	23 - 24,5 cm
7 (XL)	25 - 26,5 cm
8 (XXL)	27 - 28,5 cm

## GATELL FINGERSTRUMPA

- \* Cirkulär kompressionsstrumpa
- \* Elastisk
- \* Tillverkad av lycra
- \* Klipps i önskad längd, fransar ej
- \* Latexfri




### KOMPRESSIONSKLASS 2 (23-32 mmHg)

ART#	STORLEK	PIP OMKRETS	LÄNGD	FÄRG	ENHET
5093	X-Small	2,0 - 3,9 cm	46 cm	●	Styckvis
5093-140	X-Small	2,0 - 3,9 cm	140 cm	●	Styckvis
5094	Small	3,5 - 5,4 cm	46 cm	●	Styckvis
5094-140	Small	3,5 - 5,4 cm	140 cm	●	Styckvis
5095	Medium	4,8 - 6,7 cm	46 cm	●	Styckvis
5095-140	Medium	4,8 - 6,7 cm	140 cm	●	Styckvis
5096	Large	6,0 - 7,3 cm	46 cm	●	Styckvis
5096-140	Large	6,0 - 7,3 cm	140 cm	●	Styckvis
5097	X-Large	7,0 - 7,6 cm	46 cm	●	Styckvis
5097-140	X-Large	7,0 - 7,6 cm	140 cm	●	Styckvis
5098	XX-Large	7,6 - 8,5 cm	46 cm	●	Styckvis
5098-140	XX-Large	7,6 - 8,5 cm	140 cm	●	Styckvis

## CICATREX FINGERSTRUMPA

- \* Cirkulär kompressionsstrumpa
- \* Elastisk
- \* Tillverkad av polyamid och elasthan
- \* Vid behov kan längden anpassas med sax, fransar ej
- \* Latexfri



### KOMPRESSIONSKLASS 1-3 (20-36 mmHg)

ART#	STORLEK	LÄNGD	FÄRG	ENHET
3446-1	Small (1)	10 cm	●	Styckvis
3446-50	Small (1)	10 cm	●	50 st/frp
3446-2	Medium (2)	10 cm	●	Styckvis
3446-51	Medium (2)	10 cm	●	50 st/frp

## BASIC EPIKONDYLITSPÄNNE

- \* Enkelt epikondylitspänne tillverkat i neopren
- \* Bilateralt
- \* Lätt att anpassa med ett fästband
- \* Silikonpelott

ART#	STORLEK	FÄRG	
3709	One Size	●	



## ACTIVE EPIKONDYLITSPÄNNE

- \* Tunt och smidigt
- \* Bilateralt
- \* Flyttbar silikonpelott

ART#	STORLEK	FÄRG	
3710	One Size	●	



## EPI EPIKONDYLITSPÄNNE

- Tunt och smidigt
- Bilateralt
- Foampelott

ART#	STORLEK	FÄRG	
3711	One Size	●	



## CATELL ELBOWSTRAP

- \* Bilateral
- \* Kardborrband för justerbart omfång
- \* Uttagbara fjädrar för anpassning av stabilitet
- \* Tunt och smidigt korsettmaterial, tillverkat av polyester, elastan och nylon

ART#	BENÄMNING	BREDD	LÄNGD	FÄRG
3740-1	Short	19 cm	50 cm	●
3740-2	Long	25 cm	60 cm	●



## HEELBO ARMBÅGSORTOS

- \* Passar både hæl och armbåge
- \* Tillverkat av tvättbart trikåfoder
- \* Skumplastvadderung (Polyuretan)
- \* Säljs parvis

ART#	STORLEK	OMKRETS	FÄRG
15961-1	Small	18 cm	●
15961-2	Medium	20 cm	●
15961-3	Large	22 cm	○
15961-4	X-Large	24 cm	●
15961-6	XX-Large	29 cm	●



Mått tas cirkulärt runt armbågen

## CATELL ARMSLING LIGHT

- \* Bilateral
- \* Appliceras snett över ryggen
- \* Anpassas med låssöljor och kardborre
- \* Tunn vadderad axelpolstring

ART#	STORLEK	FÄRG
8850	One Size	●



## CATELL ARMSLING STANDARD

- \* Bilateral
- \* Appliceras snett över ryggen
- \* Anpassas med spännen och kardborre
- \* Löst midjebälte för immobilisering av arm mot bål
- \* Tillverkad av mjukt foammaterial

ART#	STORLEK	FÄRG
BA110	X-Small - X-Large	●



	XS	S	M	L	XL
CM	23-28	28-33	33-38	38-43	43-48

Mät underarmslängden i centimeter för rätt storlek

## CATELL ARMSLING DOUBLE

- \* Bilateral
- \* Två breda band fördelar vikten över axlarna
- \* Anpassas med reglerbart kardborrband
- \* Brett extraband för fixering av arm mot bål
- \* Tillverkad av mjukt foammaterial

ART#	STORLEK	FÄRG
BA160	Small - Large	●



	S	M	L
CM	28-33	33-38	38-43

Mät underarmslängden i centimeter för rätt storlek

## CATELL ARMSLING SMART

- \* Bilateral
- \* Appliceras snett över ryggen
- \* Bålband och flyttbara manschetter för överarm och underarm
- \* Anpassas med plastspänne och kardborre
- \* Storlek/omfång justeras med sax
- \* Tillverkad av mjukt foammaterial

ART#	STORLEK	FÄRG
8870	One Size	●



# TVILLINGFÖRBAND

- \* Tillverkad av slitstark kardborre
- \* Lätt att anpassa för bästa passform

ART#	BREDD	FÄRG	ENHET	
5647	1,6 cm	●	10 st/frp	
5648	2,5 cm	●	10 st/frp	
5649	5,1 cm	●	10 st/frp	
5647-1	1,6 cm	●	10 st/frp	
5648-1	2,5 cm	●	10 st/frp	



# FINGER BUDDY STRAP

 NuStimWrap

- \* Mjuk och glidfri insida
- \* Smutsavvisande utsida
- \* Lågprofil kardborre
- \* Lätt att anpassa för bästa passform

ART#	BREDD	FÄRG	ENHET	
15399-1	1,6 cm	●	5 st/frp	
15399-2	2,5 cm	●	5 st/frp	





## 3PP BUDDY LOOPS


■ NUSTIMWRAP

- \* Mjuk och glidfri insida
- \* Smutsavvisande utsida
- \* Lågprofil kardborre
- \* Lätt att anpassa för bästa passform

ART#	BREDD	FÄRG	ENHET	
51886	1,3 cm	●	5 st/frp	
51886-25	1,3 cm	●	25 st/frp	
51886-50	1,3 cm	●	50 st/frp	
51886-100	1,3 cm	●	100 st/frp	

ART#	BREDD	FÄRG	ENHET	
51887	1,9 cm	●	5 st/frp	
51887-25	1,9 cm	●	25 st/frp	
51887-50	1,9 cm	●	50 st/frp	
51887-100	1,9 cm	●	100 st/frp	

ART#	BREDD	FÄRG	ENHET	
51888	2,5 cm	●	5 st/frp	
51888-25	2,5 cm	●	25 st/frp	
51888-50	2,5 cm	●	50 st/frp	
51888-100	2,5 cm	●	100 st/frp	



## 3PP FINGERFLEX

■ NUSTIMWRAP

- Enkelt och effektivt volardrag för fingerleder
- Mjuk och glidfri insida


ART#	FÄRG	ENHET	
151004-5	●	5 st/frp	
151004-25	●	25 st/frp	



## OVAL-8 FINGERRING

- \* Fingerring i 1,6 mm polypropylen
- \* Korrigerar flertalet felställningar
- \* Ortosens vinkel går att justera med varmluftspistol
- \* Latexfria

ART#	BENÄMNING	STORLEK	ENHET
51885	Oval-8 Fingerring	2-15	Styckvis



## OVAL-8 STORLEKSSET

- \* Utprovningsset med samtliga 14 storlekar

ART#	BENÄMNING
51882	Oval-8 Storleksset



## OVAL-8 STARTPAKET

- \* Innehåller 44 ringar i storlekarna 2-15
- \* Levereras i praktisk förvaringsbox

ART#	BENÄMNING
51881	Oval-8 Startpaket



## STORLEKSINFORMATION

STORLEK OVAL 8:A	CIRKULÄRT MÅTT ÖVER PIP-LEDEN
2	4,3 cm
3	4,5 cm
4	5 cm
5	5,3 cm
6	5,7 cm

STORLEK OVAL 8:A	CIRKULÄRT MÅTT ÖVER PIP-LEDEN
7	5,9 cm
8	6,2 cm
9	6,4 cm
10	6,8 cm
11	7,1 cm

STORLEK OVAL 8:A	CIRKULÄRT MÅTT ÖVER PIP-LEDEN
12	7,4 cm
13	7,7 cm
14	8,1 cm
15	8,2 cm

# RINGEN FINGERFÄRDIG

Fingerringar i kort och lång modell

- \* Ortosens vinkel går att justera med varmluftspistol
- \* För utprovning krävs storleksset
- \* Storleksset kommer komplett med samtliga storlekar på både kort och lång modell



ART#	OMKRETS
5200	Storleksset

ART#	MODELL	FÄRG	STORLEK	ENHET
5180	Kort modell	Transparent	19-33	Styckvis
5181	Kort modell	● Blå	19-33	Styckvis
5182	Kort modell	● Turkos	19-33	Styckvis
5183	Kort modell	● Röd	19-33	Styckvis
5188	Kort modell	● Silver	19-33	Styckvis
5189	Kort modell	● Guld	19-33	Styckvis

ART#	MODELL	FÄRG	STORLEK	ENHET
5190	Lång modell	Transparent	1-12	Styckvis
5191	Lång modell	● Blå	1-12	Styckvis
5192	Lång modell	● Turkos	1-12	Styckvis
5193	Lång modell	● Röd	1-12	Styckvis
5198	Lång modell	● Silver	1-12	Styckvis
5199	Lång modell	● Guld	1-12	Styckvis

# FINGERSPLINT

- \* Stabiliserar DIP-leden
- \* Kan justeras med varmluftspistol
- \* Tillverkad av ABS-plast
- \* Latexfri

ART#	STORLEK	ENHET	PRIS
5170	1-6	Styckvis	35.-

STORLEK	OMKRETS
1	4-4,5 cm
2	4,5-5 cm
3	5-5,5 cm
4	5,5-6 cm
5	6-6,5 cm
5,5	6,5-7 cm
6	7-8 cm



Mått tas cirkulärt över DIP-leden

## GATELL WRAP

- \* Elastisk linda som fäster i sig själv
- \* Längd 4,5 meter
- \* Latexfri



ART# STYCKVIS	ART# FRP	BREDD	FÄRG	ST/FRP
3050	3050-24	2,5 cm	●	24 st/frp
3150	3150-12	5 cm	●	12 st/frp
3051	3051-24	2,5 cm	●	24 st/frp
3151	3151-12	5 cm	●	12 st/frp
3052	3052-24	2,5 cm	●	24 st/frp
3152	3152-12	5 cm	●	12 st/frp
3053	3053-24	2,5 cm	●	24 st/frp
3153	3153-12	5 cm	●	12 st/frp
3054	3054-24	2,5 cm	●	24 st/frp
3154	3154-12	5 cm	●	12 st/frp

## CO-FLEX BARN

- \* Elastisk linda som fäster i sig själv
- \* Längd 4,6 meter
- \* Latexfri

ART#	MOTIV	BREDD	ENHET
245501	Smiley Face	5,1 cm	Styckvis
245506	Kids Pack	5,1 cm	Styckvis



## CO-FLEX

- \* Elastisk linda som fäster i sig själv
- \* Kraftigare och stadigare än Dema Wrap
- \* Längd 4,6 meter
- \* Latexfri



ART#	BREDD	FÄRG	ENHET
51135-1	2,5 cm	●	30 st/frp
51897-1	3,8 cm	●	48 st/frp
51136-1	5,1 cm	●	36 st/frp
51135-2	2,5 cm	Blandade färger	30 st/frp
51897-2	3,8 cm	Blandade färger	48 st/frp
51136-2	5,1 cm	Blandade färger	36 st/frp

## DEMA WRAP

- \* Lättviktslinda som fäster i sig själv
- \* Tunnare än Co-Flex
- \* Längd 4,6 meter
- \* Latexfri



ART# STYCKVIS	ART# FRP	BREDD	FÄRG	ST/FRP
68510-1	68510	2,5 cm	●	30 st/frp
68511-1	68511	5,1 cm	●	36 st/frp
Ej styckvis	68514	7,5 cm	●	24 st/frp
68512-1	68512	2,5 cm	Blandade färger	30 st/frp
68513-1	68513	5,1 cm	Blandade färger	36 st/frp

## KINESIO TEX GOLD FP

\* Utvecklad version av Classic

\* Latexfri

ART#	MÅTT	FÄRG	ENHET
32364-1	5 cm x 5 m	●	Styckvis
32364-2	5 cm x 31,5 m	●	Styckvis
32365-1	5 cm x 5 m	●	Styckvis
32365-2	5 cm x 31,5 m	●	Styckvis
32366-1	5 cm x 5 m	●	Styckvis
32366-2	5 cm x 31,5 m	●	Styckvis
32367-1	5 cm x 5 m	●	Styckvis
32367-2	5 cm x 31,5 m	●	Styckvis
32368-1	5 cm x 5 m	○	Styckvis
32368-2	5 cm x 31,5 m	○	Styckvis



## KINESIO TEX CLASSIC

\* Originaltejpen

\* Latexfri

ART#	MÅTT	FÄRG	ENHET
32374-1	5 cm x 4 m	●	Styckvis
32375-1	5 cm x 4 m	●	Styckvis
32376-1	5 cm x 4 m	●	Styckvis
32377-1	5 cm x 4 m	●	Styckvis
32378-1	5 cm x 4 m	○	Styckvis



## CATELL TAPE

- \* Kinesiotape i 6 olika färger
- \* Latexfri



ART#	MÅTT	FÄRG	ENHET
4050	5 cm x 5 m	●	Styckvis
4051	5 cm x 5 m	●	Styckvis
4052	5 cm x 5 m	●	Styckvis
4053	5 cm x 5 m	●	Styckvis
4054	5 cm x 5 m	●	Styckvis
4055	5 cm x 5 m	●	Styckvis

## MUELLER PRE-TAPE

- \* Spray som gör att tejen fäster bättre


ART#	ENHET
317200901	Styckvis



## KINESIO SAX

- \* Lämplig att klippa Kinesiotape med
- \* Lätt att rengöra

ART#	ENHET
89046	Styckvis



## SILIPOS INFORMATION

Silipos produkter är tillverkade av en patenterad polymergel som bekläts med en mjuk och bekväm textil. Gelen avger långsamt en medicinsk mineralolja (USP) som mjukar upp och fuktar huden.

Alla Siliposprodukter är hudtestade, silikon- och latexfria.

### ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN

- \* Skyddar mot tryck och skav
- \* Motverkar ärrbildning
- \* Tryckavlastande
- \* Kan användas mot besvär som orsakats av torrhet
- \* Hyperestesi
- \* Kompression

### TIPS

Produkterna kan rengöras (handtvätt) och användas på nytt. Rengör, lufttorka och strö lite talkpuder på produkten.

### REKOMMENDATIONER

- \* Tvätta och torka området som ska behandlas.
- \* Dra strumpan/tuben över exempelvis fingret och placera gelen direkt över området som ska behandlas.
- \* Avlägsna produkten minst 3-4 timmar dagligen så att huden får luftas.

För fler rekommendationer och tips, se bruksanvisning eller [www.silipos.com](http://www.silipos.com)

### VARNING

- \* Produkterna får ej läggas på öppna sår.
- \* Om irritation, obehag eller nedsatt cirkulation uppstår, kontakta läkare.



**SILIPOS**<sup>®</sup>  
THE GLOBAL LEADER IN GEL TECHNOLOGIES<sup>®</sup>



# CATELL TEXTIL- OCH GELPRODUKTER

Catell Textil- och Gelprodukter är ett kostnadseffektivt och enklare alternativ till Siliposprodukter. Produkterna finns i olika utföranden: gel med textilbeklädning samt i ren gel. Gelen innehåller medicinsk olja med fuktgivande egenskaper. Textilklädda produkterna ger kompression medan produkterna utan textil ger mindre kompression.

Samtliga produkter är silikon- och latexfria.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- \* Skyddar mot tryck och skav
- \* Motverkar ärrbildning
- \* Tryckavlastande
- \* Kan användas mot besvär som orsakats av torrhet
- \* Hyperestesi
- \* Kompression

## TIPS

Produkterna kan rengöras (handtvätt) och användas på nytt. Rengör, lufttorka och strö lite talkpuder på produkten.

## REKOMMENDATIONER

- \* Tvätta och torka området som ska behandlas.
- \* Dra strumpan/tuben över exempelvis fingret och placera gelen direkt över området som ska behandlas.
- \* Avlägsna produkten minst 3-4 timmar dagligen så att huden får luftas.

För fler rekommendationer och tips, se bruksanvisning eller [www.catell.se](http://www.catell.se)

## VARNING

- \* Produkterna får ej läggas på öppna sår.
- \* Om irritation, obehag eller nedsatt cirkulation uppstår, kontakta läkare.



## SILIPOS DIGITAL PADS

- \* Elastisk textilring
- \* Tryckavlastande
- \* 6,4 mm tjock gelpelott
- \* Lämplig för både fingrar och tår



ART#	STORLEK	DIAMETER	LÄNGD	ENHET	
10055	Mini	17 mm	22 mm	12 st/frp	
10065	Small/Medium	19 mm	25 mm	12 st/frp	
10075	Large/X-Large	28 mm	32 mm	12 st/frp	

## SILIPOS DIGITAL PADS ON A STRIP

- \* Kostnadseffektivt alternativ till Silipos Digital Pads
- \* Elastisk textilring
- \* 6,4 mm tjock gelpelott
- \* Lämplig för både fingrar och tår
- \* Kan anpassas med sax



ART#	STORLEK	DIAMETER	LÄNGD	ENHET	
1105	Mini	17 mm	60 cm	34 st/frp	
1106	Small/Medium	19 mm	60 cm	32 st/frp	
1107	Large/X-Large	28 mm	60 cm	28 st/frp	

## SILIPOS DIGISTRIP

- \* Halva insidan med gel
- \* Elastisk
- \* Lämplig för både fingrar och tår
- \* Enkel att klippa till önskad längd

FINNS ÄVEN I STÖRRE STORLEKAR, SE SID 54



ART#	STORLEK	DIAMETER	LÄNGD	ENHET	
1100	Small	17 mm	60 cm	2 st/frp	
1101	Medium	19 mm	60 cm	2 st/frp	
1102	Large	25 mm	60 cm	2 st/frp	

## CATELL TEXTILE DIGITAL RINGS

- \* Textilklädd ring
- \* Gelpelott
- \* Lämplig för både fingrar och tår



ART#	STORLEK	DIAMETER	LÄNGD	ENHET	
8003	Small	20 mm	20 mm	5 st/frp	
8004	Medium	25 mm	25 mm	5 st/frp	
8005	Large	30 mm	30 mm	5 st/frp	

## CATELL GEL DIGITAL RINGS


- \* Ring tillverkad av gel
- \* Tvättbar (tvål och vatten)
- \* Lämplig för både fingrar och tår



ART#	STORLEK	DIAMETER	LÄNGD	ENHET	
8224	Small	20 mm	20 mm	5 st/frp	
8225	Medium	25 mm	30 mm	5 st/frp	
8226	Large	30 mm	35 mm	5 st/frp	

## SILIPOS DIGITAL CAP (RIBBED)

- \* Textilklädd strumpa med insida av gel
- \* Elastiskt material
- \* Stötdämpande
- \* Lämplig för både fingrar och tår
- \* Kan anpassas med sax



ART#	STORLEK	DIAMETER	LÄNGD	ENHET	
10195	Mini	16 mm	6,5 cm	6 st/frp	
10205	Small/Medium	19 mm	6,5 cm	6 st/frp	
10206	Large/X-Large	25 mm	6,5 cm	6 st/frp	
10207	XX-Large	28 mm	6,5 cm	6 st/frp	

## SILIPOS DIGITAL CAP (MESH)

- \* Mer kompression än Digital Cap (Ribbed)
- \* Textilklädd strumpa med insida av gel
- \* Elastiskt material
- \* Stötdämpande
- \* Lämplig för både fingrar och tår
- \* Kan anpassas med sax



ART#	STORLEK	DIAMETER	LÄNGD	ENHET	
10235	Small/Medium	19 mm	6,5 cm	8 st/frp	

## CATELL TEXTILE DIGITAL CAP

- \* Textilklädd strumpa
- \* Inside av gel
- \* Stötdämpande
- \* Lämplig för både fingrar och tår
- \* Kan anpassas med sax



ART#	STORLEK	DIAMETER	LÄNGD	ENHET	
8033	Small	20 mm	60 mm	5 st/frp	
8034	Medium	25 mm	60 mm	5 st/frp	
8035	Large	30 mm	60 mm	5 st/frp	

## CATELL GEL DIGITAL CAP

- \* Strumpa tillverkad av gel
- \* Stötdämpande
- \* Tvättbar (tvål och vatten)
- \* Lämplig för både fingrar och tår
- \* Kan anpassas med sax



ART#	STORLEK	DIAMETER	LÄNGD	ENHET	
8144	Small	20 mm	30 mm	5 st/frp	
8145	Medium	25 mm	45 mm	5 st/frp	
8146	Large	30 mm	45 mm	5 st/frp	
8150	X-Large	35 mm	45 mm	5 st/frp	

## SILIPOS GEL TUBING (RIBBED)

- \* Elastisk textiltub med insida av gel
- \* Lämplig för både fingrar och tår
- \* Klipps i önskad längd


ART#	DIAMETER	LÄNGD	ENHET	
10865	20 mm	15 cm	2 st/frp	
10875	25 mm	15 cm	2 st/frp	



## SILIPOS GEL TUBING (MESH)

- \* Mer kompression än Gel Tubing (Ribbed)
- \* Elastisk textiltub med insida av gel
- \* Klipps i önskad längd

ART#	DIAMETER	LÄNGD	ENHET	
10845	7,6 cm	25 cm	Styckvis	
10855	2 cm	15 cm	3 st/frp	



## SILIPOS HALF GEL COATED BODY SLEEVING

- \* Elastisk textiltub med halva insidan av gel
- \* Klipps i önskad längd


FINNS ÄVEN ANPASSAD FÖR FINGRAR, SE SID 50

ART#	DIAMETER	LÄNGD	ENHET	
10925	8,3 cm	3 m	Styckvis	
10935	10 cm	3 m	Styckvis	
10945	13 cm	3 m	Styckvis	



## CATELL TEXTILE DIGITAL CARE TUBES

- \* Elastisk textiltub med insida av gel
- \* Lämplig för både fingrar och tår
- \* Klipps i önskad längd



ART#	STORLEK	DIAMETER	LÄNGD	ENHET	
8025	X-Small	20 mm	11 cm	3 st/frp	
8026	Small	25 mm	11 cm	3 st/frp	
8027	Medium	30 mm	11 cm	3 st/frp	
8028	Large	35 mm	11 cm	3 st/frp	
8029	X-Large	40 mm	11 cm	3 st/frp	

## CATELL GEL DIGITAL CARE TUBES

- \* Tub tillverkad av gel
- \* Tvättbar (tvål och vatten)
- \* Lämplig för både fingrar och tår
- \* Klipps i önskad längd



ART#	STORLEK	DIAMETER	LÄNGD	ENHET	
9255	X-Small	20 mm	11 cm	3 st/frp	
9256	Small	25 mm	11 cm	3 st/frp	
9257	Medium	30 mm	11 cm	3 st/frp	
9258	Large	35 mm	11 cm	3 st/frp	
9259	X-Large	40 mm	11 cm	3 st/frp	

## SILIPOS CARPAL GEL PADS

- \* Gelkudde med självhäftande baksida
- \* Kan placeras i plast- eller prefabricerad ortos

ART#	BREDD	LÄNGD	ENHET	
14205	5 cm	15 cm	3 st/frp	



## SILIPOS GELRULLE

- \* Elastiskt bandage med ärrbehandlande gel på insidan
- \* Klipps till önskad storlek


ART#	MÅTT	ENHET	
10355	10 cm x 1,2 m	Styckvis	



## SILIPOS PRESSURE RELIEF PADDING

- \* Polstring med självhäftande baksida
- \* Beklädd med nylon och gel (2 mm)
- \* Mycket bra tryckavlastning i ortos
- \* Stötdämpande effekt
- \* Alternativ till traditionell polstring
- \* Klipps till önskad storlek

ART#	STORLEK	FÄRG	
11205	10 cm x 91 cm	Styckvis	





## PUTTY ELASTOMER

- \* 2-komponentsmassa tillverkad av silikon
- \* Används vid ärrbehandling
- \* Latexfri

ART#	STORLEK	FÄRG	
15480	340 gram	Styckvis	
15481	907 gram	Styckvis	



## VÅRA GARANTIER - DIN TRYGGHET



VI VILL ATT DU SKA KÄNNA DIG TRYGG NÄR DU HANDLAR HOS OSS OCH DÄRFÖR ERBJUDER VI NÖJD KUND GARANTI.

ÄR DU AV NÅGON ANLEDNING INTE NÖJD MED PRODUKTEN DU KÖPT FRÅN OSS SÅ BYTER VI UT DEN.

VÅR AMBITION ÄR ATT KOMBINERA DE BÄSTA PRODUKTERNA MED DE BÄSTA PRISERNA OCH DÄRFÖR HAR VI LÄGSTA PRIS GARANTI PÅ ALLA VÅRA PRODUKTER.

HITTAR DU EN AV VÅRA PRODUKTER HOS EN AV VÅRA KONKURRENTER TILL ETT LÄGRE PRIS SÅ SÄNKER VI VÅRT!



## TOPIGEL

- \* Ärrbehandlande silikonplatta
- \* Tunn och smidig (0,9 mm)
- \* Självhäftande på ena sidan
- \* Tvättbar med tvål och vatten
- \* Fäster igen efter att ha torkat
- \* Kan lätt anpassas med sax
- \* Latexfri

ART#	MÅTT	ENHET	
15460	14 x 12 cm	Styckvis	
15462	14 x 12 cm	5 st/frp	
15300	28 x 40 cm	Styckvis	



## CICA-CARE

- \* Ärrbehandlande silikonplatta
- \* 2,2 mm
- \* Självhäftande på ena sidan
- \* Tvättbar med tvål och vatten
- \* Fäster igen efter att ha torkat
- \* Kan lätt anpassas med sax
- \* Latexfri

ART#	MÅTT	ENHET	
231299-1	12 x 15 cm	Styckvis	
231299	12 x 15 cm	10 st/frp	



## CATELL GELPLATTA

- \* Ärrbehandlande gelplatta
- \* 1,8 mm
- \* Lätt vidhäftande på båda sidor
- \* Tvättbar med tvål och vatten
- \* Fäster igen efter att ha torkat
- \* Kan lätt anpassas med sax
- \* Latexfri

ART#	MÅTT	ENHET	
8066	10 x 10 cm	2 st/frp	
8069	20 x 20 cm	Styckvis	



## SILIPOS GEL CARE ADVANCED

- \* Ärrbehandlande gelplatta
- \* 2 mm
- \* Självhäftande på ena sidan
- \* Textilklädd utsida
- \* Tvättbar med tvål och vatten
- \* Fäster igen efter att ha torkat
- \* Kan lätt anpassa med sax
- \* Latexfri

ART#	MÅTT	ENHET	
610	12 x 15 cm	Styckvis	
611	12 x 15 cm	10 st/frp	



## SILIPOS GELPLATTA

- \* Tryckavlastande gelplatta
- \* 3 mm
- \* Tvättbar med tvål och vatten
- \* Kan lätt anpassas med sax
- \* Latexfri



ART#	BESKRIVNING	MÅTT	ENHET	
15505	Självhäftande undersida	10 x 10 cm	2 st/frp	
15515	Standard	10 x 10 cm	2 st/frp	

## SILIPOS GELPELOTT

- \* Tryckavlastande gelpelletter
- \* 3 mm
- \* Självhäftande undersida
- \* Tvättbar med tvål och vatten
- \* Latexfri

ART#	DIAMETER	ENHET	
10255	30 mm	15 st/frp	



# GATELL HANDTRÄNINGSMASSA (THERAPUTTY)

- \* Handträningsdeg i olika hårdheter och vikter
- \* Tillverkad av silikon
- \* Latexfri




FLER HÅRDHETER OCH STORLEKAR FINNS,  
KONTAKTA KUNDSERVICE FÖR MER INFORMATION

ART#	HÅRDHET	FÄRG	VIKT/ENHET	
52310-03	Super Mjuk	○ Vit	85 gram	
52310-10	Super Mjuk	○ Vit	2,3 Kg	
52320-03	Extra Mjuk	● Ljusblå	85 gram	
52320-10	Extra Mjuk	● Ljusblå	2,3 Kg	
52330-03	Mjuk	● Turkos	85 gram	
52330-10	Mjuk	● Turkos	2,3 Kg	
52340-03	Medium	● Ljusgrön	85 gram	
52340-10	Medium	● Ljusgrön	2,3 Kg	
52350-03	Medium Hård	● Mörkblå	85 gram	
52350-10	Medium Hård	● Mörkblå	2,3 Kg	
51024	Tomma burkar med lock		10 st/frp	

# SKUMGUMMIBOLLAR

- \* Låg vikt
- \* Diameter 7 cm



ART#	BENÄMNING	HÅRDHET	ENHET	
5260	Skumgummi	Extra Mjuk	Styckvis	
5261	Skumgummi	Mjuk	Styckvis	
5262	Med överdrag	Medium	Styckvis	

## SLO-FOAM

- \* Skumgummikub i olika hårdheter
- \* Latexfri




ART#	HÅRDHET	FÄRG	ENHET
5087	Extra Mjuk	●	Styckvis
5085	Mjuk	●	Styckvis
5086	Medium	●	Styckvis
5088	Hård	●	Styckvis

## HAND EXERCISER

- \* Träningsredskap för senglidning och styrka
- \* Motstånd justeras med gummiband

ART#	MÅTT	ENHET
52000	12 x 14 cm	Styckvis



## FLEXIBLE EXERCISE BAR

- \* Lämplig för träning av grepp och styrka

FLER PRODUKTER FRÅN THERA-BAND FINNS,  
KONTAKTA KUNDSERVICE FÖR MER INFORMATION



ART#	HÅRDHET	LÄNGD	FÄRG
26103	Extra Lätt	30 cm	●
26100	Lätt	30 cm	●
26101	Medel	30 cm	●
26102	Hård	30 cm	●

# THERA-BAND

\* Träningsband med olika motstånd



FLER PRODUKTER FRÅN THERA-BAND FINNS,  
KONTAKTA KUNDSERVICE FÖR MER INFORMATION

ART#	HÅRDHET	LÄNGD	FÄRG	
20010	Extra Tunnt	5,5 m	○	
20110	Extra Tunnt	45 m	○	
20020	Tunnt	5,5 m	●	
20120	Tunnt	45 m	●	
20030	Medel	5,5 m	●	
20130	Medel	45 m	●	
20040	Tjock	5,5 m	●	
20140	Tjock	45 m	●	
20050	Extra Tjock	5,5 m	●	
20150	Extra Tjock	45 m	●	
20060	Ultra Tjock	5,5 m	●	
20160	Ultra Tjock	45 m	●	

# HANDLEDSBRÄDA JUSTERBAR

- \* Höjden kan justeras mellan 0 - 19,5 cm
- \* Används vid träning av handleden och MCP-leder
- \* Kan användas vid mätning av handledsrörlighet
- \* Tillverkad i plast
- \* Tål maskindisk och ytdesinfektion




ART#	MÅTT	ENHET	
K100	30 x 14 cm	Styckvis	

## HANDLEDSBRÄDA FAST


- \* Används vid träning av handleden och MCP-leder
- \* Kan användas vid mätning av handledsrörlighet
- \* Tillverkad i plast
- \* Tål maskindisk och ytdesinfektion

ART#	MÅTT	ENHET
K102	L29,5 x B13,5 x H10,5 cm	Styckvis



## SOLITÄR

- \* 2 olika längder på pinnarna
- \* Pinnars diametermått 1 cm
- \* Spelregler ingår
- \* Tål maskindisk och ytdesinfektion



ART#	BESKRIVNING	MÅTT	ENHET
S100	Korta pinnar (4,5 cm)	30 x 30 cm	Styckvis
S110	Långa pinnar (14 cm)	30 x 30 cm	Styckvis

## GREPPFUNKTIONSTRÄNING 4X5

- \* 14 cm långa pinnar
- \* Diametermått på pinnarna: 1, 1,5, 2 och 2,5 cm
- \* Tål maskindisk och ytdesinfektion


ART#	MÅTT	ENHET
S700	30 x 30 cm	Styckvis



## 9-HOLE PEGBOARD PLASTIC

- \* Standardiserat test för bedömning av finmotorik
- \* 2,6 cm långa pinnar
- \* Diametermått på pinnarna: 6 mm
- \* Plastlåda att lägga pinnarna i medföljer
- \* Tål maskindisk och ytdesinfektion

ART#	MÅTT	ENHET	
B900	12 x 12 cm	Styckvis	



MODIFIED DESIGN. REFER TO V. MATHROWETZ; K. WEBER; N. KASHMAN; G. VOLLAND, "ADULT NORMS FOR THE NINE PEG TEST OF FINGER DEXTERITY", OCCUPATIONAL THERAPY JOURNAL OF RESEARCH, 5, (1985), 24-38

## 9-HOLE PEGBOARD

- \* Standardiserat test för bedömning av finmotorik
- \* 3,6 cm långa pinnar
- \* Diametermått på pinnarna: 6 mm
- \* Skjutbart lock för enkel förvaring

ART#	MÅTT	ENHET	
34547	12 x 12 cm	Styckvis	



MODIFIED DESIGN. REFER TO V. MATHROWETZ; K. WEBER; N. KASHMAN; G. VOLLAND, "ADULT NORMS FOR THE NINE PEG TEST OF FINGER DEXTERITY", OCCUPATIONAL THERAPY JOURNAL OF RESEARCH, 5, (1985), 24-38

## PURDUE PEGBOARD

- \* Standardiserat test för bedömning av finmotorik

ART#	MÅTT	ENHET	
70010	45 x 30 cm	Styckvis	





## BOX AND BLOCK

- \* Standardiserat test för bedömning av handdominans och handkoordination
- \* 150 tråklossar, 2,5 x 2,5 x 2,5 cm
- \* Skiljevägg
- \* Ihopfällbar för att underlätta förvaring
- \* Tillverkad i trä

ART#	MÅTT	ENHET	
507531	L66 x B30,5 x H9 cm	Styckvis	



MODIFIED DESIGN. REFER TO V. MATHROWETZ; G. VOLLAND; N. KASHMAN; K. WEBER, "ADULT NORMS FOR THE BOX AND BLOCK TEST OF MANUAL DEXTERITY", AMERICAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY, 39 (6) (1985) 386-391

## BOX AND BLOCK PLASTIC

- \* Standardiserat test för bedömning av handdominans och handkoordination
- \* 150 klossar, 2,5 x 2,5 x 2,5 cm
- \* 15 cm hög uttagbar skiljevägg
- \* Tillverkad i plast
- \* Tål maskindisk och ytdesinfektion

ART#	MÅTT	ENHET	
B850	L54 x B27 x H7,5 cm	Styckvis	



MODIFIED DESIGN. REFER TO V. MATHROWETZ; G. VOLLAND; N. KASHMAN; K. WEBER, "ADULT NORMS FOR THE BOX AND BLOCK TEST OF MANUAL DEXTERITY", AMERICAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY, 39 (6) (1985) 386-391

## STI-TEST

- \* Standardiserat test för bedömning av taktil gnosis
- \* 4 skivor
- \* Tillverkat i plast

ART#	DIAMETER	ENHET	
5016	14 cm	Styckvis	




FÖR MER INFORMATION: JEROSCH-HEROLD C. ASSESSMENT OF SENSIBILITY AFTER NERVE INJURY AND REPAIR: A SYSTEMATIC REVIEW OF EVIDENCE FOR VALIDITY, RELIABILITY AND RESPONSIVENESS OF TESTS. THE JOURNAL OF HAND SURGERY: BRITISH & EUROPEAN VOLUME. 2005 JUN 30;30(3):252-64.  
EKSTRAND E, LEXELL J, BROGÅRDH C. TEST-RETEST RELIABILITY OF THE SHAPE/TEXTURE IDENTIFICATION TEST IN PEOPLE WITH CHRONIC STROKE. CLIN REHABIL. 2016 NOV;30(11):1120-1127

## SCAN-MIRROR

- \* Speciellt utformad spegel för spegelterapi
- \* Formad som en superelips (inga vassa kanter)
- \* Tillverkad av okrossbart spegelmaterial
- \* Möjligt för patienten att arbeta både horisontellt och vertikalt
- \* Hålls upprätt av två små "plastfötter" som lätt kan tas bort eller flyttas

ART#	MÅTT	ENHET	
5010	40 x 50 cm	Styckvis	



## MIRROR BOX

- \* Enklare spegelbox för spegelterapi
- \* Idealisk att låna ut till patient för självträning

HOPFÄLLD: 25 X 35 X 1 CM  
UPPFÄLLD: 24 X 24 X 35 CM

ART#	MÅTT	ENHET	
5011	24 x 24 x 35 cm	Styckvis	



## LATERALITETSKORT

- \* Terapeutiskt verktyg vid lateralitetsproblem
- \* 50 kort på handen i olika positioner
- \* 25 bilder på höger respektive vänster hand

ART#	ENHET	
S970	50 st/frp	



## GRIPPIT

Datoriserad handkraftsmätare

- \* Trådlöst handtag
- \* Bärbar dator
- \* Möjligt att spara resultat och grafer
- \* Levereras i stöttålig skyddsväska

ART#	BENÄMNING	ENHET	
5025	GRIPPIT	Styckvis	
5026	Barnhandtag	Styckvis	



## VÅRA GARANTIER - DIN TRYGGHET




## DYNAMOMETER (JAMAR STD)

- \* Standardiserad enligt Jamar
- \* Används för mätning av greppstyrka

INFORMATION OM KALIBRERING, SE SID 69

ART#	BENÄMNING	
70142	Dynamometer	
70145	Dynamometer Digital	
5000	Kalibrering	



## PINCH GAUGE

- \* För mätning av styrka i pinch- och lateralgrepp

INFORMATION OM KALIBRERING, SE SID 69

ART#	BENÄMNING	MÄTSTYRKA	
70159	Pinch Gauge	0-4,5 kg	
70160	Pinch Gauge	0-14 kg	
70161	Pinch Gauge	0-27 kg	
5000	Kalibrering		



## PINCH GAUGE – HYDRAULISK

- \* För mätning av styrka i pinch- och lateralgrepp

INFORMATION OM KALIBRERING, SE SID 69

ART#	BENÄMNING	MÄTSTYRKA	
70141	Pinch Gauge	0-23 kg	



## ALLMÄN INFORMATION OM KALIBRERING

Kalibrering sker genom att ett mätdon jämförs med en känd normal och är en uppmätning av hur rätt eller fel mätdonets värde är vid en viss tidpunkt och under vissa specificerade betingelser. Kalibrering innebär alltså strängt taget inte att mätdonet trimmas eller justeras till att ge "rätt" värden.

Källa: Wikipedia

Samtliga mätredskap på sidan 68 bör kalibreras 1 gång/år, kontakta kundservice för mer information.

### HAND VOLUMETER SET

- \* För objektiv mätning av ödem
- \* Inkluderar bägare och mätglas

FINNS ÄVEN FÖR UNDERARM OCH HEL ARM,  
KONTAKTA KUNDSERVICE FÖR MER INFORMATION

ART#	DIMENSION	
70310	23 x 13 x 7,5 cm	



### WRIST INCLINOMETER

- \* För mätning av pronation och supination
- \* Mätning med 2 graders intervall

ART#	ENHET	
120502	Styckvis	



## TWO-POINT DISCRIMINATOR

- \* Sensibilitetstest för bedömning av två-punkts-diskriminering (2PD)
- \* Mäter 2 PD från 1 mm till 25 mm (1 - 15 mm, 20 mm och 25 mm)
- \* Tillverkad av plast


ART#	MATERIAL	ENHET	
12776	Plast	Styckvis	



## DISK-CRIMINATOR

- \* Sensibilitetstest för bedömning av två-punkts-diskriminering (2PD)
- \* Mäter 2 PD från 1 mm till 25 mm (1 - 15 mm, 20 mm och 25 mm)
- \* 2 mätskivor
- \* Tillverkad av plast med metallpiggar


ART#	MATERIAL	ENHET	
12752	Metall	2 st/frp	



## MONOFILAMENT

- \* Semmes Weinstein Touch-Test

FLER STORLEKAR FINNS, KONTAKTA KUNDSERVICE FÖR MER INFORMATION



ART#	BENÄMNING	ENHET	
12772	Handset - 5 storlekar	5 st/frp	
12775-99	Komplett set - 20 Storlekar	20 st/frp	
12775-04	Monofilament 2,83	Styckvis	
12775-06	Monofilament 3,61	Styckvis	
12775-14	Monofilament 5,07	Styckvis	

## MÅTTBAND MED KROK

- \* Mäter 0 - 150 cm
- \* Enkelt och smidigt måttband

ART#	ENHET	LÄNGD	
5561	Styckvis	150 cm	



## FINGER CIRCUMFERENCE GAUGE

- \* Används vid mätning av omkrets runt fingrar

ART#	ENHET	
70158	Styckvis	



## BASELINE OMKRETSMÅTT

- \* För cirkulär mätning

ART#	ENHET	
121205	Styckvis	



## UNIVERSAL FINGERGONIOMETER

- \* För mätning av fingerleder
- \* Inkluderar centimeterskala
- \* Markeringar med 2 graders intervall
- \* Tillverkad av plast

ART#	LÄNGD	
70117	10,5 cm (ihopfälld)	



## BASELINE FINGERGONIOMETER

- \* För mätning av fingerleder
- \* Markeringar med 5 graders intervall
- \* Inkluderar centimeterskala
- \* Tillverkad av rostfritt stål

ART#	LÄNGD	
121010	16 cm (utfälld)	



## FINGERGONIOMETER - KORT SKÄNKEL

- \* För mätning av fingerleder
- \* 2 cm lång skänkel, möjliggör mätning av samtliga fingerleders rörelseomfång.
- \* Markeringar med 2 graders intervall
- \* Inkluderar centimeterskala
- \* Tillverkad av plast

ART#	LÄNGD	
524417	12 cm (utfälld)	




CATELL ERBJUDER FLER MODELLER AV MÄTINSTRUMENT, KONTAKTA KUNDSERVICE FÖR MER INFORMATION



## VAS SKALA

- \* Mäter självskattning av smärta
- \* Tillverkad av plast
- \* 4,5 cm bred

ART#	LÄNGD	
906000	16 cm	



## LINEX VAS/GONIOMETER

- \* Två mätinstrument: VAS-skala och goniometer
- \* För mätning av fingerled och handled
- \* Markeringar med 1 grads intervall.
- \* Inkluderar centimeterskala
- \* Tillverkad av plast

ART#	LÄNGD	
70100	19 cm (ihopfälld)	



## UNIVERSAL GONIOMETER STOR

- \* För mätning av handled och armbågsled
- \* Markeringar med 2 graders intervall
- \* Inkluderar centimeterskala
- \* Tillverkad av plast

ART#	LÄNGD	
7001	20 cm (ihopfälld)	



## INTERNATIONAL GONIOMETER


- \* För mätning av handled och armbågsled
- \* Markering med 1 grads intervall
- \* Inkluderar centimeterskala
- \* Tillverkad av plast

ART#	STORLEK	LÄNGD	
5055	Liten	20 cm (ihopfälld)	
5054	Stor	31 cm (ihopfälld)	



## VELCRO HÅRDDDEL/HOOK - STANDARD

- \* Oelastisk
- \* Utan klister
- \* Tillverkad av nylon



ART#	BREDD	LÄNGD	FÄRG
11432	3 cm	25 m	●
11532	5 cm	25 m	●
11433	3 cm	25 m	●
11533	5 cm	25 m	●

## VELCRO HÅRDDDEL/HOOK - SJÄLVHÄFTANDE

- \* Oelastisk
- \* Självhäftande
- \* Tillverkad av nylon



ART#	BREDD	LÄNGD	FÄRG
12231	2 cm	25 m	○
12431	3 cm	25 m	○
12531	5 cm	25 m	○
12232	2 cm	25 m	●
12432	3 cm	25 m	●
12532	5 cm	25 m	●
12233	2 cm	25 m	●
12433	3 cm	25 m	●
12533	5 cm	25 m	●

# VELCRO SPLINTABS LÅGPROFIL

- \* Färdigklippta hårddelebitar (Hook)
- \* Självhäftande
- \* Rundade kanter



ART#	MÅTT	ANTAL	FÄRG	
12650	2,5 x 6,4 cm	120 bitar	Transparent	

## BESTÄLL PÅ DET SÄTT SOM PASSAR DIG BÄST!



TELEFON

08-727 95 30



MAIL

INFO@CATELL.SE




WEBB

WWW.CATELL.SE

## HÅRDDEL/HOOK - LÅGPROFIL


- \* Oelastisk
- \* Självhäftande



ART#	UTFÖRANDE	BREDD	LÄNGD	FÄRG	
32344	Självhäftande	2,5 cm	5 m	Transparent	
32334	Självhäftande	2,5 cm	25 m	Transparent	
32544	Självhäftande	5 cm	5 m	Transparent	
32534	Självhäftande	5 cm	25 m	Transparent	

## HÅRDDEL/HOOK - SUPER LÅGPROFIL

- \* Självhäftande eller standard
- \* Oelastisk
- \* Tunn och smidig
- \* Passar bra med filtband och FabriFoam materialen



ART#	UTFÖRANDE	BREDD	LÄNGD	FÄRG	
41544	Standard	5 cm	5 m	Transparent	
41534	Standard	5 cm	25 m	Transparent	
42544	Självhäftande	5 cm	5 m	Transparent	
42534	Självhäftande	5 cm	25 m	Transparent	

## DUBBELSIDIGT LÅGPROFILBAND

- \* Hård del på ena och mjuk del på den andra sidan
- \* Oelastiskt
- \* Går att klippa till önskad storlek, fransar ej
- \* Lämplig som fästband mot exempelvis Alpha Strap och FabriFoam materialen



ART#	BREDD	LÄNGD	FÄRG	
37594-110	1,6 cm	10 m	○	
44543	5 cm	5 m	●	
44513	5 cm	10 m	●	

## VELCRO MJUKDEL/LOOP - STANDARD

- \* Oelastisk ortosband
- \* Utan klister
- \* Tillverkad av nylon
- \* Latexfri



ART#	BREDD	LÄNGD	FÄRG	
21432	3 cm	25 m	●	
21532	5 cm	25 m	●	
21433	3 cm	25 m	●	
21533	5 cm	25 m	●	

## VELCRO MJUKDEL/LOOP - SJÄLVHÄFTANDE

- \* Oelastisk
- \* Självhäftande
- \* Tillverkad av nylon
- \* Latexfri



ART#	BREDD	LÄNGD	FÄRG	
22531	5 cm	25 m	○	
22532	5 cm	25 m	●	
22533	5 cm	25 m	●	

## CATELL ORTOSBAND

- \* Elastiskt ortosband
- \* Slitstarkt
- \* Tillverkad av polyamid, polyester och elastan
- \* Latexfri



ART#	BREDD	LÄNGD	FÄRG
23213-1	2 cm	25 m	●
23413-1	3 cm	25 m	●
23513-1	5 cm	25 m	●

## PARIS ELASTIC

- \* Elastiskt ortosband
- \* Går bra att klippa i för individuell anpassning
- \* Slitstarkt
- \* Tillverkat av polyamid och elastan
- \* Latexfri




ART#	BREDD	LÄNGD	FÄRG
390230	3 cm	25 m	●
390250	5 cm	25 m	●
390130	3 cm	25 m	●
390150	5 cm	25 m	●

## VELCRO STRETCH LOOP

- \* Tillverkad av nylon och lycra
- \* Latexfri

ART#	MÅTT	FÄRG	
12144-110	2,5 cm x 9,1 m	○	
12148-110	5,1 cm x 9,1 m	○	
12144-310	2,5 cm x 9,1 m	●	
12148-310	5,1 cm x 9,1 m	●	
12144-510	2,5 cm x 9,1 m	●	
12148-510	5,1 cm x 9,1 m	●	



## VELCRO FILTBAND

- \* Tunt filtband
- \* Oelastiskt
- \* Tillverkat av polyamid
- \* Latexfri

ART#	MÅTT	FÄRG	
41741	1,3 cm x 9,1 m	○	
41743	1,3 cm x 9,1 m	●	
41543	5 cm x 5 m	●	
41513	5 cm x 25 m	●	



## ALPHA STRAP

- \* Ortosband med självslutande kanter
- \* Oelastiskt
- \* Tillverkat av nylon med en kärna av skum
- \* Latexfri

ART#	MÅTT	FÄRG	
12321	2,5 cm x 18 m	●	
12322	3,8 cm x 12 m	●	
12323	5,1 cm x 9,1 m	●	
12327	2,5 cm x 18 m	●	
12328	3,8 cm x 12 m	●	
12329	5,1 cm x 9,1 m	●	





## MAFRABAND

- \* Mjukt elastiskt band
- \* Tillverkad i ett mjukt och behagligt material bestående av nylon och gummi

ART#	MÅTT	FÄRG	
5500	5 x 500 cm	●	
15500	15 x 500 cm	●	
5500-1	5 x 500 cm	●	
15500-1	15 x 500 cm	●	



MAFRABAND FINNS ÄVEN I FÄRDIGSYDDA TUMLINDOR, SE SID 20

## ISTANBUL ELASTIC

- \* Mjukt och följsamt band
- \* Tillverkat av nylon, polyester och elasthan
- \* Latexfri


ART#	BREDD	LÄNGD	FÄRG	
5790-1	5 cm	5 m	●	
5791-1	8 cm	5 m	●	



## NEOPREN

- \* Ytskikt tillverkat av polyester och polyamid
- \* Latexfri

ART#	BREDD	LÄNGD	FÄRG	
5008	1,6 mm	1 x 1,3 m	●	
5009	3 mm	1 x 1,3 m	●	



## INFORMATION FABRIFOAM



FabriFoam är ett patenterat latexfritt tvåsidesmaterial, tillverkat i olika utföranden. De har gemensamt en gummerad glidfri insida och en utsida av nylon och lycra, men skiljer sig åt i olika grad av stretch. FabriFoam lämpar sig väl för olika typer av stödbandage och fästband. Tvättbart.

### NYHET FRÅN FABRIFOAM – NuStimWrap X-TREME

En utveckling av FabriFoams omtyckta material NuStimWrap. Materialet har förstärkts med en mellanliggande kärna av skum vilket ger förbättrad stabilitet, stöd och polstring.

## PROWRAP BY FABRIFOAM

- \* Minst elastisk
- \* Stretch i 1 riktning



ART#	MÅTT	FÄRG	ENHET	
20102	5 cm x 9,1 m	●	2 st/frp	
20054	10 cm x 4,55 m	●	Styckvis	
20056	15 cm x 4,55 m	●	Styckvis	

## NUSTIMWRAP BY FABRIFOAM

- \* Medelelastiskt
- \* Stretch i 2 riktningar


ART#	MÅTT	FÄRG	ENHET
72536	6,4 x 91 cm	●	3 st/frp
70436	10 x 91 cm	●	3 st/frp
70636	15 x 91 cm	●	3 st/frp
70636C	15 x 91 cm	●	3 st/frp
70636A	15 x 91 cm	●	3 st/frp
604	1 m x 55 cm	●	Styckvis



## NUSTIMWRAP X-TREME BY FABRIFOAM

- \* Medelelastiskt
- \* Stretch i 2 riktningar

ART#	MÅTT	FÄRG	ENHET
605	1 m x 55 cm	●	Styckvis



## SUPERWRAP BY FABRIFOAM

- \* Mest elastisk
- \* Stretch i 4 riktningar


ART#	MÅTT	FÄRG	ENHET
60052	5 cm x 1,5 m	○	Styckvis
60053	7,5 cm x 1,5 m	○	Styckvis
60103	7,5 cm x 3 m	○	Styckvis
60054	10 cm x 1,5 m	○	Styckvis
60104	10 cm x 3 m	○	Styckvis
60106	15 cm x 3 m	○	Styckvis



## GATELL FLEECE


- \* Självhäftande polstringsmaterial
- \* Tillverkad av polyester
- \* Elastiskt
- \* 2 mm
- \* Latexfri

ART#	MÅTT	FÄRG	
5002-1	2 m x 45 cm	●	
5002	4 m x 45 cm	●	
5003-1	2 m x 45 cm	●	
5003	4 m x 45 cm	●	



## VILMA FLEECE

- \* Självhäftande polstringsmaterial
- \* Tillverkad av polyester
- \* Elastiskt
- \* 2,3 mm
- \* Latexfri



ART#	MÅTT	FÄRG	ENHET	
10120	20 x 30 cm	● Vinröd	Styckvis	
10256	20 x 30 cm	● Lila	Styckvis	
10257	20 x 30 cm	● Rosa	Styckvis	
10154	20 x 30 cm	● Vit	Styckvis	
10117	20 x 30 cm	● Ljusblå	Styckvis	
10119	20 x 30 cm	● Mörkblå	Styckvis	
10222	20 x 30 cm	● Grå	Styckvis	
10259	20 x 30 cm	● Röd	Styckvis	
10258	20 x 30 cm	● Grön	Styckvis	

## FLEECY WEB

- \* Självhäftande polstringsmaterial
- \* Tillverkad av bomull
- \* Elastiskt
- \* 1,6 mm
- \* Latexfri

ART#	MÅTT	FÄRG	ENHET
12634	22,5 x 40 cm	●	4 ark



## MOLESKIN

- \* Polstringsmaterial tillverkad av bomull
- \* Självhäftande
- \* Latexfri

ART#	MÅTT	FÄRG
12915	1,6 cm x 4,6 m	●
4881	23 cm x 3,7 m	●



## EDGING STRIP

- \* Självhäftande polstringsmaterial
- \* 1 mm
- \* Latexfri


ART#	MÅTT	FÄRG	ENHET
35116	2 cm x 3 m	●	Styckvis



## VELOUR BOMULLSTYG

- \* Sammetslik
- \* Slitstark
- \* Tillverkad av bomull och polyester
- \* Latexfri

ART#	MÅTT	FÄRG
5004	1,45 x 1 m	●
5005	1,45 x 1 m	●



## SOFTSPLINT

- \* Skumgummipolstring
- \* Klädd med bomull
- \* Självhäftande
- \* 1,7 mm
- \* Latexfri

ART#	MÅTT	FÄRG	
12625	15 cm x 5,5 m	●	




## SPLINTCUSHION

- \* Mjuk polstring
- \* Självhäftande
- \* 3 mm
- \* Latexfri

FINNS ÄVEN ATT BESTÄLLA I 6 MM

ART#	EGENSKAP	MÅTT	FÄRG	ENHET	
12904-1	Oelastisk	45 x 61 cm	●	Styckvis	
12904-3	Elastisk	45 x 61 cm	●	Styckvis	




## POLYCUSHION

- \* Elastisk skumpolstring
- \* Självhäftande
- \* 3,2 mm
- \* Latexfri

FINNS ÄVEN ATT BESTÄLLA I 6,4 MM


ART#	VIDHÄFTNING	MÅTT	FÄRG	ENHET	
192913	Låg	45 x 61 cm	●	Styckvis	
192041	Hög	45 x 61 cm	●	Styckvis	
192195	Låg	45 x 61 cm	●	Styckvis	
192852	Hög	45 x 61 cm	●	Styckvis	



## CONTOUR FOAM

- \* Tryckavlastande foam
- \* Självhäftande
- \* 9,5 mm
- \* Latexfri


ART#	MÅTT	FÄRG	ENHET
12905	41 x 61 cm	●	Styckvis



## SLO-FOAM POLSTRING

- \* Tryckavlastande foam
- \* Självhäftande
- \* 9,5 mm
- \* Latexfri

ART#	HÅRDHET	MÅTT	FÄRG	ENHET
12630-2	Extra Mjuk	20 x 30 cm	●	Styckvis
12630-1	Mjuk	20 x 30 cm	●	Styckvis
12630	Medium	20 x 30 cm	●	Styckvis



## LUXAFOAM

- \* Självhäftande polstring
- \* Mjuk
- \* 3 mm
- \* Latexfri

ART#	EGENSKAP	MÅTT	FÄRG	ENHET
35112	Perforerad	49 x 97 cm	○	Styckvis
35110	Operforerad	49 x 97 cm	○	Styckvis



## ORFILASTIC

- \* Elastisk skumpolstring
- \* Självhäftande
- \* Utsida av frotté
- \* 3 mm
- \* Latexfri

ART#	MÅTT	FÄRG	ENHET
35111	48 cm x 1 m	●	Styckvis
35117	48 cm x 1 m	●	Styckvis



## ORFIT INFORMATION

Vid uppvärmning i hydrokollator bör vattentemperaturen vara ca 65-70°C. Alla plaster är latexfria.

### ORFIT® CLASSIC SOFT

Lågtemperaturplast med mycket stretch och bra minne. Plasten har en kraftig vidhäftning vilket fördelaktigt kan användas vid polstring.

Classic Soft finns att beställa i 1.6, 2.0, 2.5, 3.2 och 4.2 mm (en del produkter är beställningsvara).

**Färg: Beige**

**TIPS** – OM DU VILL ATT PLASTEN SKALL HA MINDRE VIDHÄFTNING KAN DU ANVÄNDA LITE DISKMEDEL I VATTNET VID UPPVÄRMNING ALTERNATIVT BESTÄLLA ORFIT NS (NON STICKY)

NS HAR SAMMA EGENSKAPER MEN HAR BEHANDLATS MED EN VATTENBASERAD HINNA VILKET GÖR ATT DEN SAKNAR VIDHÄFTNINGEN.

### ORFIT® NS (NON-STICKY) SOFT

Orfit NS är tillverkat av Orfit Classic. Materialet har behandlats med en vattenbaserad hinna för att motverka vidhäftning. Mycket stretch och bra minne.

Orfit NS finns att beställa i 1.6, 2.0, 2.5, 3.2 och 4.2 mm (en del produkter är beställningsvara).

**Färg: Beige**

### ORFIT® COLORS NS (NON-STICKY)

Orfit Colors NS är snarlik Orfit NS. Materialet har behandlats med en vattenbaserad hinna för att motverka vidhäftning. Mycket stretch och bra minne.

Orfit NS finns att beställa i 2.0 och 3.4 mm (en del produkter är beställningsvara).

**Färg: Svart, Blå, Röd, Lila, Grön, Rosa, Metallic Silver, Metallic Blå, Guld**

**TIPS** – OM DU SKA FÄSTA EXEMPELVIS ETT KARBORRBAND KAN DU SKRAPA BORT "HINNAN" PÅ PLASTEN FÖR ATT SKAPA VIDHÄFTNING. GÄLLER ALLA NS (NON STICKY) PLASTER.



## ORFIT INFORMATION

### ORFILIGHT™

Orfilight är upp till 30% lättare än övriga Orfit plaster. I plasten har man sprutat in luft vilket gör plasten lättare och känslan blir mer foam liknande. Bra minne och hög stretch.

Orfilight finns att beställa i 1.6, 2.5 och 3.2 mm (en del produkter är beställningsvara).

Beige är kraftigt vidhäftande medan svart och metallic blå är non-sticky.

**Färg: Beige, Svart, Metallic Blå**

VID UPPVÄRMNING MED VARMLUFTSPISTOL SKAPAS EN VIDHÄFTNINGSFÖRMÅGA.

### ORFIT® ECO

Eco är delvis tillverkat av återvunnet spillmaterial. Plasten är stabil med bra minne och stretch.

Eco finns att beställa i 2.4 och 3.2 mm (en del produkter är beställningsvara).

Vit är lätt vidhäftande medan svart är non-sticky.

**Färg: Vit, Svart**

VID UPPVÄRMNING MED VARMLUFTSPISTOL SKAPAS EN VIDHÄFTNINGSFÖRMÅGA.

### ORFIBRACE NS (NON-STICKY)

Lättarbetad plast med bra minne som ger stadiga ortoser. Lämpar sig för ortoser t.ex till spastiska händer, armbågar och fotleder.

Orfibrace finns att beställa i 3.2 mm.

**Färg: Ljusblå**

### ORFIT® FLEX NS (NON-STICKY)

Stadig plast med hög formbarhet.

Orfit Flex finns att beställa i 2.4 och 3.2 mm (en del produkter är beställningsvara).

**Färg: Offwhite**

### ORFITRANS STIFF

Stabil och rigid högtemperaturplast. Formbar vid 160 grader. Värms i ugn eller på värmeplatta.

Orfitrans Stiff finns att beställa i 8, 10, 12, och 15 mm (en del produkter är beställningsvara).

**Färg: Transparent**

### ORFICAST™

Stickad lågtemperaturplast med bra minne. Plasten har ett textilt ytterlager vilket ger en mjukare känsla mot huden. Den stickade strukturen ger en luftigare ortos som upplevs mindre varm.

Orficast finns att beställa i två bredder: 3 cm och 6 cm och levereras i rulle om 3 m.

**Färg: Blå, Svart**

### ORFICAST MORE™

Ny produkt från Orfit med samma tillverkningsprocess och egenskaper som Orficast. Man har gjort plasten dubbelt så tjock vilket ger en möjlighet att tillverka stabilare skenor.


Orficast More finns att beställa i tre bredder: 6, 12 och 15 cm och levereras i rulle om 3 m.

**Färg: Blå, Svart**

# ORFIT CLASSIC SOFT

## Operforerad - Beige

ART#	TJOCKLEK	STORLEK	ENHET	
8332.S01	1,6 mm	45 x 60 cm	1 skiva	
8333.S01	2,0 mm	45 x 60 cm	1 skiva	
8354.S01	3,2 mm	60 x 90 cm	1 skiva	
8355.S01	4,2 mm	60 x 90 cm	1 skiva	




## Miniperforerad - Beige

ART#	TJOCKLEK	STORLEK	ENHET	
8333.S04	2,0 mm	45 x 60 cm	1 skiva	
8354.S04	3,2 mm	60 x 90 cm	1 skiva	



## Microperforerad - Beige

ART#	TJOCKLEK	STORLEK	ENHET	
8332.S02	1,6 mm	45 x 60 cm	1 skiva	
8333.S02	2,0 mm	45 x 60 cm	1 skiva	




## Microplusperforerad - Beige

ART#	TJOCKLEK	STORLEK	ENHET	
8333.S02+	2,0 mm	45 x 60 cm	1 skiva	



## Maxiperforerad - Beige


ART#	TJOCKLEK	STORLEK	ENHET	
8333.S03	2,0 mm	45 x 60 cm	1 skiva	
8334.S03	3,2 mm	45 x 60 cm	1 skiva	



# ORFIT NS (NON-STICKY) SOFT

## Operforerad - Beige

ART#	TJOCKLEK	STORLEK	ENHET	
8332.S01/NS	1,6 mm	45 x 60 cm	1 skiva	
8333.S01/NS	2,0 mm	45 x 60 cm	1 skiva	
8354.S01/NS	3,2 mm	60 x 90 cm	1 skiva	




## Miniperforerad - Beige

ART#	TJOCKLEK	STORLEK	ENHET	
8354.S04/NS	3,2 mm	60 x 90 cm	1 skiva	



## Microperforerad - Beige

ART#	TJOCKLEK	STORLEK	ENHET	
8332.S02/NS	1,6 mm	45 x 60 cm	1 skiva	
8333.S02/NS	2,0 mm	45 x 60 cm	1 skiva	



## Maxiperforerad - Beige

ART#	TJOCKLEK	STORLEK	ENHET	
8333.S03/NS	2,0 mm	45 x 60 cm	1 skiva	
8334.S03/NS	3,2 mm	45 x 60 cm	1 skiva	



## ORFIT COLORS NS (NON-STICKY)




### Microperforerad

ART#	TJOCKLEK	STORLEK	FÄRG	ENHET
8133Z.2/NS	2,0 mm	45 x 60 cm	● Svart	1 skiva
8133B.2/NS	2,0 mm	45 x 60 cm	● Blå	1 skiva
8133R.2/NS	2,0 mm	45 x 60 cm	● Röd	1 skiva
8133PU.2/NS	2,0 mm	45 x 60 cm	● Lila	1 skiva
8133GR.2/NS	2,0 mm	45 x 60 cm	● Grön	1 skiva
8133PI.2/NS	2,0 mm	45 x 60 cm	● Rosa	1 skiva
8133MG.2/NS	2,0 mm	45 x 60 cm	● Metallic Silver	1 skiva
8133MB.2/NS	2,0 mm	45 x 60 cm	● Metallic Blå	1 skiva
8133GO.2/NS	2,0 mm	45 x 60 cm	● Guld	1 skiva

### Miniperforerad

ART#	TJOCKLEK	STORLEK	FÄRG	ENHET
8134MG.2/NS	3,4 mm	45 x 60 cm	● Metallic Silver	1 skiva
8134MB.2/NS	3,4 mm	45 x 60 cm	● Metallic Blå	1 skiva

## ORFIT COLORFIT NS (NON-STICKY)



### Microperforerad

ART#	TJOCKLEK	STORLEK	FÄRG	ENHET
8333Z.2/NS	2,0 mm	45 x 60 cm	●	1 skiva


# ORFIT ORFILIGHT



## Microperforerad

ART#	UTFÖRANDE	TJOCKLEK	STORLEK	FÄRG	ENHET	
8332.2/L	Sticky	1,6 mm	45 x 60 cm	● Beige	1 skiva	
8338.2/L	Sticky	2,5 mm	45 x 60 cm	● Beige	1 skiva	
8332Z.2/L/NS	Non-sticky	1,6 mm	45 x 60 cm	● Svart	1 skiva	
8338Z.2/L/NS	Non-sticky	2,5 mm	45 x 60 cm	● Svart	1 skiva	
8332MB.2/L/NS	Non-sticky	1,6 mm	45 x 60 cm	● Metallic Blå	1 skiva	
8338MB.2/L/NS	Non-sticky	2,5 mm	45 x 60 cm	● Metallic Blå	1 skiva	

# ORFIT ECO



## Operforerad

ART#	UTFÖRANDE	TJOCKLEK	STORLEK	FÄRG	ENHET	
8938N.1	Sticky light	2,4 mm	45 x 60 cm	○	1 skiva	
8934N.1	Sticky light	3,2 mm	45 x 60 cm	○	1 skiva	
8938Z.1/NS	Non-sticky	2,4 mm	45 x 60 cm	●	1 skiva	
8934Z.1/NS	Non-sticky	3,2 mm	45 x 60 cm	●	1 skiva	

## Miniperforerad

ART#	UTFÖRANDE	TJOCKLEK	STORLEK	FÄRG	ENHET	
8938N.4	Sticky light	2,4 mm	45 x 60 cm	○	1 skiva	
8934N.4	Sticky light	3,2 mm	45 x 60 cm	○	1 skiva	
8954N.4	Sticky light	3,2 mm	60 x 90 cm	○	1 skiva	
8938Z.4/NS	Non-sticky	2,4 mm	45 x 60 cm	●	1 skiva	
8934Z.4/NS	Non-sticky	3,2 mm	45 x 60 cm	●	1 skiva	
8954Z.4/NS	Non-sticky	3,2 mm	60 x 90 cm	●	1 skiva	

## ORFIBRACE NS (NON-STICKY)



### Operforerad

ART#	TJOCKLEK	STORLEK	FÄRG	ENHET	
8854.1/NS	3.2 mm	60 x 90 cm	<input checked="" type="radio"/> Ljusblå	1 skiva	

### Macroperforerad

ART#	TJOCKLEK	STORLEK	FÄRG	ENHET	
8854.6/NS	3.2 mm	60 x 90 cm	<input checked="" type="radio"/> Ljusblå	1 skiva	

## ORFIT FLEX NS (NON-STICKY)



### Operforerad

ART#	TJOCKLEK	STORLEK	FÄRG	ENHET	
1334.1/NS	3.2 mm	45 x 60 cm	<input type="radio"/> Offwhite	1 skiva	

### Macroperforerad

ART#	TJOCKLEK	STORLEK	FÄRG	ENHET	
1334.6/NS	3.2 mm	45 x 60 cm	<input type="radio"/> Offwhite	1 skiva	

## ORFITRANS STIFF



ART#	TJOCKLEK	STORLEK	FÄRG	ENHET	
37ST/4480	8 mm	40 x 40 cm	Transparent	1 skiva	
37ST/44100	10 mm	40 x 40 cm	Transparent	1 skiva	
37ST/44120	12 mm	40 x 40 cm	Transparent	1 skiva	
37ST/44150	15 mm	40 x 40 cm	Transparent	1 skiva	

## ORFIGAST

- \* Mjukt ytskikt av textil
- \* Bra minne
- \* Idealisk för små fingerskenor
- \* Tillverkad av stickad lågtemperaturplast
- \* 1,3 mm

ART#	MÅTT	FÄRG	ENHET
4030	3 cm x 3 m	●	Styckvis
4032	6 cm x 3 m	●	Styckvis
4030Z	3 cm x 3 m	●	Styckvis
4032Z	6 cm x 3 m	●	Styckvis



## ORFIGAST MORE

- \* Mjukt ytskikt av textil
- \* Bra minne
- \* Idealisk för finger-, tum- och handtoser
- \* Tillverkad av stickad lågtemperaturplast
- \* 2,6 mm

ART#	MÅTT	FÄRG	ENHET
4035	6 cm x 3 m	●	Styckvis
4037	12 cm x 3 m	●	Styckvis
4039	15 cm x 3 m	●	Styckvis
4035Z	6 cm x 3 m	●	Styckvis
4037Z	12 cm x 3 m	●	Styckvis
4039Z	15 cm x 3 m	●	Styckvis





# OMEGA MAX

- \* Lågtemperaturplast med viss stretch
- \* 100% minne
- \* God formbarhet och hög stabilitet



## Perforerad 1%

ART#	TJOCKLEK	STORLEK	FÄRG	ENHET
13301-1	2,4 mm	45 x 60 cm	○	1 skiva
12798-1	3,2 mm	45 x 60 cm	○	1 skiva
12799	3,2 mm	60 x 90 cm	○	2 skivor
13301-1B	2,4 mm	45 x 60 cm	●	1 skiva
12798-1B	3,2 mm	45 x 60 cm	●	1 skiva

VID UPPVÄRMNING I HYDROKOLLATOR BÖR VATTENTEMPERATUREN VARA CIRKA 70-75 GRADER.  
VID UPPVÄRMNING MED VARMLUFTSPISTOL SKAPAS EN VIDHÄFTNINGSFÖRMÅGA

# OMEGA PLUS

- \* Lågtemperaturplast
- \* 100% minne
- \* Mindre formbarhet och stretch än OMEGA MAX



## Perforerad 1%

ART#	TJOCKLEK	STORLEK	FÄRG	ENHET
13312-1	3,2 mm	45 x 60 cm	○	1 skiva
13313	3,2 mm	60 x 90 cm	○	2 skivor

# MÄRKPENNA



ART#	FÄRG	ENHET	
12012	●	Styckvis	

# MÄRKPENNA MED STIFT



ART#	MÅTT	FÄRG	ENHET	
768-0	Märkpenna	○	Styckvis	
218-0	Stift Refill	○	12 st/frp	
768-1	Märkpenna	●	Styckvis	
218-1	Stift Refill	●	12 st/frp	
768-2	Märkpenna	●	Styckvis	
218-2	Stift Refill	●	12 st/frp	
768-9	Märkpenna	●	Styckvis	
218-9	Stift Refill	●	12 st/frp	

## KLÄDD GUMMITRÅD

- \* För tillverkning av dynamiska ortoser
- \* 3 tjocklekar
- \* Latexfri


ART#	TJOCKLEK	LÄNGD	FÄRG	ENHET
35312	Tunn	10 m	○	Styckvis
35313	Medium	10 m	○	Styckvis
35314	Tjock	10 m	○	Styckvis



## ORFITUBES

- \* För tillverkning av dynamiska ortoser
- \* Böjtråd medföljer


ART#	LÄNGD	ENHET
35310	33 cm	10 st/fp



## ORFITUBE ENDS

- \* För tillverkning av dynamiska ortoser
- \* Passar på Orfitubes
- \* Minimerar friktion av gummitråden

ART#	ENHET
35318	20 st/fp



## ORFITUBES ADJUSTERS

- \* För tillverkning av dynamiska ortoser
- \* Verktyg medföljer

ART#	ENHET
35304	5 st/fp



## FISKARS UNIVERSALSAX

- \* Passar till varm thermoplast, band och tyg
- \* Tål maskindisk
- \* Tillverkad av nickelfritt stål

ART#	LÄNGD	
617297	21 cm	



## FISKARS KÖKSSAX

- \* Tål maskindisk
- \* Tillverkad av nickelfritt stål

ART#	LÄNGD	
859874	18 cm	



## FISKARS SOFTOUCH

- \* Ergonomiska handtag
- \* Passar både höger och vänster hand
- \* Lämplig till tyg, kardborrband och tunnare plaster
- \* Tillverkad av nickelfritt stål

ART#	LÄNGD	
12565	26 cm	



## GINGHER SAX

- \* Dubbelplätterad krom på nickel
- \* Idealisk för textil, konstfibrer och läder

ART#	LÄNGD	
12718	19 cm	



## CURVED MAYO SAX

- \* Liten slimmad sax med böjda blad
- \* Idealisk vid ortostillverkning
- \* Bladen är böjda 7 grader

ART#	LÄNGD	MATERIAL	
617110	17 cm	Rostfritt stål	
617280	17 cm	Krom	



## MEDICUT UNIVERSALSAX

- \* Lämplig som bandage- och gipssax

ART#	LÄNGD	
619678	19 cm	



## SAX OLFA

- \* Stark och smidig allroundsax
- \* Antislipskär
- \* Passar både höger och vänsterhänta
- \* Tillverkad av rostfritt stål


ART#	LÄNGD	
617	17.5 cm	



## FISKARS MULTISAX

- \* Bekvämt grepp
- \* Fjädrande klipp
- \* Idealisk för tunnare plast, plastband och kartong

ART#	LÄNGD	
6166984	19 cm	



## ORFIT KRAFTSAX

- \* Gummerat handtag med antihalkmaterial
- \* Fjädrande handtag
- \* Lämplig för tjockare plaster

ART#	LÄNGD	
35065	23 cm	



## WELLER

- \* Smidig och tyst varmluftspistol
- \* 4 olika munstycken
- \* 250 W

ART#	ENHET	
6966	Styckvis	



## VARMLUFTSPISTOL

- \* Tre olika munstycken
- \* Justerbar temperatur mellan 350 och 500 grader
- \* 1600 W

ART#	ENHET	
6967	Styckvis	



## HANDENS REHABILITERING - VOLYM 1

Undersökning Behandling

Författare: K. Runnquist, R. Cederlund, C. Sollerman

- \* Svensk text
- \* Häftad

ART#	ENHET	ANTAL SIDOR	
74507	Styckvis	144	



## HANDENS REHABILITERING - VOLYM 2

Skador Sjukdomar

Författare: K. Runnquist, R. Cederlund, C. Sollerman

- \* Svensk text
- \* Häftad

ART#	ENHET	ANTAL SIDOR	
74508	Styckvis	144	



## HANDKIRURGI

Författare: G. Lundborg, A. Björkman

- \* Svensk text
- \* 3:e upplagan
- \* Uppdaterat och utökat innehåll
- \* Häftad


ART#	ENHET	ANTAL SIDOR	
74509	Styckvis	287	



## REHABILITATION OF THE HAND AND UPPER EXTREMITY

- \* Engelsk text
- \* Säljs i set om två volymer
- \* 6:e upplagan
- \* Inbunden

ART#	ENHET	ANTAL SIDOR	
74510	2 volymer	2096	



# PLANSCH - HAND AND WRIST

\* Engelsk text

ART#	MÅTT	
7155	51 x 66 cm	



# PLANSCH - CARPAL TUNNEL SYNDROME

\* Engelsk text

ART#	MÅTT	
73351	51 x 66 cm	



# PLANSCH - SHOULDER AND ELBOW

\* Engelsk text

ART#	MÅTT	
7145	51 x 66 cm	





## MUSKELHAND

- \* Hand med muskler, blodkärl och nerver
- \* Yttre muskulaturen avtagbar i 5 delar
- \* Tillverkad i plast
- \* Rengörs med diskmedel och vatten

ART#	LÄNGD	VIKT	ENHET	
71995	33 cm	2 kg	Styckvis	



## HANDSKELETT

- \* Underarm och hand
- \* Tillverkad i plast
- \* Rengörs med diskmedel och vatten

ART#	LÄNGD	VIKT	ENHET	
78313	25 cm	1 kg	Styckvis	



## ARMSKELETT

- \* Skulderblad, nyckelben, arm och hand
- \* Tillverkad i plast
- \* Rengörs med diskmedel och vatten

ART#	LÄNGD	VIKT	ENHET	
78309	71 cm	1 kg	Styckvis	



## HYDROKOLLATOR LÅG - 5 LITER

- \* Lätt och smidig
- \* Går snabbt att värma upp

INNERMÅTT L32,5 X B30 X H6,5 CM  
YTTERMÅTT L36 X B33 X H13,5 CM

ART#	FUNKTION	
NE2-5D	Digital	
LD-14	Avtagbart lock	



## HYDROKOLLATOR LÅG - 9 LITER

- \* Lätt och smidig
- \* Går snabbt att värma upp

INNERMÅTT L50 X B30 X H6,5 CM  
YTTERMÅTT L54 X B33 X H13,5 CM

HÖJD MED GÅNGJÄRNSLOCK 28 CM  
HÖJD MED ÖPPET GÅNGJÄRNSLOCK 49 CM

ART#	FUNKTION	
NE2-9D	Digital	
LD-22	Avtagbart lock	
GL1-22	Lock med gångjärn	



## HYDROKOLLATOR - 22 LITER

- \* Tömningskran

INNERMÅTT L50 X B30 X H15 CM  
YTTERMÅTT L54 X B33 X H29 CM

HÖJD MED GÅNGJÄRNSLOCK 46 CM  
HÖJD MED ÖPPET GÅNGJÄRNSLOCK 64 CM

ART#	FUNKTION	
NE2-22D	Digital	
LD-22	Avtagbart lock	
GL1-22	Lock med gångjärn	



# HYDROKOLLATOR - 28 LITER

\* Tömningskran

INNERMÅTT L50 X B30 X H20 CM  
YTTERMÅTT L54 X B33 X H29 CM

HÖJD MED GÅNGJÄRNSLOCK 46 CM  
HÖJD MED ÖPPET GÅNGJÄRNSLOCK 64 CM

ART#	FUNKTION	
NE2-28D	Digital	
LD-22	Avtagbart lock	
GL1-22	Lock med gångjärn	




ALLA HYDROKOLLATORER LEVERERAS MED BOTTENGALLER OCH 2 ÅRS GARANTI

# HYDROKOLLATORNÄT

\* Klippas i önskad storlek

ART#	MÅTT	
12800-02	51 x 76 cm	



# SPATEL

\* Tillverkad av nylon

ART#	LÄNGD	
600040	34 cm	



## THERABATH PARAFFINBAD

- \* Rymmer 2,3 kg
- \* 2,7 kg paraffin medföljer
- \* Bottengaller medföljer

INNERMÅTT L33 X B18 X H13 CM  
YTTERMÅTT L37 X B22 X H20 CM

ART#	BENÄMNING	
2322	Paraffinbad	
840	Extra bottengaller	



## THERABATH PARAFFIN

- \* Lämpligt att använda till Therabath Paraffinbad
- \* Oparfumerat
- \* Rekommenderad temperatur 52-57 grader

ART#	ENHET	
0101	2,7 kg	
0101-6	6 x 2,7 kg	



## VARITHERM PARAFFIN

- \* Lämpligt att använda till Varitherm Paraffinbad
- \* Oparfumerat
- \* Smältpunkt 44 grader

ART#	ENHET	
P11	5 kg	
P11-5	5 x 5 kg	



## PARAFFINVANTAR

- \* Isolerande vantar
- \* Tillverkade av frotté, velour och polyesterfiber
- \* Maskintvättbara

ART#	ENHET	
2410	Parvis	



## THERABATHVANTE

*Vante för värme och kyla*

- \* Innerpåse fylld med ris och örter
- \* Värms i micro alternativt kyls i frys
- \* Ytterpåse tillverkad i velour
- \* Maskintvättbar

ART#	ENHET	
2718	Styckvis	



# FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

## PRISER

Samtliga priser är angivna i SEK exklusive moms.  
Vi förbehåller oss rätten att justera berörda priser.  
Priserna gäller från och med 2019-01-01 och tillsvidare.

## BETALNINGSVILKOR

30 dagar netto.  
Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.

## LEVERANSER INOM NORDEN

Order överstigande 3 000.- exklusive moms levereras fritt mottagaren. För övriga order debiteras frakt.  
*\*För Norge tillkommer importarvode i de fall tullkreditsnummer saknas.*

## GARANTI

Från leveransdatum gäller 2 års garanti för fabrikationsfel.  
Ingen garanti utgår för yttre åverkan.

## ORGANISATIONS- & MOMSREGISTRERINGSNR


556769-9920 • SE 556769992001

## ÖVRIGT

Catell AB förbehåller sig från eventuella tryckfel i katalogen och prislistan.



# KONTAKT



TELEFON  
08-727 95 30



MAIL  
INFO@CATELL.SE



ADRESS  
VÄSTBERGA ALLÉ 26  
126 30 HÄGERSTEN



WEBB  
WWW.CATELL.SE



