

2022



catell


WWW.CATELL.SE

INNEHÅLL

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	2	MATERIAL	78-89
HANDORTOSER	4-15	PLASTER	90-98
KOMBIORTOSER	16-17	TILLBEHÖR PLASTER	99-101
TUMORTOSER	18-24	SAXAR	102-104
HAND ÖVRIGT	25-27	VARMLUFTSPISTOLER	104
BARNORTOSER	28-29	ANATOMI	105-107
HAND ÖVRIGT	30-36	HYDROKOLLATORER	108-109
ARM/AXEL	38-42	PARAFFIN	110-111
ÖDEMBEHANDLING	44-53	ÖVRIGT	112
GELPRODUKTER	54-63	PRODUKTINDEX	114-115
TRÄNING/TEST	64-71	FÖRSÄLJNINGSVILLKOR	116
MÄTNING	72-77	FÖRETAGSUPPGIFTER	117



KONTAKT



TELEFON
08-727 95 30



MAIL
INFO@CATELL.SE



ADRESS
VÄSTBERGA ALLÉ 26
126 30 HÄGERSTEN



WEBB
WWW.CATELL.SE



MATERIALSERIER – HANDORTOSER

STRONG

Stadigt, slitstarkt och tåligt material tillverkat av nylon och elasthan (latexfritt).

STABIL PLUS

Stabilt material med en vadderad insida. Tillverkat av bomull, polyester och acryl (latexfritt).

STABIL

Stabilt och slitstarkt material tillverkat av bomull, polyester och elasthan (latexfritt).

COMFORT

Slitstarkt material med en mjuk och behaglig insida. Tillverkat av bomull, polyamid, polyester och elasthan (latexfritt).

NEOPREN

Mjukt material tillverkat av syntetiskt gummi, polyester och polyamid (latexfritt).

SOFT

Mjukt, tunt och följsamt material. Tillverkat av polyester, viskos, elasthan och nylon (latexfritt).

NUSTIMWRAP BY FABRIFOAM

Tvåsidigt material med en mjuk och glidfri insida av foam och en utsida av nylon och lycra (latexfritt).

NUSTIMWRAP X-TREME BY FABRIFOAM

Tvåsidigt material, förstärkt med en mellanliggande kärna av skum, med en mjuk och glidfri insida av foam och en utsida av nylon och lycra (latexfritt).




MÅTTABELLER - HANDORTOSER

MÅTTABELL - HANDLEDSORTOSER

STORLEK	OMKRETS
XX-Small	10-12 cm
X-Small	12-14 cm
Small	14-16 cm
Medium	16-18 cm
Large	18-20 cm
X-Large	20-22 cm
XX-Large	22-24 cm

Mät runt handleden för rätt storlek



MÅTTABELL - WIDE MODELLER

STORLEK	OMKRETS A	OMKRETS B
XX-Small	10-12 cm	12-15 cm
X-Small	12-14 cm	15-18 cm
Small	14-16 cm	18-21 cm
Medium	16-18 cm	21-24 cm
Large	18-20 cm	24-27 cm
X-Large	20-22 cm	27-30 cm
XX-Large	22-24 cm	30-33 cm

Mät runt handleden för rätt storlek



ALLA MÅTTANGIVELSER I KATALOGEN SKA SES SOM EN VÄGLEDNING VID UTPROVNING AV STORLEK

SMART STRAP

Smidig handledsortos

- * Bilateral
- * Tillverkad av neopren och polyamid

ART#	STORLEK	FÄRG
7701	One size	●



WRIST WRAP ■ STABIL

Kort enkel handledsortos

- * Bilateral
- * Stabilt och slitstarkt material

ART#	STORLEK	FÄRG
7704	One size	●



CARPAL LIFT

Enkelt handledsstöd

- * Polstrad med kudde volart ulnart
- * Tillverkad av foammaterial med utsida av nylon och lycra



Mät runt MCP-lederna



ART# VÄNSTER	ART# HÖGER	STORLEK	MÅTT	FÄRG
2012-L23	2012-R23	S/M	16-19 cm	●
2012-L34	2012-R34	M/L	19-22 cm	●

CARPALGARD ■ NuStimWRAP

Enkel handledsortos utan skena

- * Tunn och smidig
- * Lätt att använda under en handske
- * Ger även ett lätt stöd för tummen



Mät runt handleden



ART# VÄNSTER	ART# HÖGER	STORLEK	MÅTT	LÄNGD	FÄRG
41001	42001	S	12-16 cm	10 cm	●
41002	42002	M/L	16-22 cm	10 cm	●

CARPALGARD ■ NuStimWRAP X-TREME

Enkel handledsortos utan skena

- * Förstärkt material som ger extra stabilitet och stöd
- * Går att använda under en handske
- * Ger även lätt stöd för tummen



Mät runt handleden



ART# VÄNSTER	ART# HÖGER	STORLEK	MÅTT	LÄNGD	FÄRG
41501	42501	S	12-16 cm	10 cm	●
41502	42502	M/L	16-22 cm	10 cm	●

EASY ■ STABIL

Kort handledsortos utan skena

- * Kardborrknäppning på handryggen
- * Stabilt och slitstarkt material

ART#	STORLEK	LÄNGD	FÄRG	
7705	XS - XXL	11 cm	● ●	



EASY ■ COMFORT

Kort handledsortos utan skena

- * Kardborrknäppning på handryggen
- * Stabilt material med mjuk insida

ART#	STORLEK	LÄNGD	FÄRG	
7805	XS - XXL	11 cm	●	



LACY SHORT ■ STABIL

Kort handledsortos utan skena

- * Snörlösning för ökad stabilitet
- * Stabilt och slitstarkt material

ART#	STORLEK	FÄRG	LÄNGD
7706	XXS - XXL	● ●	11 cm



LACY SHORT ■ STRONG

Kort handledsortos utan skena

- * Snörlösning för ökad stabilitet
- * Stadigt, slitstarkt och tåligt material

ART#	STORLEK	FÄRG	LÄNGD
7506	XXS - XXL	●	11 cm



LACY SHORT ■ SOFT

Kort handledsortos utan skena

- * Snörlösning för ökad stabilitet
- * Mjukt och följsamt material

ART#	STORLEK	FÄRG	LÄNGD
7606	XXS - XXL	●	11 cm



BASE ■ STABIL

Handledsortos med volar skena

- * Lätt insvängd passform över handleden
- * 5 karborrband på handryggen
- * Formbar aluminiumskena
- * Stabilt och slitstarkt material

ART#	STORLEK	LÄNGD	FÄRG	
7710	XS - XXL	18 cm	● ●	
TB303	Plastskena	14,5 cm	○	



BASE ■ COMFORT

Handledsortos med volar skena

- * Lätt insvängd passform över handleden
- * 5 karborrband på handryggen
- * Formbar aluminiumskena
- * Stabilt material med mjuk insida

ART#	STORLEK	LÄNGD	FÄRG	
7810	XS - XXL	18 cm	●	
TB303	Plastskena	14,5 cm	○	



BASE ■ NEOPREN

Handledsortos med volar skena

- * Lätt insvängd passform över handleden
- * 5 karborrband på handryggen
- * Formbar aluminiumskena
- * Mjukt och följsamt material

ART#	STORLEK	LÄNGD	FÄRG	
7910	XS - XXL	18 cm	●	
TB303	Plastskena	14,5 cm	○	



BASE WIDE ■ STABIL*Handledsortos med volar skena*

- * Passar kraftigare underarm
- * Lätt insvängd passform över handleden
- * 5 karborrband på handryggen
- * Formbar aluminiumskena
- * Stabilt och slitstarkt material

ART#	STORLEK	LÄNGD	FÄRG
7710W	XS - XXL	18 cm	● ●
TB303	Plastskena	14,5 cm	○




FÖR MÅTTABELL, SE SID 5

BASE LONG ■ STABIL*Längre handledsortos med volar skena*

- * Påsytt extraband för ökad stabilitet
- * Lätt insvängd passform över handleden
- * Formbar aluminiumskena
- * Stabilt och slitstarkt material

ART#	STORLEK	LÄNGD	FÄRG
7730	XS - XXL	23 cm	● ●
TB305	Plastskena Lång	18 cm	●

**KONTAKT**

TELEFON
08-727 95 30



MAIL
INFO@CATELL.SE



WEBB
WWW.CATELL.SE

BASE MAX ■ STABIL

Handledsortos med volar skena

- * Rakare passform över handleden
- * 3 karborrband på handryggen
- * Formbar aluminiumskena
- * Stabilt och slitstarkt material



ART#	BENÄMNING	STORLEK	FÄRG
7715	Base Max	XXS - XXL	● ●
TB304	Plastskena Kort	XXS - M	●
TB305	Plastskena Lång	L - XXL	●



BASE MAX ■ STRONG

Handledsortos med volar skena

- * Rakare passform över handleden
- * 3 karborrband på handryggen
- * Formbar aluminiumskena
- * Stadigt, slitstarkt och tåligt material



ART#	BENÄMNING	STORLEK	FÄRG
7515	Base Max	XXS - XXL	●
TB304	Plastskena Kort	XXS - M	●
TB305	Plastskena Lång	L - XXL	●



BASE MAX WIDE ■ STABIL

Handledsortos med volar skena

- * Passar kraftigare underarm
- * Rakare passform över handleden
- * 3 karborrband på handryggen
- * Formbar aluminiumskena
- * Stabilt och slitstarkt material



ART#	BENÄMNING	STORLEK	FÄRG
7715W	Base Max Wide	XXS - XXL	●
TB304	Plastskena Kort	XXS - M	●
TB305	Plastskena Lång	L - XXL	●



FÖR MÅTTABELL, SE SID 5

BASE FRANK ■ STABIL

Handledsortos med volar skena

- * Slutet tumgrepp
- * Rakare passform över handleden
- * 4 kardborrband på handryggen
- * Formbar aluminiumskena
- * Stabilt och slitstarkt material

ART#	STORLEK	LÄNGD	FÄRG
7716	XXS - XXL	21 cm	●
TB305	Plastskena Lång	18 cm	●



PLASTSKENA

- * Kan justeras med värmepistol eller med varmt vatten
- * Se respektive ortos för rätt val av plastskena

VÅRA PLASTSKENOR HAR SAMMA FORM OCH HÅRDHET MEN SKILJER I LÄNGD

ART#	BENÄMNING	LÄNGD	FÄRG
TB303	Plastskena Vit	14,5 cm	○
TB304	Plastskena Kort	16 cm	●
TB305	Plastskena Lång	18 cm	●



EXTRABAND

- * 5 cm brett
- * Elastiskt

TILL LACY- OCH PRISMAMODELLERNA, ANVÄND MODELL REVERSE

ART#	BENÄMNING	LÄNGD	FÄRG
TB301	Standard	36 cm	●
TB311	Reverse	36 cm	●
TB302	Standard	36 cm	●
TB312	Reverse	36 cm	●



LACY ■ STABIL

Stabil handledsortos

- * Formbar volar aluminiumskena
- * 2 uttagbara dorsala spiralfjädrar
- * Uttagbar ulnar spiralfjäder
- * Stabilt och slitstarkt material

ART#	STORLEK	FÄRG	LÄNGD
7720	XS - XXL	●	20 cm
TB304	Plastskena	●	16 cm



PRISMA ■ STABIL PLUS

Extra stabil handledsortos

- * Förbockad, formbar volar aluminiumskena
- * 2 uttagbara dorsala aluminiumskenor
- * 2 utbytbara plastskenor medföljer för lättare stöd
- * Ulnar skenficka som möjliggör förstärkt stöd
- * Delbart band möjliggör anpassning för kraftigare underarm

ART#	STORLEK	FÄRG	LÄNGD
7070	XXS	●	15 cm
7070	XS - XXL	● ●	20 cm



PRISMA LONG ■ STABIL PLUS

Extra stabil handledsortos

- * Förbockad, formbar volar aluminiumskena
- * 2 uttagbara dorsala aluminiumskenor
- * 2 utbytbara plastskenor medföljer för lättare stöd
- * Ulnar skenficka som möjliggör förstärkt stöd
- * Delbart band möjliggör anpassning för kraftigare underarm

ART#	STORLEK	FÄRG	LÄNGD
7080	XS - XL	●	25 cm



THUMBLIFT ■ SOFT

Enkel tumslinga

- * Bilateral
- * Kan appliceras på Lacy och Prismamodellerna
- * Mjukt och följsamt material

ART#	STORLEK	FÄRG	
7603	One size	●	



BILDEN VISAR THUMBLIFT APPLICERAD PÅ PRISMA, SE SID 14

FINGERLIFT ■ SOFT

Enkel fingerslinga

- * Bilateral
- * Kan appliceras på Lacy och Prismamodellerna
- * Mjukt och följsamt material

ART#	STORLEK	FÄRG	
7602	One size	●	



BILDEN VISAR FINGERLIFT APPLICERAD PÅ LACY, SE SID 14

FINGERSLING ■ SOFT

Enkelt fingerstöd

- * Samlar fingrarna i radial riktning
- * Lätt stöd över MCP
- * Tillåter fullt grepp
- * Mjukt och följsamt material



Mät runt MCP-lederna



KAN KOMBINERAS MED HANDLEDSSTÖD

ART# VÄNSTER	ART# HÖGER	STORLEK	MÅTT	FÄRG	
7601-22	7601-32	Small	16-19 cm	●	
7601-23	7601-33	Medium	19-22 cm	●	
7601-24	7601-34	Large	22-24 cm	●	

PRISMA THUMB ■ STABIL PLUS

Extra stabil tum- och handledsortos

- * Förböckad, formbar volar aluminiumska
- * Form- och uttagbara aluminiumska kring tummen för enkel anpassning
- * Reglerbart tumgrepp
- * Reglerbar tumdel
- * Snörlösning för enkel applicering

ART#	STORLEK	FÄRG	LÄNGD	
7090	XS - XL	●	21 cm	



KOMBI EXTRA ■ STABIL

Kombinerad tum- och handledsortos

- * Formbar volar aluminiumska
- * Reglerbart tumgrepp
- * Reglerbar tumdel
- * Form- och uttagbar spiralfjäder
- * Stabilt och slitstarkt material

ART#	STORLEK	FÄRG	LÄNGD	
7765	XS - XXL	● ●	18 cm	
TB303	Plastskena	○	14,5 cm	



KOMBI EXTRA ■ STRONG

Kombinerad tum- och handledsortos

- * Formbar volar aluminiumska
- * Reglerbart tumgrepp
- * Reglerbar tumdel
- * Form- och uttagbar spiralfjäder
- * Stadigt, slitstarkt och tåligt material

ART#	STORLEK	FÄRG	LÄNGD	
7565	XS - XXL	●	18 cm	
TB303	Plastskena	○	14,5 cm	



KOMBI EXTRA WIDE ■ STABIL

Kombinerad tum- och handledsortos

- * Passar kraftigare underarm
- * Formbar volar aluminiumska
- * Reglerbart tumgrepp
- * Reglerbar tumdel
- * Form- och uttagbar spiralfjäder
- * Stabilt och slitstarkt material

ART#	STORLEK	FÄRG	LÄNGD
7765W	XS - XXL	●	18 cm
TB303	Plastskena	○	14,5 cm



MATERIALSERIER – TUMORTOSER

STABIL

Stabilt och slitstarkt material tillverkat av bomull, polyester och elastan (latexfritt).

NEOPREN

Mjukt material tillverkat av syntetiskt gummi, polyester och polyamid (latexfritt).

NUSTIMWRAP BY FABRIFOAM

Tvåsidigt material med en mjuk och glidfri insida av foam och en utsida av nylon och lycra (latexfritt).

COMFORT

Slitstarkt material med en mjuk och behaglig insida. Tillverkat av bomull, polyamid, polyester och elastan (latexfritt).

SOFT

Mjukt, tunt och följsamt material. Tillverkat av polyester, viskos, elastan och nylon (latexfritt).


NUSTIMWRAP X-TREME BY FABRIFOAM

Tvåsidigt material, förstärkt med en mellanliggande kärna av skum, med en mjuk och glidfri insida av foam och en utsida av nylon och lycra (latexfritt).

MÅTTABELL - TUMORTOSER

STORLEK	OMKRETS
XX-Small	10-12 cm
X-Small	12-14 cm
Small	14-16 cm
Medium	16-18 cm
Large	18-20 cm
X-Large	20-22 cm
XX-Large	22-24 cm

Mät runt handleden för rätt storlek



ALLA MÅTTANGIVELSER I KATALOGEN SKA SES SOM EN VÄGLEDNING VID UTPROVNING AV STORLEK

NOVA LONG ■ STABIL

Längre tumortos med skena

- * Extraband runt handleden
- * Stödjer och avlastar tummens CMC1- och MP-led
- * Form- och uttagbar spiralfjäder
- * Stabilt och slitstarkt material

ART#	STORLEK	LÄNGD	FÄRG
7753	XS - XXL	15 cm	● ●



NOVA ■ STABIL

Tumortos med skena

- * Stödjer och avlastar tummens CMC1- och MP-led
- * Form- och uttagbar spiralfjäder
- * Stabilt och slitstarkt material

ART#	STORLEK	FÄRG	
7743	XS - XXL	● ●	



NOVA ■ COMFORT

Tumortos med skena

- * Stödjer och avlastar tummens CMC1- och MP-led
- * Form- och uttagbar spiralfjäder
- * Stabilt material med mjuk insida

ART#	STORLEK	FÄRG	
7843	XS - XXL	●	



NOVA ■ NEOPREN

Tumortos med skena

- * Stödjer och avlastar tummens CMC1- och MP-led
- * Form- och uttagbar spiralfjäder
- * Mjukt och följsamt material

ART#	STORLEK	FÄRG	
7943	XS - XXL	●	



ELLA ■ STABIL*Tumortos utan skena*

- * Stödjer och lyfter tummens CMC1-led
- * Stabilt och slitstarkt material

ART#	STORLEK	FÄRG	
7745	XS - XXL	● ●	

**ELLA** ■ COMFORT*Tumortos utan skena*

- * Stödjer och lyfter tummens CMC1-led
- * Stabilt material med mjuk insida

ART#	STORLEK	FÄRG	
7845	XS - XXL	●	

**ELLA** ■ SOFT*Tumortos utan skena*

- * Stödjer och lyfter tummens CMC1-led
- * Förstärkt stöd volart vid thenarmuskulaturen
- * Tunn och smidig
- * Mjukt och följsamt material

ART#	STORLEK	FÄRG	
7645	XXS - XXL	●	



COMFORT COOL ■ NEOPREN

Tumortos utan skena

- * Extraband runt tumbasen för ökad stabilitet
- * Utan kantband
- * Kan klippas och justeras
- * Ger även ett lätt stöd för handleden
- * Tillverkad av perforerad neopren

ART#	STORLEK	FÄRG	
7946	XS - XXL	●	



MAFRA TUMLINDA

- * Enkel tumlinda i olika längder
- * Tillverkad i ett mjukt material bestående av nylon och gummi

ART#	MÅTT	FÄRG	
404040	4 x 40 cm	●	
405040	4 x 50 cm	●	
404050	4 x 40 cm	●	
405050	4 x 50 cm	●	



THUMB SPICA ■ NUSTIMWRAP

Enkel tumortos

- * Tunn och smidig
- * Lätt att använda under handske
- * Ger även ett lätt stöd för handleden



Mät runt handleden

ART# VÄNSTER	ART# HÖGER	STORLEK	MÅTT	FÄRG	
44001	44101	S	12-16 cm	●	
44002	44102	M/L	16-22 cm	●	



FINNS ÄVEN I BARNSTORLEK, SE SID 29

THUMB SPICA ■ NUSTIMWRAP X-TREME

Enkel tumortos

- * Förstärkt material som ger extra stabilitet och stöd
- * Går att använda under en handske
- * Ger även lätt stöd för handleden




Mät runt handleden

ART# VÄNSTER	ART# HÖGER	STORLEK	MÅTT	FÄRG	
44501	44511	S	12-16 cm	●	
44502	44512	M/L	16-22 cm	●	



KONTAKT



TELEFON
08-727 95 30



MAIL
INFO@CATELL.SE



WEBB
WWW.CATELL.SE

THUMBX

Rigid tumortos

- * Stödjer och avlastar tummens CMC-1 och MP-led
- * Formbar aluminiumram
- * Bilateral
- * Tillverkad av foam, nylon och polyester



Mät runt handleden

ART#	STORLEK	MÅTT	FÄRG	
7057-1	S/M	14-17 cm	●	
7057-2	M/L	17-20 cm	●	



GAUNTLET THUMB

- * Plastortos som värms upp och anpassas


Orfit Classic 1,6 mm Microperforerad

ART#	STORLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET
35810	Small	6-7 cm	●	2 st/frp
35811	Medium	8-9 cm	●	2 st/frp
35812	Large	10-11 cm	●	2 st/frp



Orfilight NS 1,6 mm Micorperforerad

ART#	STORLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET
35810Z/L/NS	Small	6-7 cm	●	2 st/frp
35811Z/L/NS	Medium	8-9 cm	●	2 st/frp
35812Z/L/NS	Large	10-11 cm	●	2 st/frp



Grundutförande enligt bild

Orfit Colors NS 2,0 mm Microperforerad

ART#	STORLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET
35810MB/NS	Small	6-7 cm	● Metallic Blå	2 st/frp
35811MB/NS	Medium	8-9 cm	● Metallic Blå	2 st/frp
35812MB/NS	Large	10-11 cm	● Metallic Blå	2 st/frp



Mät diagonalt volart enligt bild

DUPUYTREN GLOVE VOLAR

Extensionsortos

- * Uttag- och formbar tredelad skena i aluminium (volart) ingår
- * Önskas separata skenor dig III-V kan detta köpas till
- * Tillverkad av nylon och polyester



FÖR MÅTTABELL, SE NEDAN

ART# VÄNSTER	ART# HÖGER	STORLEK	FÄRG	
7451-22	7451-32	Small	●	
7451-23	7451-33	Medium	●	
7451-24	7451-34	Large	●	
7451-25	7451-35	X-Large	●	
TB451	Extraskenor	Set om 3 st/frp		

DUPUYTREN GLOVE DORSAL

Extensionsortos

- * Uttag- och formbara skenor i aluminium (dorsalt)
- * Tillverkad av nylon och polyester




FÖR MÅTTABELL, SE NEDAN

ART# VÄNSTER	ART# HÖGER	STORLEK	FÄRG	
7450-22	7450-32	Small	●	
7450-23	7450-33	Medium	●	
7450-24	7450-34	Large	●	
7450-25	7450-35	X-Large	●	

MÅTTABELL - DUPUYTREN GLOVE

STORLEK	OMKRETS
Small	18-20 cm
Medium	20-23 cm
Large	23-25 cm
X-Large	25-27 cm

Mät runt MCP-lederna för rätt storlek



THERMOSKIN GLOVES

Handske i värmande material



Mät runt MCP-lederna

- * Ger stöd och lätt kompression
- * Antihalkyta volart för bättre grepp
- * Slät yta dorsalt för minskad friktion
- * Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- * Säljs parvis



ART#	STORLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET
53110	X-Small	15-17 cm	●	Parvis
53111	Small	18-20 cm	●	Parvis
53112	Medium	21-23 cm	●	Parvis
53113	Large	24-26 cm	●	Parvis
53114	X-Large	27-29 cm	●	Parvis
53115	XX-Large	30-32 cm	●	Parvis

PREFABRICERAD VILOSKENA

Förformad plastortos

- * Funktionell viloposition
- * Lätt att anpassa med varmluftspistol eller hett vatten
- * Tillverkad av 3,2 mm lågtemperaturplast



Mät diagonalt volart enligt bild



ART# VÄNSTER	ART# HÖGER	STORLEK	MÅTT	FÄRG
13530	13531	Small	7-8,9 cm	○
13532	13533	Medium	8,9-10 cm	○
13534	13535	Large	10-12 cm	○

PROGRESS VILOSKENA

Anpassningsbar viloskena

- * Fodrad aluminiumram
- * Lätt att anpassa
- * 5 fästband
- * Avtagbar fingerdelare
- * Avtagbart och tvättbart foder i ventilerande material



Mät diagonalt volart enligt bild



ART# VÄNSTER	ART# HÖGER	STORLEK	MÅTT	FÄRG
25560	25561	X-Small	7,6-8,3 cm	●
25562	25563	Small	8,3-8,9 cm	●
25564	25565	Medium	8,9-9,5 cm	●
25566	25567	Large	9,5-10,1 cm	●

PALM PROTECTOR

Kontrakturkudde

- * Syntetiskt fleeceliknande material
- * Justerbart band över handryggen
- * Maskintvättbar
- * Latexfri

ART#	VÄ/HÖ	STORLEK	ENHET	
52250-1	Vänster	One size	Styckvis	
52251-1	Höger	One size	Styckvis	



PALM CONE

Kontrakturkon

- * Frottéklädd plastkon
- * Justerbart band över handryggen
- * Maskintvättbar
- * Latexfri

ART#	STORLEK	MÅTT	ENHET	
5608	One size	13 cm	Styckvis	



PALM GRIP

Kontrakturkudde

- * Frottéklädd
- * Elastiskt band över handryggen
- * Maskintvättbar
- * Latexfri

ART#	STORLEK	MÅTT	ENHET	
6507	Small	11 x 6 cm	Styckvis	
6508	Large	13 x 7 cm	Styckvis	



FINGER CONTRACTURE

Kontrakturkudde med fingerseparerare

- * Frottéklädd
- * Elastiskt band över handryggen
- * Maskintvättbar
- * Latexfri

ART#	STORLEK	MÅTT	ENHET	
6560	One size	15 x 9 cm	Styckvis	



PRISMA CHILD ■ STABIL PLUS

Stabil handledsortos för barn

- * Förbockad, formbar volar aluminiumskena
- * 2 uttagbara dorsala aluminiumskenor
- * 2 utbytbara plastskenor medföljer för lättare stöd
- * Ulnar skenficka som möjliggör förstärkt stöd
- * Delbart band möjliggör anpassning för kraftigare underarm

PASSAR HANDLED MED OMKRETS 10-12 CM

ART#	VÄ/HÖ	STORLEK	LÄNGD	FÄRG	
7070-20	Vänster	One size	15 cm	●	
7070-30	Höger	One size	15 cm	●	



PRISMA THUMB CHILD

■ STABIL PLUS

Stabil tum- och handledsortos för barn

- * Förbockad, formbar volar aluminiumskena
- * Form- och uttagbara skenor kring tummen för enkel anpassning

PASSAR HANDLED MED OMKRETS 10-12 CM

ART#	VÄ/HÖ	STORLEK	LÄNGD	FÄRG	
455-LT	Vänster	One size	15 cm	●	
455-RT	Höger	One size	15 cm	●	



TIPS! FÖR STÖRRE BARN FINNS MÅNGA AV ORTOSERNA PÅ SID 8-22 I XXS OCH XS

COMFORT COOL CHILD

NEOPREN

Tumortos utan skena

- * Extraband runt tumbasen för ökad stabilitet
- * Utan kantband
- * Kan lätt klippas och justeras
- * Tillverkad av perforerad neopren
- * Ger även ett lätt stöd för handleden



Mät runt MCP-lederna



FINNS ÄVEN I VUXENSTORLEK, SE SID 22

ART#	VÄ/HÖ	STORLEK	OMKRETS	FÄRG
79546	Vänster	XXS	11-14 cm	●
79547	Höger	XXS	11-14 cm	●
79548	Vänster	XS	14-17 cm	●
79549	Höger	XS	14-17 cm	●

THUMB SPICA CHILD

NUSTIMWRAP

Enkel tumortos

- * Tunn och smidig
- * Ger även ett lätt stöd för handleden



Mät runt handleden



FINNS ÄVEN I VUXENSTORLEK, SE SID 23

ART# VÄ	ART# HÖ	STORLEK	OMKRETS	FÄRG
44201	44202	One size	9-12 cm	●

STELLA CHILD

NEOPREN

Tumortos utan skena

- * Utan kantband
- * Kan lätt klippas och justeras
- * Mjukt och följsamt material



Mät runt handleden



ART# VÄ	ART# HÖ	STORLEK	OMKRETS	FÄRG
7940-21	7940-31	1	7-10 cm	●
7940-22	7940-32	2	10-13 cm	●
7940-23	7940-33	3	13-17 cm	●

TVILLINGFÖRBAND

- * Tillverkad av slitstark kardborre
- * Lätt att anpassa för bästa passform
- * Tillverkad av nylon

ART#	BREDD	FÄRG	ENHET	
5647	1,6 cm	●	10 st/frp	
5648	2,5 cm	●	10 st/frp	
5649	5 cm	●	10 st/frp	
5647-1	1,6 cm	●	10 st/frp	
5648-1	2,5 cm	●	10 st/frp	



FINGER BUDDY STRAP

 NUSTIMWRAP

- * Mjuk och glidfri insida
- * Smutsavvisande utsida
- * Lågprofil kardborre
- * Lätt att anpassa för bästa passform

ART#	BREDD	FÄRG	ENHET	
15399-1	1,6 cm	●	5 st/frp	
15399-2	2,5 cm	●	5 st/frp	



3PP BUDDY LOOPS

■ NUSTIMWRAP

- * Mjuk och glidfri insida
- * Smutsavvisande utsida
- * Lågprofil kardborre
- * Lätt att anpassa för bästa passform

ART#	BREDD	FÄRG	ENHET
51886	1,3 cm	●	5 st/frp
51886-25	1,3 cm	●	25 st/frp
51886-50	1,3 cm	●	50 st/frp
51886-100	1,3 cm	●	100 st/frp

ART#	BREDD	FÄRG	ENHET
51887	1,9 cm	●	5 st/frp
51887-25	1,9 cm	●	25 st/frp
51887-50	1,9 cm	●	50 st/frp
51887-100	1,9 cm	●	100 st/frp

ART#	BREDD	FÄRG	ENHET
51888	2,5 cm	●	5 st/frp
51888-25	2,5 cm	●	25 st/frp
51888-50	2,5 cm	●	50 st/frp
51888-100	2,5 cm	●	100 st/frp



3PP FINGERFLEX

■ NUSTIMWRAP


- * Enkelt och effektivt volardrag för fingerleder
- * Mjuk och glidfri insida

ART#	FÄRG	ENHET
151004-5	●	5 st/frp
151004-25	●	25 st/frp



OVAL-8 FINGERRING

- * Fingerring i 1,6 mm polypropylen
- * Korrigerar flertalet felställningar
- * Ortosens vinkel går att justera med varmluftspistol
- * Latexfria



ART# STYCKVIS	ART# FRP	STORLEK	CIRKULÄRT MÅTT ÖVER PIP-LEDEN	STYCKPRIS	PRIS/FRP
51885-2	51885-2-5	2	4,3 cm		
51885-3	51885-3-5	3	4,5 cm		
51885-4	51885-4-5	4	5 cm		
51885-5	51885-5-5	5	5,3 cm		
51885-6	51885-6-5	6	5,7 cm		
51885-7	51885-7-5	7	5,9 cm		
51885-8	51885-8-5	8	6,2 cm		
51885-9	51885-9-5	9	6,4 cm		
51885-10	51885-10-5	10	6,8 cm		
51885-11	51885-11-5	11	7,1 cm		
51885-12	51885-12-5	12	7,4 cm		
51885-13	51885-13-5	13	7,7 cm		
51885-14	51885-14-5	14	8,1 cm		
51885-15	51885-15-5	15	8,2 cm		

OVAL-8 STORLEKSSET

- * Utprovningsset med samtliga 14 storlekar

ART#	BENÄMNING
51882	Oval-8 Storleksset



OVAL-8 STARTPAKET

- * Innehåller 44 ringar i storlekarna 2-15
- * Levereras i praktisk förvaringsbox

ART#	BENÄMNING
51881	Oval-8 Startpaket



FINGERSPLINT

- * Stabiliserar DIP-leden
- * Kan justeras med varmluftspistol
- * Tillverkad av ABS-plast
- * Latexfri

ART#	STORLEK	ENHET
5170	1-6	Styckvis



Mått tas cirkulärt runt DIP-leden

STORLEK	OMKRETS
1	4-4,5 cm
2	4,5-5 cm
3	5-5,5 cm

STORLEK	OMKRETS
4	5,5-6 cm
5	6-6,5 cm

STORLEK	OMKRETS
5,5	6,5-7 cm
6	7-8 cm

TRIGGERFIX

Enkel fingerortos

- * Stödjer och avlastar MCP-leden
- * Formbar aluminiumram
- * Bilateral
- * Tillverkad av aluminium, foam och frotté

ART#	STORLEK	MÅTT	FÄRG
5160-2	Small	5-6,5 cm	Svart
5160-3	Medium	6,5-8 cm	Svart
5160-4	Large	8-9 cm	Svart



Mått tas cirkulärt runt DIP-leden

RINGEN FINGERFÄRDIG

Fingerringar i kort och lång modell

- * Ortosens vinkel går att justera med varmluftspistol
- * För utprovning krävs storleksset
- * Latexfri



ART#	MODELL	FÄRG	STORLEK	ENHET
5180	Kort modell	Transparent	19-33	Styckvis
5181	Kort modell	● Blå	19-33	Styckvis
5182	Kort modell	● Turkos	19-33	Styckvis
5183	Kort modell	● Röd	19-33	Styckvis
5188	Kort modell	● Silver	19-33	Styckvis

ART#	MODELL	FÄRG	STORLEK	ENHET
5190	Lång modell	Transparent	1-12	Styckvis
5191	Lång modell	● Blå	1-12	Styckvis
5192	Lång modell	● Turkos	1-12	Styckvis
5193	Lång modell	● Röd	1-12	Styckvis
5198	Lång modell	● Silver	1-12	Styckvis

RINGEN FINGERFÄRDIG STORLEKSSET

- * Storleksset kommer komplett med samtliga storlekar på både kort och lång modell

ART#	BENÄMNING
5200	Storleksset



GATELL WRAP

- * Elastisk linda som fäster i sig själv
- * Längd 4,5 meter
- * Latexfri



ART# STYCKVIS	ART# FRP	BREDD	FÄRG	STYCKPRIS	PRIS/FRP
3050	3050-24	2,5 cm	●		
3150	3150-12	5 cm	●		
3051	3051-24	2,5 cm	●		
3151	3151-12	5 cm	●		
3052	3052-24	2,5 cm	●		
3152	3152-12	5 cm	●		
3053	3053-24	2,5 cm	●		
3153	3153-12	5 cm	●		

DEMA WRAP

- * Lättviktslinda som fäster i sig själv
- * Längd 4,6 meter
- * Latexfri



ART# STYCKVIS	ART# FRP	BREDD	FÄRG	STYCKPRIS	PRIS/FRP
68510-1	68510	2,5 cm	●		
68511-1	68511	5,1 cm	●		
Ej styckvis	68514	7,5 cm	●		
68512-1	68512	2,5 cm	Blandade färger		
68513-1	68513	5,1 cm	Blandade färger		

GATELL TAPE

- * Kinesiotape i 6 olika färger
- * Latexfri



ART#	MÅTT	FÄRG	ENHET
4050	5 cm x 5 m	●	Styckvis
4051	5 cm x 5 m	●	Styckvis
4052	5 cm x 5 m	●	Styckvis
4053	5 cm x 5 m	●	Styckvis
4054	5 cm x 5 m	●	Styckvis
4055	5 cm x 5 m	●	Styckvis

KINESIO TEX GOLD FP

- * Kinesiotape i 4 olika färger
- * Latexfri



ART#	MÅTT	FÄRG	ENHET
32364-1	5 cm x 5 m	●	Styckvis
32364-2	5 cm x 31,5 m	●	Styckvis
32365-1	5 cm x 5 m	●	Styckvis
32365-2	5 cm x 31,5 m	●	Styckvis
32366-1	5 cm x 5 m	●	Styckvis
32366-2	5 cm x 31,5 m	●	Styckvis
32367-1	5 cm x 5 m	●	Styckvis
32367-2	5 cm x 31,5 m	●	Styckvis

VÅRA GARANTIER - DIN TRYGGHET

VÅR AMBITION ÄR ATT KOMBINERA DE BÄSTA PRODUKTERNA MED DE BÄSTA PRISERNA OCH DÄRFÖR HAR VI LÄGSTA PRISGARANTI PÅ ALLA VÅRA PRODUKTER.

HITTAR DU EN AV VÅRA PRODUKTER HOS EN AV VÅRA KONKURRENTER TILL ETT LÄGRE PRIS SÅ SÄNKER VI VÅRT!



ACTIVE EPIKONDYLITSPÄNNE

- * Tunt och smidigt
- * Bilateralt
- * Flyttbar silikonpelott
- * Tillverkad av polyester, polyamid och polyethylene

ART#	STORLEK	FÄRG	
3710	One size	●	



EPI EPIKONDYLITSPÄNNE

- * Tunt och smidigt
- * Bilateralt
- * Foampelott
- * Tillverkad av polyester och polyamid

ART#	STORLEK	FÄRG	
3711	One size	●	



CATELL ELBOWSTRAP

- * Tunn och smidig
- * Bilateral
- * Kardborrband för justerbart omfång
- * Uttagbara fjädrar för anpassning av stabilitet
- * Korsettmaterial tillverkat av polyester, elastan och nylon

ART#	BENÄMNING	BREDD	LÄNGD	FÄRG
3740-1	Short	19 cm	50 cm	●
3740-2	Long	25 cm	60 cm	●



HEELBO ARMBÅGSORTOS


- * Bilateral
- * Skumplastvaddering (Polyuretan)
- * Tillverkad av mjukt trikåfoder
- * Säljs parvis

ART#	STORLEK	OMKRETS	FÄRG
15961-1	Small	18 cm	●
15961-2	Medium	20 cm	●
15961-3	Large	22 cm	○
15961-4	X-Large	24 cm	●
15961-6	XX-Large	29 cm	●



Mått tas cirkulärt runt armbågen

KONTAKT



TELEFON
08-727 95 30



MAIL
INFO@CATELL.SE



WEBB
WWW.CATELL.SE

CATELL MULTISLING

- * Bilateral
- * Metervara
- * 28 st krokodilkardborrar medföljer
- * Tillverkad av nylon och polyester

ART#	BREDD	LÄNGD	FÄRG
8840	55 mm	2 x 12 m	●



CATELL ARMSLING LIGHT

- * Bilateral
- * Appliceras snett över ryggen
- * Anpassas med låssöljor och kardborre
- * Längden kan justeras
- * Tillverkad av nylon och polyester

ART#	BREDD	LÄNGD	FÄRG
8850	55 mm	136 cm	●



CATELL ACTIVE SHOULDER

- * Bilateral
- * Anpassas med spännen och kardborre
- * Justerbara elastiska axelband för extra stöd
- * Tillverkad i mjukt spacermaterial (polyester, polyamid och elasthan)

ART#	STORLEK	FÄRG
8860	X-Small - X-Large	●



	XS	S	M	L	XL
CM	25-27	27-29	29-32	32-35	35-38

Mät cirkulärt runt överarmen för rätt storlek

CATELL ARMSLING SMART

- * Bilateral
- * Appliceras snett över ryggen
- * Bålband och flyttbara manschetter för överarm och underarm
- * Anpassas med plastspänne och kardborre
- * Mjukt foammaterial tillverkat av nylon och polyester

ART#	STORLEK	FÄRG
8870	One size	●



CATELL HUMERUS LOCK

- * Bilateral
- * Anpassas med kardborrband
- * Extra polster och strumpa medföljer
- * Tillverkad av formbar PE-plast, samt polster av mjukt foammaterial i nylon och polyester

ART#	STORLEK	FÄRG	ONE SIZE
8890	One size	●	CM 24-40



Passar överarm med omkrets 24-40 cm



CATELL ARMSLING STANDARD

- * Bilateral
- * Appliceras snett över ryggen
- * Anpassas med spännen och kardborre
- * Löst midjebälte för immobilisering av arm mot bål
- * Mjukt foammaterial tillverkat av nylon och polyester

ART#	STORLEK	FÄRG
BA110	X-Small - X-Large	●



	XS	S	M	L	XL
CM	23-28	28-33	33-38	38-43	43-48

Mät underarmslängden i centimeter för rätt storlek

CATELL ARMSLING ABDUCTION 30°

- * Bilateral
- * Appliceras snett över ryggen
- * Anpassas med spännen och kardborre
- * Kuddens mått: 25x12 cm
- * Löst midjebälte för immobilisering av arm mot bål
- * Mjukt foammaterial tillverkat av nylon, polyester och polyeterskum

ART#	STORLEK	FÄRG
BA140	Small - Large	●



	S	M	L
CM	28-33	33-38	38-43

Mät underarmslängden i centimeter för rätt storlek

CATELL ARMSLING DOUBLE

- * Bilateral
- * Två breda band fördelar vikten över axlarna
- * Anpassas med reglerbart kardborrband
- * Brett extraband för fixering av arm mot bål
- * Mjukt foammaterial tillverkat av nylon och polyester

ART#	STORLEK	FÄRG
BA160	Small - Large	●



	S	M	L
CM	28-33	33-38	38-43

Mät underarmslängden i centimeter för rätt storlek

VÅRA GARANTIER - DIN TRYGGHET



VI VILL ATT DU SKA KÄNNA DIG TRYGG NÄR DU HANDLAR HOS OSS OCH DÄRFÖR ERBJUDER VI NÖJD KUNDGARANTI.

ÄR DU AV NÅGON ANLEDNING INTE NÖJD MED PRODUKTEN DU KÖPT FRÅN OSS SÅ BYTER VI UT DEN.



EDEMA LIGHT - 3/4 FINGER

- * Bilateral ödemhandske
- * Tillverkad av nylon och lycra
- * Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- * Latexfria
- * Säljs styckvis



Mät runt MCP-lederna



KOMPRESSIONSKLASS I-2 (15-25 mmHg)

ART#	STORLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET
7050-0	XX-Small	13-15 cm	●	Styckvis
7050-1	X-Small	15-18 cm	●	Styckvis
7050-2	Small	18-20 cm	●	Styckvis
7050-3	Medium	20-22 cm	●	Styckvis
7050-4	Large	22-24 cm	●	Styckvis
7050-5	X-Large	24-27 cm	●	Styckvis

EDEMA LIGHT - FULLFINGER

- * Bilateral ödemhandske
- * Tillverkad av nylon och lycra
- * Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- * Latexfria
- * Säljs styckvis



Mät runt MCP-lederna



KOMPRESSIONSKLASS I-2 (15-25 mmHg)

ART#	STORLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET
7150-0	XX-Small	13-15 cm	●	Styckvis
7150-1	X-Small	15-18 cm	●	Styckvis
7150-2	Small	18-20 cm	●	Styckvis
7150-3	Medium	20-22 cm	●	Styckvis
7150-4	Large	22-24 cm	●	Styckvis
7150-5	X-Large	24-27 cm	●	Styckvis

EDEMA LIGHT - 3/4 FINGER

- * Bilateral ödemhandske
- * Tillverkad av nylon och lycra
- * Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- * Latexfria
- * Säljs styckvis



Mät runt MCP-lederna



KOMPRESSIONSKLASS I-2 (15-25 mmHg)

ART#	STORLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET
7051-0	XX-Small	13-15 cm	●	Styckvis
7051-1	X-Small	15-18 cm	●	Styckvis
7051-2	Small	18-20 cm	●	Styckvis
7051-3	Medium	20-22 cm	●	Styckvis
7051-4	Large	22-24 cm	●	Styckvis
7051-5	X-Large	24-27 cm	●	Styckvis

EDEMA LIGHT - FULLFINGER

- * Bilateral ödemhandske
- * Tillverkad av nylon och lycra
- * Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- * Latexfria
- * Säljs styckvis



Mät runt MCP-lederna



KOMPRESSIONSKLASS I-2 (15-25 mmHg)

ART#	STORLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET
7151-0	XX-Small	13-15 cm	●	Styckvis
7151-1	X-Small	15-18 cm	●	Styckvis
7151-2	Small	18-20 cm	●	Styckvis
7151-3	Medium	20-22 cm	●	Styckvis
7151-4	Large	22-24 cm	●	Styckvis
7151-5	X-Large	24-27 cm	●	Styckvis

EDEMA MORE - 3/4 FINGER

- * Bilateral ödemhandske
- * Tillverkad av nylon och lycra
- * Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- * Latexfria
- * Säljs styckvis



Mät runt MCP-lederna



KOMPRESSIONSKLASS 2 (23-32 mmHg)

ART#	STORLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET	
8050-0	XX-Small	13-15 cm	●	Styckvis	
8050-1	X-Small	15-18 cm	●	Styckvis	
8050-2	Small	18-20 cm	●	Styckvis	
8050-3	Medium	20-22 cm	●	Styckvis	
8050-4	Large	22-24 cm	●	Styckvis	
8050-5	X-Large	24-27 cm	●	Styckvis	

EDEMA MORE - FULLFINGER

- * Bilateral ödemhandske
- * Tillverkad av nylon och lycra
- * Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- * Latexfria
- * Säljs styckvis



Mät runt MCP-lederna



KOMPRESSIONSKLASS 2 (23-32 mmHg)

ART#	STORLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET	
8150-0	XX-Small	13-15 cm	●	Styckvis	
8150-1	X-Small	15-18 cm	●	Styckvis	
8150-2	Small	18-20 cm	●	Styckvis	
8150-3	Medium	20-22 cm	●	Styckvis	
8150-4	Large	22-24 cm	●	Styckvis	
8150-5	X-Large	24-27 cm	●	Styckvis	

EDEMA MORE - 3/4 FINGER

- * Bilateral ödemhandske
- * Tillverkad av nylon och lycra
- * Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- * Latexfria
- * Säljs styckvis



Mät runt MCP-lederna



KOMPRESSIONSKLASS 2 (23-32 mmHg)

ART#	STORLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET
8051-0	XX-Small	13-15 cm	●	Styckvis
8051-1	X-Small	15-18 cm	●	Styckvis
8051-2	Small	18-20 cm	●	Styckvis
8051-3	Medium	20-22 cm	●	Styckvis
8051-4	Large	22-24 cm	●	Styckvis
8051-5	X-Large	24-27 cm	●	Styckvis

EDEMA MORE - FULLFINGER

- * Bilateral ödemhandske
- * Tillverkad av nylon och lycra
- * Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- * Latexfria
- * Säljs styckvis



Mät runt MCP-lederna



KOMPRESSIONSKLASS 2 (23-32 mmHg)

ART#	STORLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET
8151-0	XX-Small	13-15 cm	●	Styckvis
8151-1	X-Small	15-18 cm	●	Styckvis
8151-2	Small	18-20 cm	●	Styckvis
8151-3	Medium	20-22 cm	●	Styckvis
8151-4	Large	22-24 cm	●	Styckvis
8151-5	X-Large	24-27 cm	●	Styckvis

CATELL ÖDEMHANDSKE - 3/4 FINGER

- * Tillverkad av nylon och lycra
- * Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- * Latexfria
- * Säljs styckvis



Mät runt MCP-lederna



KOMPRESSIONSKLASS I-2 (15-25 mmHg)

ART# VÄNSTER	ART# HÖGER	STORLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET	
5050-01	5050-11	X-Small	15-18 cm	●	Styckvis	
5050-02	5050-12	Small	18-20 cm	●	Styckvis	
5050-03	5050-13	Medium	20-22 cm	●	Styckvis	
5050-04	5050-14	Large	22-24 cm	●	Styckvis	

CATELL ÖDEMHANDSKE - FULLFINGER

- * Tillverkad av nylon och lycra
- * Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- * Latexfria
- * Säljs styckvis



Mät runt MCP-lederna



KOMPRESSIONSKLASS I-2 (15-25 mmHg)

ART# VÄNSTER	ART# HÖGER	STORLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET	
6050-01	6050-11	X-Small	15-18 cm	●	Styckvis	
6050-02	6050-12	Small	18-20 cm	●	Styckvis	
6050-03	6050-13	Medium	20-22 cm	●	Styckvis	
6050-04	6050-14	Large	22-24 cm	●	Styckvis	

NORCO ÖDEMHANDSKE - 3/4 FINGER

- * Tillverkad av nylon och lycra
- * Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- * Latexfria
- * Säljs styckvis



Mät runt MCP-lederna

KOMPRESSIONSKLASS I-2 (15-25 mmHg)



ART# VÄNSTER	ART# HÖGER	STORLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET
53220	53221	X-Small	15-18 cm	●	Styckvis
53222	53223	Small	18-20 cm	●	Styckvis
53224	53225	Medium	19-22 cm	●	Styckvis
53226	53227	Large	20-25 cm	●	Styckvis

NORCO ÖDEMHANDSKE - FULLFINGER

- * Tillverkad av nylon och lycra
- * Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- * Latexfria
- * Säljs styckvis



Mät runt MCP-lederna

KOMPRESSIONSKLASS I-2 (15-25 mmHg)



ART# VÄNSTER	ART# HÖGER	STORLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET
53210	53211	X-Small	15-18 cm	●	Styckvis
53212	53213	Small	18-20 cm	●	Styckvis
53214	53215	Medium	19-22 cm	●	Styckvis
53216	53217	Large	20-25 cm	●	Styckvis

ISOTONER HANDSKAR - 3/4 FINGER

- * Tillverkade av nylon och lycra
- * Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- * Ingen söm över tumbasen
- * Latexfria
- * Säljs parvis



Mät runt MCP-lederna



KOMPRESSIONSKLASS 2 (23-32 mmHg)


ART#	STORLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET
25830-1	X-Small	13-15 cm	●	Par
25830-2	Small	15-18 cm	●	Par
25830-3	Medium	18-20 cm	●	Par
25830-4	Large	20-23 cm	●	Par

ISOTONER HANDSKAR - FULLFINGER

- * Tillverkade av nylon och lycra
- * Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- * Ingen söm över tumbasen
- * Latexfria
- * Säljs parvis



Mät runt MCP-lederna



KOMPRESSIONSKLASS 2 (23-32 mmHg)

ART#	STORLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET
25831-1	X-Small	13-15 cm	●	Par
25831-2	Small	15-18 cm	●	Par
25831-3	Medium	18-20 cm	●	Par
25831-4	Large	20-23 cm	●	Par

EDEMA LIGHT LONG – FULLFINGER

- * Bilateral ödemhandske
- * Tillverkad av nylon och lycra
- * Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
- * Latexfria
- * Säljs styckvis



Mät runt MCP-lederna



KOMPRESSIONSKLASS I-2 (15-25 mmHg)

ART#	STORLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET
7160-2	Small	18-20 cm	●	Styckvis
7160-3	Medium	20-22 cm	●	Styckvis
7160-4	Large	22-24 cm	●	Styckvis

CICATREX HANDSKE

- * Bilateral ödemhandske
- * Tillverkad av polyamid och elastan
- * Vid behov kan fingertopparna öppnas genom att klippa med sax, fransar ej
- * Två längder
- * Säljs styckvis



Mät runt MCP-lederna



KOMPRESSIONSKLASS I-3 (20-36 mmHg)

ART#	BENÄMNING	FÄRG	ENHET
344805	Lång handske - Fullfinger	●	Styckvis
344806	Kort handske - Fullfinger	●	Styckvis
3448071	Kort handske - 3/4 Finger	●	Styckvis
3448072	Kort handske - 3/4 Finger	●	Styckvis

STORLEK	OMKRETS
1 (XXXS)	13-14,5 cm
2 (XXS)	15-16,5 cm
3 (XS)	17-18,5 cm

STORLEK	OMKRETS
4 (S)	19-20,5 cm
5 (M)	21-22,5 cm
6 (L)	23-24,5 cm

STORLEK	OMKRETS
7 (XL)	25-26,5 cm
8 (XXL)	27-28,5 cm

FINGER LIGHT

- * Cirkulär kompressionsstrumpa
- * Tillverkad av nylon och lycra
- * Konformad för att passa fingrets anatomi
- * Vid behov kan längden anpassas med sax, fransar ej
- * Latexfri




KOMPRESSIONSKLASS I-2 (15-25 mmHg)

FÖR MÅTTABELL, SE NEDAN

ART# 3 FRP	ART# 30 FRP	STORLEK	LÄNGD	FÄRG	PRIS/3 FRP	PRIS/30 FRP
7250-1	7250-1-30	X-Small	10 cm	●		
7250-2	7250-2-30	Small	10 cm	●		
7250-3	7250-3-30	Medium	10 cm	●		
7250-4	7250-4-30	Large	10 cm	●		
7250-5	7250-5-30	X-Large	10 cm	●		

FINGER MORE

- * Cirkulär kompressionsstrumpa
- * Tillverkad av nylon och lycra
- * Konformad för att passa fingrets anatomi
- * Vid behov kan längden anpassas med sax, fransar ej
- * Latexfri



KOMPRESSIONSKLASS 2 (23-32 mmHg)

FÖR MÅTTABELL, SE NEDAN

ART# 3 FRP	ART# 30 FRP	STORLEK	LÄNGD	FÄRG	PRIS/3 FRP	PRIS/30 FRP
8250-1	8250-1-30	X-Small	10 cm	●		
8250-2	8250-2-30	Small	10 cm	●		
8250-3	8250-3-30	Medium	10 cm	●		
8250-4	8250-4-30	Large	10 cm	●		
8250-5	8250-5-30	X-Large	10 cm	●		

STRL	CIRKULÄRT MÅTT DISTALT	CIRKULÄRT MÅTT PROXIMALT
XS	30 mm	50 mm
S	40 mm	60 mm
M	50 mm	70 mm

STRL	CIRKULÄRT MÅTT DISTALT	CIRKULÄRT MÅTT PROXIMALT
L	60 mm	80 mm
XL	70 mm	90 mm

CATELL FINGERSTRUMPA

- * Cirkulär kompressionsstrumpa
- * Tillverkad av lycra
- * Klipps i önskad längd, fransar ej
- * Latexfri




KOMPRESSIONSKLASS 2 (23-32 mmHg)

ART#	STORLEK	PIP OMKRETS	LÄNGD	FÄRG	ENHET
5093	X-Small	2-3,9 cm	46 cm	●	Styckvis
5093-140	X-Small	2-3,9 cm	140 cm	●	Styckvis
5094	Small	3,5-5,4 cm	46 cm	●	Styckvis
5094-140	Small	3,5-5,4 cm	140 cm	●	Styckvis
5095	Medium	4,8-6,7 cm	46 cm	●	Styckvis
5095-140	Medium	4,8-6,7 cm	140 cm	●	Styckvis
5096	Large	6-7,3 cm	46 cm	●	Styckvis
5096-140	Large	6-7,3 cm	140 cm	●	Styckvis
5097	X-Large	7-7,6 cm	46 cm	●	Styckvis
5097-140	X-Large	7-7,6 cm	140 cm	●	Styckvis
5098	XX-Large	7,6-8,5 cm	46 cm	●	Styckvis
5098-140	XX-Large	7,6-8,5 cm	140 cm	●	Styckvis

CICATREX FINGERSTRUMPA

- * Cirkulär kompressionsstrumpa
- * Tillverkad av polyamid och elastan
- * Vid behov kan längden anpassas med sax, fransar ej
- * Latexfri



Mät rakt över fingerbasen



KOMPRESSIONSKLASS 1-3 (20-36 mmHg)

ART#	STORLEK	MÅTT	LÄNGD	FÄRG	ENHET
3446-1	1	25-27 mm	10 cm	●	Styckvis
3446-50	1	25-27 mm	10 cm	●	50 st/frp
3446-2	2	29-31 mm	10 cm	●	Styckvis
3446-51	2	29-31 mm	10 cm	●	50 st/frp

SILIPOS INFORMATION

Silipos produkter är tillverkade av en patenterad polymergel som bekläts med en mjuk och bekväm textil. Gelen avger långsamt en medicinsk mineralolja (USP) som mjukar upp och fuktar huden.

Samtliga Siliposprodukter är latexfria samt hud- och allergitestade.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- * Skyddar mot tryck och skav
- * Motverkar ärrbildning
- * Tryckavlastande
- * Kan användas mot besvär som orsakats av torrhet
- * Hyperestesi
- * Kompression

TIPS

Produkterna kan rengöras (handtvätt) och användas på nytt. Rengör, lufttorka och strö lite talkpuder på produkten.

REKOMMENDATIONER

- * Tvätta och torka området som ska behandlas.
- * Dra strumpan/tuben över exempelvis fingret och placera gelen direkt över området som ska behandlas.
- * Avlägsna produkten minst 3-4 timmar dagligen så att huden får luftas.

För fler rekommendationer och tips, se bruksanvisning eller www.silipos.com

VARNING

- * Produkterna får ej läggas på öppna sår.
- * Om irritation, obehag eller nedsatt cirkulation uppstår, kontakta läkare.



SILIPOS[®]
THE GLOBAL LEADER IN GEL TECHNOLOGIES[®]

Fresco Gelprodukter för fingrar och tår är tillverkade av en patenterad polymergel. Produkterna finns både med och utan beklädnad. De textilkädda produkterna ger en viss kompression medan produkterna utan textil ger minimal kompression. Gelen i produkterna avger långsamt en medicinsk mineralolja som mjukar upp och fuktar huden.

Frescos gelplatta är tillverkad av 100% medicinskt klassad mjuk silikon. Även denna finns både med och utan beklädnad.

Samtliga Frescoprodukter är latexfria samt hud- och allergitestade.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- * Skyddar mot tryck och skav
- * Motverkar ärrbildning
- * Tryckavlastande
- * Kan användas mot besvär som orsakats av torrhet
- * Hyperestesi
- * Kompression

TIPS

Produkterna kan rengöras (handtvätt) och användas på nytt. Rengör, lufttorka och strö lite talkpuder på produkten.

REKOMMENDATIONER

- * Tvätta och torka området som ska behandlas.
- * Dra strumpan/tuben över exempelvis fingret och placera gelen direkt över området som ska behandlas.

För fler rekommendationer och tips, se bruksanvisning eller www.catell.se

VARNING

- * Produkterna får ej läggas på öppna sår.
- * Om irritation, obehag eller nedsatt cirkulation uppstår, kontakta läkare.



SILIPOS DIGITAL PADS


- * Elastisk textilring
- * Tryckavlastande
- * 6,4 mm tjock gelpelott
- * Lämplig för både fingrar och tår



ART#	STORLEK	DIAMETER	LÄNGD	ENHET	
10055	Mini	17 mm	22 mm	12 st/frp	
10065	Small/Medium	19 mm	25 mm	12 st/frp	
10075	Large/X-Large	28 mm	32 mm	12 st/frp	

SILIPOS DIGITAL CAP RIBBED

- * Textilklädd strumpa med insida av gel
- * Elastiskt material
- * Stötdämpande
- * Lämplig för både fingrar och tår
- * Kan anpassas med sax



ART#	STORLEK	DIAMETER	LÄNGD	ENHET	
10195	Mini	16 mm	6,5 cm	6 st/frp	
10205	Small/Medium	19 mm	6,5 cm	6 st/frp	
10206	Large/X-Large	25 mm	6,5 cm	6 st/frp	
10207	XX-Large	28 mm	6,5 cm	6 st/frp	

SILIPOS DIGITAL CAP MESH

- * Mer kompression än Digital Cap (Ribbed)
- * Textilklädd strumpa med insida av gel
- * Elastiskt material
- * Stötdämpande
- * Lämplig för både fingrar och tår
- * Kan anpassas med sax



ART#	STORLEK	DIAMETER	LÄNGD	ENHET	
10235	Small/Medium	19 mm	6,5 cm	8 st/frp	

FRESCO DIGITAL CAP RIBBED

- * Textilklädd strumpa med insida av gel
- * Elastiskt material
- * Stötdämpande
- * Lämplig för både fingrar och tår
- * Kan anpassas med sax



ART#	STORLEK	DIAMETER	LÄNGD	ENHET	
00033-02	Small	15 mm	6 cm	2 st/frp	
00033-04	Large	20 mm	6 cm	2 st/frp	
00033-05	X-Large	25 mm	6 cm	2 st/frp	

FRESCO DIGITAL CAP GEL

- * Strumpa tillverkad av gel
- * Stötdämpande
- * Tvättbar (tvål och vatten)
- * Lämplig för både fingrar och tår
- * Kan anpassas med sax




ART#	STORLEK	DIAMETER	LÄNGD	ENHET	
00033-01	Small	15 mm	5,5 cm	2 st/frp	
00033-09	Medium	20 mm	5,5 cm	2 st/frp	
00033-03	Large	25 mm	5,5 cm	2 st/frp	

SILIPOS GEL TUBING RIBBED

- * Elastisk textiltub med insida av gel
- * Lämplig för både fingrar och tår
- * Klipps i önskad längd


ART#	DIAMETER	LÄNGD	ENHET	
10865	20 mm	15 cm	2 st/frp	
10875	25 mm	15 cm	2 st/frp	



SILIPOS GEL TUBING MESH

- * Mer kompression än Gel Tubing (Ribbed)
- * Elastisk textiltub med insida av gel
- * Klipps i önskad längd

ART#	DIAMETER	LÄNGD	ENHET	
10845	7,6 cm	25 cm	Styckvis	
10855	2 cm	15 cm	3 st/frp	



FRESCO DIGITAL TUBE RIBBED

- * Elastisk textiltub med insida av gel
- * Lämplig för både fingrar och tår
- * Klippas i önskad längd



ART#	STORLEK	DIAMETER	LÄNGD	ENHET
00050-03	Small	15 mm	7 cm	2 st/frp
00050-04	Medium	20 mm	7 cm	2 st/frp
00050-05	Large	25 mm	7 cm	2 st/frp

FRESCO DIGITAL TUBE GEL

- * Elastisk med insida av gel
- * Lämplig för både fingrar och tår
- * Klippas i önskad längd



ART#	STORLEK	DIAMETER	LÄNGD	ENHET
00051-01	Small	15 mm	8 cm	2 st/frp
00051-02	Large	25 mm	8 cm	2 st/frp

SILIPOS DIGISTRIP

- * Elastisk textiltub med halva insidan av gel
- * Lämplig för både fingrar och tår
- * Klippas i önskad längd



ART#	STORLEK	DIAMETER	LÄNGD	ENHET	
1100	Small	17 mm	60 cm	2 st/frp	
1101	Medium	19 mm	60 cm	2 st/frp	
1102	Large	25 mm	60 cm	2 st/frp	

SILIPOS HALF GEL COATED BODY SLEEVING

- * Elastisk textiltub med halva insidan av gel
- * Klippas i önskad längd



ART#	DIAMETER	LÄNGD	ENHET	
10925	8,3 cm	3 m	Styckvis	
10935	10 cm	3 m	Styckvis	
10945	13 cm	3 m	Styckvis	

SILIPOS GELRULLE

- * Elastiskt bandage med ärrbehandlande gel på insidan
- * Klippas till önskad storlek



ART#	MÅTT	ENHET	
10355	10 cm x 1,2 m	Styckvis	

SILIPOS CARPAL GEL PADS

- * Gelkudde med självhäftande baksida
- * Kan placeras i plast- eller prefabricerad ortos

ART#	BREDD	LÄNGD	ENHET
14205	5 cm	15 cm	3 st/frp



SILIPOS GELPELOTT

- * Tryckavlastande gelpelletter
- * 3 mm
- * Självhäftande
- * Tvättbar med tvål och vatten
- * Latexfri

ART#	DIAMETER	ENHET
10255	30 mm	15 st/frp



DUO 10

- * 2-komponentsmassa tillverkad av silikon
- * Används vid ärrbehandling
- * Latexfri

ART#	STORLEK
01924-00	250g + 250g



FRESCO GELPLATTA

- * Ärrbehandlande silikonplatta
- * 1,7 mm
- * Självhäftande på ena sidan
- * Tvättbar med tvål och vatten
- * Kan lätt anpassas med sax
- * Latexfri

ART#	BESKRIVNING	MÅTT	ENHET	
02555-02	Gel	10 x 10 cm	Styckvis	
02555-03	Gel	30 x 40 cm	Styckvis	



FRESCO GELPLATTA TEXTIL

- * Ärrbehandlande silikonplatta
- * 1,7 mm
- * Självhäftande på ena sidan
- * Textilklädd utsida
- * Tvättbar med tvål och vatten
- * Kan lätt anpassas med sax
- * Latexfri

ART#	BESKRIVNING	MÅTT	ENHET	
02555-32	Textilklädd	10 x 10 cm	Styckvis	
02555-33	Textilklädd	30 x 40 cm	Styckvis	



TOPIGEL

- * Ärrbehandlande silikonplatta
- * Tunn och smidig (0,9 mm)
- * Självhäftande på ena sidan
- * Tvättbar med tvål och vatten
- * Kan lätt anpassas med sax
- * Latexfri

ART#	MÅTT	ENHET	
15460	14x12 cm	Styckvis	
15462	14x12 cm	5 st/frp	
15300	28x40 cm	Styckvis	



SILIPOS GELPLATTA

- * Tryckavlastande gelplatta
- * 3 mm
- * Tvättbar med tvål och vatten
- * Kan lätt anpassas med sax
- * Latexfri



ART#	BESKRIVNING	MÅTT	ENHET	
15505	Självhäftande	10x10 cm	2 st/frp	
15515	Standard	10x10 cm	2 st/frp	

NORGO EXERCISE PUTTY (THERAPUTTY)

- * Silikonbaserad handträningsdeg
- * Olika hårdhetsgrader
- * Latexfri



ART#	MOTSTÅND	FÄRG	VIKT/ENHET	
52310-03	Supermjuk	○ Vit	85 gram	
52310-10	Supermjuk	○ Vit	2,3 kg	
52320-03	Extra Mjuk	● Ljusblå	85 gram	
52320-10	Extra Mjuk	● Ljusblå	2,3 kg	
52330-03	Mjuk	● Turkos	85 gram	
52330-10	Mjuk	● Turkos	2,3 kg	
52340-03	Medium	● Ljusgrön	85 gram	
52340-10	Medium	● Ljusgrön	2,3 kg	
52350-03	Medium Hård	● Mörkblå	85 gram	
52350-10	Medium Hård	● Mörkblå	2,3 kg	
51024	Tomma burkar med lock		10 st/frp	

SLO-FOAM

- * Skumgummikub i olika hårdheter
- * Tillverkad av polyuretanskum
- * Latexfri



ART# STYCKVIS	ART# FRP	MOTSTÅND	FÄRG	STYCKPRIS	FRP
5087	5087-32	Extra Mjuk	●	39.-	(32 st/frp)
5085	5085-32	Mjuk	●	39.-	(32 st/frp)
5086	5086-32	Medium	●	39.-	(32 st/frp)
5088	5088-32	Hård	●	39.-	(32 st/frp)

SKUMGUMMIBOLL

- * Låg vikt
- * Diameter 7 cm
- * Latexfri
- * Tillverkad av polyeterskum



ART#	FÄRG	MOTSTÅND	ENHET
5270	●	Mjuk	Styckvis
5271	●	Medium	Styckvis
5272	●	Hård	Styckvis

SKUMGUMMIBOLL MED ÖVERDRAG

- * Låg vikt
- * Diameter 7 cm
- * Latexfri
- * Tillverkad av polyeterskum




ART#	FÄRG	MOTSTÅND	ENHET
5370	●	Mjuk	Styckvis
5371	●	Medium	Styckvis
5372	●	Hård	Styckvis

HAND EXERCISER

- * Träningsredskap för senglidning och styrka
- * Motstånd justeras med gummiband
- * 5 olika motstånd medföljer

ART#	MÅTT	ENHET
10-1800	12,7 x 10 cm	Styckvis



THERA-BAND

- * Träningsband med olika motstånd
- * Motståndet ökar 25% per färg
- * Bredd 13 cm



ART#	MOTSTÅND	LÄNGD	FÄRG	
20010	Mycket lätt	5,5 m	○	
20110	Mycket lätt	45 m	○	
20020	Lätt	5,5 m	●	
20120	Lätt	45 m	●	
20030	Medium	5,5 m	●	
20130	Medium	45 m	●	
20040	Hårt	5,5 m	●	
20140	Hårt	45 m	●	
20050	Extra hårt	5,5 m	●	
20150	Extra hårt	45 m	●	
20060	Väldigt hårt	5,5 m	●	
20160	Väldigt hårt	45 m	●	

FLEXIBLE EXERCISE BAR

- * Lämplig för träning av grepp och styrka



ART#	MOTSTÅND	LÄNGD	FÄRG	
26103	Extra lätt	30 cm	●	
26100	Lätt	30 cm	●	
26101	Medium	30 cm	●	
26102	Hårt	30 cm	●	

CANDO TRÄNINGSBAND

- * Träningsband med olika motstånd
- * Bredd 12,7 cm
- * Latexfri



ART#	MOTSTÅND	LÄNGD	FÄRG
10-5610	XX-Lätt	5,5 m	●
10-5620	XX-Lätt	45 m	●
10-5611	X-Lätt	5,5 m	●
10-5621	X-Lätt	45 m	●
10-5612	Lätt	5,5 m	●
10-5622	Lätt	45 m	●
10-5613	Medium	5,5 m	●
10-5623	Medium	45 m	●
10-5614	Hårt	5,5 m	●
10-5624	Hårt	45 m	●
10-5615	X-Hårt	5,5 m	●
10-5625	X-Hårt	45 m	●

TWIST N`BEND

- * Lämplig för träning av grepp och styrka



ART#	MOTSTÅND	LÄNGD	FÄRG
10-1510	XX-Lätt	30 cm	●
10-1511	X-Lätt	30 cm	●
10-1512	Lätt	30 cm	●
10-1513	Medium	30 cm	●
10-1514	Hårt	30 cm	●
10-1515	X-Hårt	30 cm	●

HANDLEDSBRÄDA JUSTERBAR


- * Höjden kan justeras mellan 0-19,5 cm
- * Används vid träning av handleden och MCP-leder
- * Kan användas vid mätning av handledsrörlighet
- * Tillverkad i plast
- * Tål maskindisk och ytdesinfektion

ART#	MÅTT	ENHET	
K100	30x14 cm	Styckvis	



SOLITÄR

- * 2 olika längder på pinnarna
- * Diametermått på pinnarna: 1 cm
- * Spelregler ingår
- * Tål maskindisk och ytdesinfektion



ART#	UTFÖRANDE	MÅTT	ENHET	
S100	Korta pinnar (4,5 cm)	30x30 cm	Styckvis	
S110	Långa pinnar (14 cm)	30x30 cm	Styckvis	

GREPPFUNKTIONSTRÄNING 4X5


- * 14 cm långa pinnar
- * Diametermått på pinnarna: 1, 1,5, 2 och 2,5 cm
- * Tål maskindisk och ytdesinfektion

ART#	MÅTT	ENHET	
S700	30x30 cm	Styckvis	



9-HOLE PEGBOARD PLASTIC

- * Standardiserat test för bedömning av finmotorik
- * 2,6 cm långa pinnar
- * Diametermått på pinnarna: 6 mm
- * Plastlåda att lägga pinnarna i medföljer
- * Testet tål maskindisk och ytdesinfektion



MODIFIED DESIGN. REFER TO V. MATHROWETZ; K. WEBER; N. KASHMAN; G. VOLLAND, "ADULT NORMS FOR THE NINE PEG TEST OF FINGER DEXTERITY", OCCUPATIONAL THERAPY JOURNAL OF RESEARCH, 5, (1985), 24-38

ART#	MÅTT	ENHET	
B900	12x12 cm	Styckvis	

9-HOLE PEGBOARD

- * Standardiserat test för bedömning av finmotorik
- * 3,6 cm långa pinnar
- * Diametermått på pinnarna: 6 mm
- * Skjutbart lock för enkel förvaring



MODIFIED DESIGN. REFER TO V. MATHROWETZ; K. WEBER; N. KASHMAN; G. VOLLAND, "ADULT NORMS FOR THE NINE PEG TEST OF FINGER DEXTERITY", OCCUPATIONAL THERAPY JOURNAL OF RESEARCH, 5, (1985), 24-38

ART#	MÅTT	ENHET	
12-3141	12x12 cm	Styckvis	

PURDUE PEGBOARD

- * Standardiserat test för bedömning av finmotorik




ART#	MÅTT	ENHET	
12-3000	45x30 cm	Styckvis	

SCAN-MIRROR

- * Speciellt utformad spegel för spegelterapi
- * Rundade hörn
- * Tillverkad av okrossbart spegelmaterial
- * Möjligt för patienten att arbeta både horisontellt och vertikalt
- * Hålls upprätt av två små "plastfötter" som lätt kan tas bort eller flyttas

ART#	MÅTT	ENHET	
5010	40x50 cm	Styckvis	



MIRROR BOX

- * Enklare spegelbox
- * Idealisk att låna ut till patient för självträning

HOPFÄLLD: 25 X 35 X 1 CM
UPPFÄLLD: 24 X 24 X 35 CM

ART#	MÅTT	ENHET	
5011	24 x 24 x 35 cm	Styckvis	



LATERALITETSKORT

- * Terapeutiskt verktyg vid lateralitetsproblem
- * 50 kort på handen i olika positioner
- * 25 bilder på höger respektive vänster hand

ART#	ENHET	
S970	50 st/frp	



BOX AND BLOCK PLASTIC

- * Standardiserat test för bedömning av handdominans och handkoordination
- * 150 klossar, 2,5 x 2,5 x 2,5 cm
- * 15 cm hög uttagbar skiljevägg
- * Tillverkad i plast
- * Tål maskindisk och ytdesinfektion



ART#	MÅTT	ENHET	
B850	L54 x B27 x H7,5 cm	Styckvis	

MODIFIED DESIGN. REFER TO V. MATHROWETZ; G. VOLLAND; N. KASHMAN; K. WEBER, "ADULT NORMS FOR THE BOX AND BLOCK TEST OF MANUAL DEXTERITY", AMERICAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY, 39 (6) (1985) 386-391

STI-TEST

- * Standardiserat test för bedömning av taktil gnosis
- * 4 skivor
- * Tillverkat i plast

ART#	DIAMETER	ENHET	
5016	14 cm	Styckvis	



FÖR MER INFORMATION: JEROSCH-HEROLD C. ASSESSMENT OF SENSIBILITY AFTER NERVE INJURY AND REPAIR: A SYSTEMATIC REVIEW OF EVIDENCE FOR VALIDITY, RELIABILITY AND RESPONSIVENESS OF TESTS. THE JOURNAL OF HAND SURGERY: BRITISH & EUROPEAN VOLUME. 2005 JUN 30;30(3):252-64. EKSTRAND E, LEXELL J, BROGÅRDH C. TEST-RETEST RELIABILITY OF THE SHAPE/TEXTURE IDENTIFICATION TEST IN PEOPLE WITH CHRONIC STROKE. CLIN REHABIL. 2016 NOV;30(11):1120-1127

MINI SOLLERMAN

- * Standardiserat test för bedömning av sensorik och händighet
- * Mäter fingertoppsgrepp, nyckelgrepp och chuckgrepp
- * Består av uppgift 4,8 och 10 ur Sollermans originaltest
- * Tillverkat i plast

ART#	BENÄMNING	ENHET	
5017	Mini Sollerman	Styckvis	



FÖR MER INFORMATION: ROSÉN B, LUNDBORG G. A MODEL INSTRUMENT FOR THE DOCUMENTATION OF OUTCOME AFTER NERVE REPAIR. J HAND SURG, 2000;25A:535-543. ELISABETH EKSTRAND, JAN LEXELL, CHRISTINA BROGÅRDH. TEST-RETEST RELIABILITY AND CONVERGENT VALIDITY OF THREE MANUAL DEXTERITY MEASURES IN PERSONS WITH CHRONIC STROKE. PM R 8 (2016) 935-943

HAND EVALUATION KIT

- * Kit innehållande Dynamometer (70142), Pinch Gauge (70160) och Fingergoniometer (121010)
- * Levereras i en praktisk väska

ART#	BENÄMNING	
SH5011-3	Hand Evaluation Kit	



DYNAMOMETER (JAMAR STD)

- * Standardiserad enligt Jamar
- * Används för mätning av greppstyrka

ART#	BENÄMNING	
70142	Dynamometer	
70145	Dynamometer Digital	
5000	Kalibrering	



PINCH GAUGE

- * För mätning av styrka i pinch- och lateralgrepp

ART#	BENÄMNING	MÄTSTYRKA	
70159	Pinch Gauge	0-4,5 kg	
70160	Pinch Gauge	0-14 kg	
70161	Pinch Gauge	0-27 kg	
5000	Kalibrering		



WRIST INCLINOMETER

- * För mätning av pronation och supination
- * Mätning med 2 graders intervall

ART#	ENHET	
12-0502	Styckvis	



TWO-POINT DISCRIMINATOR

- * Sensibilitetstest för bedömning av två-punkts-diskriminering (2PD)
- * Mäter 2 PD från 1 mm till 25 mm (1-15 mm, 20 mm och 25 mm)
- * Tillverkad av plast


ART#	MATERIAL	ENHET	
12776	Plast	Styckvis	



BASELINE DISK-CRIMINATOR

- * Sensibilitetstest för bedömning av två-punkts-diskriminering (2PD)
- * Mäter 2 PD från 1 mm till 25 mm (1-15 mm, 20 mm och 25 mm)
- * 2 mätskivor

ART#	MATERIAL	ENHET	
12-1490	Metall	2 st/frp	
12-1492	Plast	2 st/frp	



MONOFILAMENT

- * Sensibilitetstest
- * Standardiserad enligt Semmes Weinstein

FLER STORLEKAR FINNS, KONTAKTA KUNDSERVICE FÖR MER INFORMATION



ART#	BENÄMNING	ENHET	
12772	Handset - 5 storlekar	5 st/frp	
12775-99	Komplett set - 20 storlekar	20 st/frp	
12775-04	Monofilament 2,83	Styckvis	
12775-06	Monofilament 3,61	Styckvis	
12775-14	Monofilament 5,07	Styckvis	

MÅTTBAND MED KROK

- * Mäter 0-150 cm
- * Enkelt och smidigt måttband

ART#	ENHET	LÄNGD	
5561	Styckvis	150 cm	



FINGER CIRCUMFERENCE GAUGE

- * Används vid mätning av omkrets runt fingrar

ART#	ENHET		
12-1221	Styckvis		



BASELINE OMKRETSMÅTT

- * För cirkulär mätning

ART#	ENHET		
12-1205	Styckvis		



UNIVERSAL FINGERGONIOMETER

- * För mätning av fingerleder
- * Inkluderar centimeterskala
- * Markeringar med 2 graders intervall
- * Tillverkad av plast

ART#	LÄNGD	
70117	10,5 cm (ihopfälld)	



SAEHAN FINGERGONIOMETER

- * För mätning av fingerleder
- * Markeringar med 5 graders intervall
- * Inkluderar centimeterskala
- * Tillverkad av rostfritt stål


ART#	LÄNGD	
121010	16 cm (utfälld)	



UNIVERSAL GONIOMETER STOR

- * För mätning av handled och armbågsled
- * Markeringar med 2 graders intervall
- * Inkluderar centimeterskala
- * Tillverkad av plast

ART#	LÄNGD	
7001	20 cm (ihopfälld)	



INTERNATIONAL GONIOMETER

- * För mätning av handled och armbågsled
- * Markering med 1 grads intervall
- * Inkluderar centimeterskala
- * Tillverkad av plast


ART#	STORLEK	LÄNGD	
5055	Liten	20 cm (ihopfälld)	
5054	Stor	31 cm (ihopfälld)	



LINEX VAS/GONIOMETER

- * Två mätinstrument: VAS-skala och goniometer
- * För mätning av fingerled och handled
- * Markeringar med 1 grads intervall.
- * Inkluderar centimeterskala
- * Tillverkad av plast


ART#	LÄNGD	
70100	19 cm (ihopfälld)	



VAS SKALA

- * Mäter självskattning av smärta
- * Tillverkad av plast
- * 4,5 cm bred

ART#	LÄNGD	
906000	16 cm	



HÅRDDEL/HOOK – STANDARD

- * Oelastiskt
- * Utan klister
- * Tillverkad av nylon



VELCRO ORIGINALPRODUKT

ART#	BREDD	LÄNGD	FÄRG
11432	3 cm	25 m	●
11532	5 cm	25 m	●
11433	3 cm	25 m	●
11533	5 cm	25 m	●

HÅRDDEL/HOOK – SJÄLVHÄFTANDE

- * Oelastiskt
- * Självhäftande
- * Tillverkad av nylon



VELCRO ORIGINALPRODUKT

ART#	BREDD	LÄNGD	FÄRG
12231	2 cm	25 m	○
12431	3 cm	25 m	○
12531	5 cm	25 m	○
12432	3 cm	25 m	●
12532	5 cm	25 m	●
12233	2 cm	25 m	●
12433	3 cm	25 m	●
12533	5 cm	25 m	●

SPLINTABS

- * Färdigklippta hårddelesbitar
- * Självhäftande lågprofil
- * Rundade kanter




VELCRO ORIGINALPRODUKT

ART#	MÅTT	ANTAL	FÄRG	
12650	2,5 x 6,4 cm	120 bitar	Transparent	

HÅRDDEL/HOOK - SUPER LÅGPROFIL

- * Självhäftande eller standard
- * Oelastiskt
- * Tunnt och smidigt
- * Passar bra med Filtband och Fabrifoammaterialen



ART#	UTFÖRANDE	BREDD	LÄNGD	FÄRG	
41544	Standard	5 cm	5 m	Transparent	
41534	Standard	5 cm	25 m	Transparent	
42544	Självhäftande	5 cm	5 m	Transparent	
42534	Självhäftande	5 cm	25 m	Transparent	

DUBBELSIDIGT LÅGPROFILBAND

- * Hård del på ena och mjuk del på den andra sidan
- * Oelastiskt
- * Går att klippa till önskad storlek, fransar ej
- * Lämplig som fästband mot exempelvis Filtband och Fabrifoammaterialen



ART#	BREDD	LÄNGD	FÄRG	
44543	5 cm	5 m	●	
44513	5 cm	10 m	●	

MJUKDEL/LOOP – STANDARD

- * Oelastiskt
- * Utan klister
- * Tillverkad av nylon
- * Latexfri



VELCRO ORIGINALPRODUKT

ART#	BREDD	LÄNGD	FÄRG
21432	3 cm	25 m	●
21532	5 cm	25 m	●
21433	3 cm	25 m	●
21533	5 cm	25 m	●

MJUKDEL/LOOP – SJÄLVHÄFTANDE

- * Oelastiskt
- * Självhäftande
- * Tillverkad av nylon
- * Latexfri



VELCRO ORIGINALPRODUKT

ART#	BREDD	LÄNGD	FÄRG
22531	5 cm	25 m	○
22532	5 cm	25 m	●
22533	5 cm	25 m	●

CATELL ELASTIC

- * Elastiskt
- * Slitstarkt
- * Tillverkad av polyamid, polyester och elasthan
- * Latexfri



ART#	BREDD	LÄNGD	FÄRG	
23213-1	2 cm	25 m	●	
23413-1	3 cm	25 m	●	
23513-1	5 cm	25 m	●	

PARIS ELASTIC

- * Elastiskt
- * Går att klippa i för individuell anpassning
- * Slitstarkt
- * Tillverkat av polyamid och elasthan
- * Latexfri




ART#	BREDD	LÄNGD	FÄRG	
390230	3 cm	25 m	●	
390250	5 cm	25 m	●	
390130	3 cm	25 m	●	
390150	5 cm	25 m	●	

STRETCH LOOP

- * Tillverkad av nylon och lycra
- * Latexfri

ART#	MÅTT	FÄRG	
12144-110	2,5 cm x 9,1 m	○	
12148-110	5,1 cm x 9,1 m	○	
12144-310	2,5 cm x 9,1 m	●	
12148-310	5,1 cm x 9,1 m	●	
12144-510	2,5 cm x 9,1 m	●	
12148-510	5,1 cm x 9,1 m	●	



FILT BAND

- * Tunt filtband
- * Oelastiskt
- * Tillverkat av polyamid
- * Latexfri

ART#	MÅTT	FÄRG	
41741	1,3 cm x 9,1 m	○	
41743	1,3 cm x 9,1 m	●	
41543	5 cm x 5 m	●	
41513	5 cm x 25 m	●	



ISTANBUL ELASTIC

- * Mjukt och följsamt band
- * Tillverkat av nylon, polyester och elasthan
- * Latexfri

ART#	MÅTT	FÄRG	
5790-1	5 cm x 5 m	●	
5791-1	8 cm x 5 m	●	



ALPHA STRAP

- * Självslutande kanter
- * Oelastiskt
- * Tillverkat av nylon med en kärna av skum
- * Latexfri

ART#	MÅTT	FÄRG
12321	2,5 cm x 18 m	●
12322	3,8 cm x 12 m	●
12323	5,1 cm x 9,1 m	●
12327	2,5 cm x 18 m	●
12328	3,8 cm x 12 m	●
12329	5,1 cm x 9,1 m	●
12326	5,1 cm x 9,1 m	●



VELCRO ORIGINALPRODUKT

MAFRABAND

- * Elastiskt band
- * Mjukt och behagligt material tillverkat av nylon och gummi

ART#	MÅTT	FÄRG
5500-2	5 cm x 5 m	●
7500-2	7 cm x 5 m	●
15500-2	15 cm x 5 m	●
5500	5 cm x 5 m	●
7500	7 cm x 5 m	●
15500	15 cm x 5 m	●
5500-1	5 cm x 5 m	●
7500-1	7 cm x 5 m	●
15500-1	15 cm x 5 m	●



FINNS ÄVEN I FÄRDIGSYDDA TUMLINDOR, SE SID 22

INFORMATION FABRIFOAM



FabriFoam-materialen består av ett latexfritt tvåsidsmaterial, tillverkat i olika utföranden. De har gemensamt en glidfri insida och en utsida av nylon och lycra, men skiljer sig åt i olika grad av stretch. X-treme är dessutom kraftigare och förstärkt med en mellanliggande kärna av skum. FabriFoam lämpar sig väl för olika typer av stödbandage och fästband. Materialen är tvättbara.

PROWRAP BY FABRIFOAM

- * Elastiskt
- * Stretch i 1 riktning
- * Latexfri

ART#	MÅTT	FÄRG	ENHET
20102	5 cm x 9,1 m	●	2 st/frp
20054	10 cm x 4,55 m	●	Styckvis
20056	15 cm x 4,55 m	●	Styckvis



NUSTIMWRAP BY FABRIFOAM

- * Elastiskt
- * Stretch i 2 riktningar
- * Latexfri


ART#	MÅTT	FÄRG	ENHET
72536	6,4 x 91 cm	●	3 st/frp
70436	10 x 91 cm	●	3 st/frp
70636	15 x 91 cm	●	3 st/frp
70636C	15 x 91 cm	●	3 st/frp
70636A	15 x 91 cm	●	3 st/frp
604	1 m x 55 cm	●	Styckvis



NuStimWrap X-TREME

BY FABRIFOAM

- * Elastiskt
- * Stretch i 2 riktningar
- * Kraftigare än NuStimWrap
- * Latexfri



ART#	MÅTT	FÄRG	ENHET
605	1 m x 55 cm	●	Styckvis

KONTAKT



TELEFON
08-727 95 30



MAIL
INFO@CATELL.SE




WEBB
WWW.CATELL.SE



GATELL FLEECE

- * Självhäftande
- * Tillverkad av 100% bomull
- * Elastiskt
- * 1,7 mm
- * Latexfri



ART#	MÅTT	FÄRG	ENHET
5002-1	2 m x 50 cm	●	Styckvis
5002	4 m x 50 cm	●	Styckvis
5003-1	2 m x 50 cm	●	Styckvis
5003	4 m x 50 cm	●	Styckvis

VILMA FLEECE



- * Självhäftande
- * Tillverkad av polyester
- * Elastiskt
- * 2,3 mm
- * Latexfri



ART#	MÅTT	FÄRG	ENHET
10120	20 x 30 cm	● Vinröd	Styckvis
10256	20 x 30 cm	● Lila	Styckvis
10257	20 x 30 cm	● Rosa	Styckvis
10154	20 x 30 cm	● Vit	Styckvis
10117	20 x 30 cm	● Ljusblå	Styckvis
10119	20 x 30 cm	● Mörkblå	Styckvis
10222	20 x 30 cm	● Grå	Styckvis
10259	20 x 30 cm	● Röd	Styckvis
10258	20 x 30 cm	● Grön	Styckvis

FLEECY WEB


- * Självhäftande
- * Tillverkad av bomull
- * Elastiskt
- * 2,6 mm
- * Latexfri

ART#	MÅTT	FÄRG	ENHET
00515-40	22,5 x 40 cm		4 ark/frp
00516-40	22,5 x 40 cm		4 ark/frp



EDGING STRIP

- * Självhäftande
- * 1 mm
- * Latexfri

ART#	MÅTT	FÄRG
35116	2 cm x 3 m	



ORFILASTIC


- * Elastisk skumpolstring
- * Självhäftande
- * Utsida av frotté
- * 3 mm
- * Latexfri

ART#	MÅTT	FÄRG	ENHET
35111	48 cm x 1 m	●	Styckvis
35117	48 cm x 1 m	●	Styckvis



POLYGUSHION

- * Elastisk skumpolstring
- * Självhäftande
- * 3,2 mm
- * Latexfri




ART#	VIDHÄFTNING	MÅTT	FÄRG	ENHET
192913	Låg	45x61 cm	●	Styckvis
192041	Hög	45x61 cm	●	Styckvis
192195	Låg	45x61 cm	●	Styckvis
192852	Hög	45x61 cm	●	Styckvis

VELOUR BOMULLSTYGG

- * Sammetslik
- * Slitstark
- * Tillverkad av bomull och polyester
- * Latexfri


ART#	MÅTT	FÄRG
5004	1,45 x 1 m	●
5005	1,45 x 1 m	●



CONTOUR FOAM

- * Tryckavlastande foam
- * Självhäftande
- * 9,5 mm
- * Latexfri

ART#	MÅTT	FÄRG	ENHET	
12905	41x61 cm	●	Styckvis	



SLO-FOAM POLSTRING

- * Tryckavlastande foam
- * Självhäftande
- * 9,5 mm
- * Latexfri



ART#	MOTSTÅND	MÅTT	FÄRG	ENHET	
12630-2	Extra Mjuk	20x30 cm	●	Styckvis	
12630-1	Mjuk	20x30 cm	●	Styckvis	
12630	Medium	20x30 cm	●	Styckvis	

NEOPREN

- * Tillverkat av syntetiskt gummi, polyester och polyamid
- * Latexfri

ART#	TJOCKLEK	MÅTT	FÄRG	
5008	1,6 mm	1 x 1,3 m	●	
5009	3 mm	1 x 1,3 m	●	



ORFIT INFORMATION

Vid uppvärmning i hydrokollator bör vattentemperaturen vara ca 65-70°C. Alla plaster är latexfria.

ORFIT® CLASSIC SOFT

Lågtemperaturplast med mycket stretch och bra minne. Plasten har en kraftig vidhäftning vilket fördelaktigt kan användas vid polstring.

Classic Soft finns att beställa i 1.6, 2.0, 2.5, 3.2 och 4.2 mm (en del produkter är beställningsvara).

Färg: Beige

TIPS – OM DU VILL ATT PLASTEN SKALL HA MINDRE VIDHÄFTNING KAN DU ANVÄNDA LITE DISKMEDEL I VATTNET VID UPPVÄRMNING ALTERNATIVT BESTÄLLA ORFIT NS (NON STICKY)

NS HAR SAMMA EGENSKAPER MEN HAR BEHANDLATS MED EN VATTENBASERAD HINNA VILKET GÖR ATT DEN SAKNAR VIDHÄFTNINGEN

ORFIT® NS (NON-STICKY) SOFT

Orfit NS är tillverkat av Orfit Classic. Materialet har behandlats med en vattenbaserad hinna för att motverka vidhäftning. Mycket stretch och bra minne.

Orfit NS finns att beställa i 1.6, 2.0, 2.5, 3.2 och 4.2 mm (en del produkter är beställningsvara).

Färg: Beige

ORFIT® COLORS NS (NON-STICKY)

Orfit Colors NS är snarlik Orfit NS. Materialet har behandlats med en vattenbaserad hinna för att motverka vidhäftning. Mycket stretch och bra minne.

Orfit NS finns att beställa i 2.0 och 3.4 mm (en del produkter är beställningsvara).

Färg: Svart, Blå, Röd, Lila, Grön, Rosa, Metallic Silver, Metallic Blå, Guld

TIPS – OM DU SKA FÄSTA EXEMPELVIS ETT KARBORRBAND KAN DU SKRAPA BORT "HINNAN" PÅ PLASTEN FÖR ATT SKAPA VIDHÄFTNING. GÄLLER ALLA NS (NON STICKY) PLASTER

ORFIT INFORMATION

ORFILIGHT™

Orfilight är upp till 30% lättare än övriga Orfit plaster. I plasten har man sprutat in luft vilket gör plasten lättare och känslan blir mer foam liknande. Bra minne och hög stretch.

Orfilight finns att beställa i 1.6, 2.5 och 3.2 mm (en del produkter är beställningsvara).

Beige är kraftigt vidhäftande medan svart och metallic blå är non-sticky.

Färg: Beige, Svart, Metallic Blå

VID UPPVÄRMNING MED VARMLUFTSPISTOL SKAPAS EN VIDHÄFTNINGSFÖRMÅGA

ORFIT® ECO

Eco är delvis tillverkat av återvunnet spillmaterial. Plasten är stabil med bra minne och stretch.

Eco finns att beställa i 2.4 och 3.2 mm (en del produkter är beställningsvara).

Vit är lätt vidhäftande medan svart är non-sticky.

Färg: Vit, Svart

VID UPPVÄRMNING MED VARMLUFTSPISTOL SKAPAS EN VIDHÄFTNINGSFÖRMÅGA

ORFIBRACE NS (NON-STICKY)

Lättarbetad plast med bra minne som ger stadiga ortoser. Lämpar sig för ortoser t.ex till spastiska händer, armbågar och fotleder.

Orfibrace finns att beställa i 3 mm.

Färg: Ljusgrå

ORFIT INFORMATION

ORFICAST™

Stickad lågtemperaturplast med bra minne. Plasten har ett textilt ytterlager vilket ger en mjukare känsla mot huden. Den stickade strukturen ger en luftigare ortos som upplevs mindre varm.

Orficast finns att beställa i två bredder: 3 cm och 6 cm och levereras i rulle om 3 m.

Färg: Blå, Svart, Orange

ORFICAST MORE™

Orficast More produceras på samma sätt som Orficast och har därför samma egenskaper. Det som skiljer dem åt är att Orficast är dubbelt så tjock vilket möjliggör tillverkning av stabilare skenor.

Orficast More finns att beställa i fyra bredder: 6, 12, 15 och 30 cm och levereras i rulle om 3 m.


Färg: Blå, Svart, Orange



ORFIT CLASSIC SOFT

Operforerad - Beige

ART#	TJOCKLEK	MÅTT	ENHET	
8332.S01	1,6 mm	45x60 cm	1 skiva	
8333.S01	2,0 mm	45x60 cm	1 skiva	
8354.S01	3,2 mm	60x90 cm	1 skiva	
8355.S01	4,2 mm	60x90 cm	1 skiva	




Miniperforerad - Beige

ART#	TJOCKLEK	MÅTT	ENHET	
8333.S04	2,0 mm	45x60 cm	1 skiva	
8354.S04	3,2 mm	60x90 cm	1 skiva	



Microperforerad - Beige

ART#	TJOCKLEK	MÅTT	ENHET	
8332.S02	1,6 mm	45x60 cm	1 skiva	
8333.S02	2,0 mm	45x60 cm	1 skiva	




Microplusperforerad - Beige

ART#	TJOCKLEK	MÅTT	ENHET	
8333.S02+	2,0 mm	45x60 cm	1 skiva	



Maxiperforerad - Beige


ART#	TJOCKLEK	MÅTT	ENHET	
8333.S03	2,0 mm	45x60 cm	1 skiva	
8334.S03	3,2 mm	45x60 cm	1 skiva	



ORFIT NS (NON-STICKY) SOFT


Operforerad - Beige

ART#	TJOCKLEK	MÅTT	ENHET	
8332.S01/NS	1,6 mm	45x60 cm	1 skiva	
8333.S01/NS	2,0 mm	45x60 cm	1 skiva	
8354.S01/NS	3,2 mm	60x90 cm	1 skiva	




Miniperforerad - Beige

ART#	TJOCKLEK	MÅTT	ENHET	
8354.S04/NS	3,2 mm	60x90 cm	1 skiva	




Microperforerad - Beige

ART#	TJOCKLEK	MÅTT	ENHET	
8332.S02/NS	1,6 mm	45x60 cm	1 skiva	
8333.S02/NS	2,0 mm	45x60 cm	1 skiva	



Maxiperforerad - Beige

ART#	TJOCKLEK	MÅTT	ENHET	
8333.S03/NS	2,0 mm	45x60 cm	1 skiva	
8334.S03/NS	3,2 mm	45x60 cm	1 skiva	



ORFIT COLORS NS (NON-STICKY)




Microperforerad

ART#	TJOCKLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET
8133Z.2/NS	2,0 mm	45x60 cm	● Svart	1 skiva
8133B.2/NS	2,0 mm	45x60 cm	● Blå	1 skiva
8133R.2/NS	2,0 mm	45x60 cm	● Röd	1 skiva
8133PU.2/NS	2,0 mm	45x60 cm	● Lila	1 skiva
8133GR.2/NS	2,0 mm	45x60 cm	● Grön	1 skiva
8133FP.2/NS	2,0 mm	45x60 cm	● Rosa	1 skiva
8133MG.2/NS	2,0 mm	45x60 cm	● Metallic Silver	1 skiva
8133MB.2/NS	2,0 mm	45x60 cm	● Metallic Blå	1 skiva
8133GO.2/NS	2,0 mm	45x60 cm	● Guld	1 skiva

Miniperforerad

ART#	TJOCKLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET
8134MG.4/NS	3,4 mm	45x60 cm	● Metallic Silver	1 skiva
8134MB.4/NS	3,4 mm	45x60 cm	● Metallic Blå	1 skiva

ORFIT COLORFIT NS (NON-STICKY)



Microperforerad

ART#	TJOCKLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET
8333Z.2/NS	2,0 mm	45x60 cm	●	1 skiva

ORFIT ORFILIGHT



Microperforerad

ART#	UTFÖRANDE	TJOCKLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET	
8332.2/L	Sticky	1,6 mm	45x60 cm	● Beige	1 skiva	
8338.2/L	Sticky	2,5 mm	45x60 cm	● Beige	1 skiva	
8332Z.2/L/NS	Non-sticky	1,6 mm	45x60 cm	● Svart	1 skiva	
8338Z.2/L/NS	Non-sticky	2,5 mm	45x60 cm	● Svart	1 skiva	
8332MB.2/L/NS	Non-sticky	1,6 mm	45x60 cm	● Metallic Blå	1 skiva	
8338MB.2/L/NS	Non-sticky	2,5 mm	45x60 cm	● Metallic Blå	1 skiva	

ORFIT ECO



Operforerad

ART#	UTFÖRANDE	TJOCKLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET	
8938N.1	Sticky light	2,4 mm	45x60 cm	○	1 skiva	
8934N.1	Sticky light	3,2 mm	45x60 cm	○	1 skiva	
8938Z.1/NS	Non-sticky	2,4 mm	45x60 cm	●	1 skiva	
8934Z.1/NS	Non-sticky	3,2 mm	45x60 cm	●	1 skiva	

Miniperforerad

ART#	UTFÖRANDE	TJOCKLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET	
8938N.4	Sticky light	2,4 mm	45x60 cm	○	1 skiva	
8934N.4	Sticky light	3,2 mm	45x60 cm	○	1 skiva	
8954N.4	Sticky light	3,2 mm	60x90 cm	○	1 skiva	
8938Z.4/NS	Non-sticky	2,4 mm	45x60 cm	●	1 skiva	
8934Z.4/NS	Non-sticky	3,2 mm	45x60 cm	●	1 skiva	
8954Z.4/NS	Non-sticky	3,2 mm	60x90 cm	●	1 skiva	

ORFIBRACE NS (NON-STICKY)




Macroperforerad

ART#	TJOCKLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET	
8854.6/NS	3 mm	60x90 cm	○ Ljusgrå	1 skiva	

OMEGA MAX

- * Lågtemperaturplast med viss stretch
- * 100% minne
- * God formbarhet och hög stabilitet




Perforerad 1%

ART#	TJOCKLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET	
13301-1	2,4 mm	45x60 cm	○	1 skiva	
12798-1	3,2 mm	45x60 cm	○	1 skiva	
12799	3,2 mm	60x90 cm	○	2 skivor	
13301-1B	2,4 mm	45x60 cm	●	1 skiva	
12798-1B	3,2 mm	45x60 cm	●	1 skiva	

OMEGA PLUS

- * Lågtemperaturplast
- * 100% minne
- * Mindre formbarhet och stretch än OMEGA MAX



Perforerad 1%

ART#	TJOCKLEK	MÅTT	FÄRG	ENHET	
13312-1	3,2 mm	45x60 cm	○	1 skiva	
13313	3,2 mm	60x90 cm	○	2 skivor	

INFORMATION OM OMEGA MAX OCH OMEGA PLUS
VID UPPVÄRMNING I HYDROKOLLATOR BÖR VATTENTEMPERATUREN VARA CIRKA 70-75 GRADER
VID UPPVÄRMNING MED VARMLUFTSPISTOL SKAPAS EN VIDHÄFTNINGSFÖRMÅGA

ORFIGAST

- * Mjukt yttskikt av textil
- * Bra minne
- * Idealisk för små fingerskenor
- * Tillverkad av stickad lågtemperaturplast
- * 1,3 mm

ART#	MÅTT	FÄRG	ENHET
4030	3 cm x 3 m	●	Styckvis
4032	6 cm x 3 m	●	Styckvis
4030Z	3 cm x 3 m	●	Styckvis
4032Z	6 cm x 3 m	●	Styckvis
4032OR	6 cm x 3 m	●	Styckvis



ORFIGAST MORE

- * Mjukt yttskikt av textil
- * Bra minne
- * Idealisk för finger-, tum- och handtoser
- * Tillverkad av stickad lågtemperaturplast
- * 2,6 mm

ART#	MÅTT	FÄRG	ENHET
4035	6 cm x 3 m	●	Styckvis
4037	12 cm x 3 m	●	Styckvis
4039	15 cm x 3 m	●	Styckvis
4042	30 cm x 3 m	●	Styckvis
4035Z	6 cm x 3 m	●	Styckvis
4037Z	12 cm x 3 m	●	Styckvis
4039Z	15 cm x 3 m	●	Styckvis
4035OR	6 cm x 3 m	●	Styckvis
4039OR	15 cm x 3 m	●	Styckvis



HYDROKOLLATORNÄT

* Klippas i önskad storlek

ART#	MÅTT
12800-02	51x76 cm



SPATEL

- * Tål upphettning till 260°C
- * Tillverkad av nylon

ART#	LÄNGD
600040	29,5 cm



KONTAKT



TELEFON
08-727 95 30



MAIL
INFO@CATELL.SE



WEBB
WWW.CATELL.SE



MÄRKPENNA


* För markering på termoplaster



ART#	FÄRG	ENHET	
12012	●	Styckvis	

MÄRKPENNA MED STIFT

* För markering på termoplaster



ART#	BENÄMNING	FÄRG	ENHET	
768-1	Märkpenna	●	Styckvis	
218-1	Stift Refill	●	12 st/frp	
768-2	Märkpenna	●	Styckvis	
218-2	Stift Refill	●	12 st/frp	
768-9	Märkpenna	●	Styckvis	
218-9	Stift Refill	●	12 st/frp	

ELASTIC THREAD

- * För tillverkning av dynamiska ortoser
- * 3 tjocklekar
- * Latexfri


ART#	TJOCKLEK	LÄNGD	FÄRG	ENHET
35312	Tunn	10 m	○	Styckvis
35313	Medium	10 m	○	Styckvis
35314	Tjock	10 m	○	Styckvis



ORFITUBES

- * För tillverkning av dynamiska ortoser
- * Bøjtråd medföljer

ART#	LÄNGD	ENHET
35310	33 cm	10 st/frp



ORFITUBE ENDS

- * För tillverkning av dynamiska ortoser
- * Passar på Orfitubes
- * Minimerar friktion av gummitråden

ART#	ENHET
35318	20 st/frp



ORFITUBE ADJUSTER

- * För tillverkning av dynamiska ortoser
- * Verktyg medföljer

ART#	ENHET
35304	5 st/frp



FISKARS UNIVERSALSAX

- * Passar till varm thermoplast, band och tyg
- * Tål maskindisk
- * Tillverkad av nickelfritt stål

ART#	LÄNGD	
617297	21 cm	



FISKARS KÖKSSAX

- * Tål maskindisk
- * Tillverkad av nickelfritt stål

ART#	LÄNGD	
859874	18 cm	



FISKARS SOFTOUCH

- * Ergonomiska handtag
- * Passar både höger och vänster hand
- * Lämplig till tyg, kardborrband och tunnare plaster
- * Tillverkad av nickelfritt stål


ART#	LÄNGD	
12565	26 cm	



KINESIO SAX

- * Lämplig att klippa Kinesiotape med
- * Lätt att rengöra

ART#	LÄNGD	
89046	21 cm	



GINGHER SAX

- * Dubbelplätterad krom på nickel
- * Idealisk för textil, konstfibrer och läder

ART#	LÄNGD	
12718	19 cm	



CURVED MAYO SAX

- * Liten slimmad sax med böjda blad
- * Idealisk vid ortostillverkning
- * Bladen är böjda 7 grader


ART#	LÄNGD	MATERIAL	
617110	17 cm	Rostfritt stål	



MEDICUT UNIVERSALSAX

- * Lämplig som bandage- och gipssax

ART#	LÄNGD	
619678	19 cm	



SAX OLFA

- * Stark och smidig allroundsax
- * Antislipskär
- * Passar både höger och vänsterhänta
- * Tillverkad av rostfritt stål

ART#	LÄNGD	
617	17.5 cm	



FISKARS MULTISAX

- * Bekvämt grepp
- * Fjädrande klipp
- * Idealisk för tunnare plast, plastband och kartong

ART#	LÄNGD	
6166984	19 cm	



ORFIT KRAFTSAX

- * Gummerat handtag med antihalkmaterial
- * Fjädrande handtag
- * Lämplig för tjockare plaster

ART#	LÄNGD	
35065	23 cm	



WELLER VARMLUFTSPISTOL

- * Smidig och tyst
- * 1,6 meter sladd
- * 4 olika munstycken
- * 250 W

ART#	ENHET	
6966	Styckvis	



ORFIT VARMLUFTSPISTOL

- * 2 olika munstycken
- * 2,2 meter sladd
- * Justerbar temperatur mellan 80 och 600 grader
- * 2000 W

ART#	ENHET	
35353	Styckvis	




HANDKIRURGI

Författare: G. Lundborg, A. Björkman

- * Svensk text
- * 3:e upplagan
- * Häftad

ART#	ENHET	
74509	Styckvis	



REHABILITATION OF THE HAND AND UPPER EXTREMITY

- * Engelsk text
- * Säljs i set om två volymer
- * 7:e upplagan
- * Inbunden

ART#	ENHET	
74510	2 volymer	



PLANSCH - HAND AND WRIST

- * Laminerad
- * Engelsk text

ART#	MÅTT	
7155	51x66 cm	



PLANSCH - CARPAL TUNNEL SYNDROME

- * Laminerad
- * Engelsk text

ART#	MÅTT	
73351	51x66 cm	



PLANSCH - SHOULDER AND ELBOW

- * Laminerad
- * Engelsk text


ART#	MÅTT	
7145	51x66 cm	



MUSKELHAND

- * Hand med muskler, blodkärl och nerver
- * Yttre muskulaturen avtagbar i 5 delar
- * Tillverkad i plast
- * Rengörs med diskmedel och vatten

ART#	HÖJD	VIKT	ENHET	
71995	33 cm	2 kg	Styckvis	



HANDSKELETT

- * Underarm och hand
- * Tillverkad i plast
- * Rengörs med diskmedel och vatten

ART#	LÄNGD	VIKT	ENHET	
78313	25 cm	1 kg	Styckvis	



ARMSKELETT

- * Skulderblad, nyckelben, arm och hand
- * Tillverkad i plast
- * Rengörs med diskmedel och vatten

ART#	LÄNGD	VIKT	ENHET	
78309	71 cm	1 kg	Styckvis	



HYDROKOLLATOR LÅG - 5 LITER

- * Lätt och smidig
- * Går snabbt att värma upp

INNERMÅTT L32,5 X B30 X H6,5 CM
YTTERMÅTT L36 X B33 X H13,5 CM

ART#	FUNKTION	
NE2-5D	Digital	
LD-14	Avtagbart lock	



HYDROKOLLATOR LÅG - 9 LITER

- * Lätt och smidig
- * Går snabbt att värma upp

INNERMÅTT L50 X B30 X H6,5 CM
YTTERMÅTT L54 X B33 X H13,5 CM

HÖJD MED GÅNGJÄRNSLOCK 28 CM
HÖJD MED ÖPPET GÅNGJÄRNSLOCK 49 CM

ART#	FUNKTION	
NE2-9D	Digital	
LD-22	Avtagbart lock	
GL1-22	Lock med gångjärn	



HYDROKOLLATOR - 22 LITER

- * Tömningskran

INNERMÅTT L50 X B30 X H15 CM
YTTERMÅTT L54 X B33 X H29 CM

HÖJD MED GÅNGJÄRNSLOCK 46 CM
HÖJD MED ÖPPET GÅNGJÄRNSLOCK 64 CM

ART#	FUNKTION	
NE2-22D	Digital	
LD-22	Avtagbart lock	
GL1-22	Lock med gångjärn	



HYDROKOLLATOR - 28 LITER

* Tömningskran

INNERMÅTT L50 X B30 X H20 CM
YTTERMÅTT L54 X B33 X H29 CM

HÖJD MED GÅNGJÄRNSLOCK 46 CM
HÖJD MED ÖPPET GÅNGJÄRNSLOCK 64 CM

ART#	FUNKTION	
NE2-28D	Digital	
LD-22	Avtagbart lock	
GL1-22	Lock med gångjärn	



ALLA HYDROKOLLATORER LEVERERAS MED BOTTENGALLER OCH 2 ÅRS GARANTI

ORFIT DRY HEATER

- * Portabel värmeplatta för uppvärmning av termoplaster från Orfit
- * Går snabbt att värma upp

YTTERMÅTT: L45,5 X B33,5 X H12 CM

ART#	FUNKTION	
32503/230EU	Digital	



THERABATH PARAFFINBAD

- * Rymmer 2,3 kg
- * 2,7 kg paraffin medföljer
- * Bottengaller medföljer

INNERMÅTT L33 X B18 X H13 CM
YTTERMÅTT L37 X B22 X H20 CM

ART#	BENÄMNING	
2322	Paraffinbad	
840	Extra bottengaller	



THERABATH PARAFFIN

- * Lämpligt att använda till Therabath Paraffinbad
- * Oparfymrat
- * Rekommenderad temperatur 52-57 grader

ART#	ENHET	
0101	2,7 kg (6 påsar x 0,45 kg)	
0101-6	6 x 2,7 kg (36 påsar x 0,45 kg)	



VARITHERM PARAFFIN

- * Lämpligt att använda till Varitherm Paraffinbad
- * Oparfymrat
- * Smältpunkt 44 grader

ART#	ENHET	
P11	5 kg	
P11-5	25 kg (5 x 5 kg)	



PARAFFINVANTAR

- * Isolerande vantar
- * Tillverkade av frotté, velour och polyesterfiber
- * Maskintvättbara

ART#	ENHET	
2410	Par	



THERABATHVANTE

Vante för värme och kyla

- * Innerpåse fylld med ris och örter
- * Värms i micro alternativt kyls i frys
- * Ytterpåse tillverkad i velour
- * Maskintvättbar


ART#	ENHET	
2718	Styckvis	



SKYDDSSKÄRM

- * Plexiglas 6 mm
- * Enkel montering

ART#	MÅTT	ENHET	
3527	60 x 90 cm	Styckvis	



ALLMÄN INFORMATION OM **KALIBRERING**

Kalibrering sker genom att ett mätdon jämförs med en känd normal och är en uppmätning av hur rätt eller fel mätdonets värde är vid en viss tidpunkt och under vissa specificerade betingelser. Kalibrering innebär alltså strängt taget inte att mätdonet trimmas eller justeras till att ge "rätt" värden.

Källa: Wikipedia

Samtliga mätredskap på sidan 72 bör kalibreras 1 gång/år, kontakta kundservice för mer information.

PRODUKTINDEX

Artnr	Sida	Artnr	Sida	Artnr	Sida	Artnr	Sida
00033-X	57	12321	83	23213-1	81	344807204	51
00050-X	59	12322	83	2322	110	344807205	51
00051-X	59	12323	83	23413-1	81	344807206	51
00515-40	87	12326	83	23513-1	81	344807207	51
00516-40	87	12327	83	2410	111	344807208	51
0101	110	12328	83	25560	26	35065	104
01924-00	61	12329	83	25561	26	35111	88
02555-X	62	12431	78	25562	26	35116	87
10055	56	12432	78	25563	26	35117	88
10065	56	12433	78	25664	26	3527	112
10075	56	12531	78	25565	26	35304	101
10117	86	12532	78	25566	26	35310	101
10119	86	12533	78	25567	26	35312	101
10120	86	12565	102	25830-X	50	35313	101
10-1510	67	12630	89	25831-X	50	35314	101
10-1511	67	12630-X	89	26100	66	35318	101
10-1512	67	12650	79	26101	66	35353	104
10-1513	67	12718	103	26102	66	35810	24
10-1514	67	12772	74	26103	66	35810MB/NS	24
10-1515	67	12775-X	74	2718	111	35810Z/L/NS	24
10154	86	12776	74	3050	35	35811	24
10-1800	65	12798-X	97	3050-24	35	35811MB/NS	24
10195	56	12799	97	3051	35	35811Z/L/NS	24
10205	56	12800-02	99	3051-24	35	35812	24
10206	56	12905	89	3052	35	35812MB/NS	24
10207	56	13301-X	97	3052-24	35	35812Z/L/NS	24
10222	86	13312-1	97	3053	35	3710	38
10235	56	13313	97	3053-24	35	3711	38
10255	61	13530	26	3150	35	3740-X	39
10256	86	13531	26	3150-12	35	390130	81
10257	86	13532	26	3151	35	390150	81
10258	86	13533	26	3151-12	35	390230	81
10259	86	13534	26	3152	35	390250	81
10355	60	13535	26	3152-12	35	4030	98
10-5610	67	14205	61	3153	35	4030Z	98
10-5611	67	151004-X	31	3153-12	35	4032	98
10-5612	67	15300	63	32364-1	36	4032OR	98
10-5613	67	15399-X	30	32364-2	36	4032Z	98
10-5614	67	15460	63	32365-1	36	4035	98
10-5615	67	15462	63	32365-2	36	4035OR	98
10-5620	67	15500	83	32366-1	36	4035Z	98
10-5621	67	15500-X	83	32366-2	36	4037	98
10-5622	67	15505	63	32367-1	36	4037Z	98
10-5623	67	15515	63	32367-2	36	4039	98
10-5624	67	15961-X	39	32503/230EU	109	4039OR	98
10-5625	67	192041	88	3446-X	53	4039Z	98
10845	58	192195	88	344805201	51	404040	22
10855	58	192852	88	344805202	51	404050	22
10865	58	192913	88	344805203	51	4042	98
10875	58	20010	66	344805203	51	4050	36
10925	60	20020	66	344805205	51	405040	22
10935	60	20030	66	344805206	51	405050	22
10945	60	20040	66	344805207	51	4051	36
1100	60	20050	66	344805208	51	4052	36
1101	60	20054	84	344806201	51	4053	36
1102	60	20056	84	344806202	51	4054	36
11432	78	20060	66	344806203	51	4055	36
11433	78	20102	84	344806204	51	41001	7
11532	78	20110	66	344806205	51	41002	7
11533	78	20120	66	344806206	51	41501	7
12012	100	2012-X	6	344806207	51	41502	7
12-0502	73	20130	66	344806208	51	41513	82
121010	76	20140	66	344807101	51	41534	79
12-1205	75	20150	66	344807102	51	41543	82
12-1221	75	20160	66	344807103	51	41544	79
12144-X	82	21432	80	344807104	51	41741	82
12148-X	82	21433	80	344807105	51	41743	82
12-1490	74	21532	80	344807106	51	42001	7
12-1492	74	21533	80	344807107	51	42002	7
12231	78	218-X	100	344807108	51	42501	7
12233	78	22531	80	344807201	51	42502	7
12-3000	69	22532	80	344807202	51	42534	79
12-3141	69	22533	80	344807203	51	42544	79

Artnr	Sida	Artnr	Sida	Artnr	Sida	Artnr	Sida
44001	23	52340-X	64	7070-X	14, 28	8332.SO2/NS	94
44002	23	52350-X	64	7080-X	14	8332MB.2/L/NS	96
44101	23	5270	65	7090-X	16	8332Z.2/L/NS	96
44102	23	5271	65	7145	106	8333.SO1	93
44201	29	5272	65	7150-X	44	8333.SO1/NS	94
44202	29	53110	26	7151-X	45	8333.SO2	93
44501	23	53111	26	7155	106	8333.SO2+	93
44502	23	53112	26	7160-X	51	8333.SO2/NS	94
44511	23	53113	26	71995	107	8333.SO3	93
44512	23	53114	26	7250-X	52	8333.SO3/NS	94
44513	79	53115	26	72536	84	8333.SO4	93
44543	79	53210	49	73351	106	8333Z.2/NS	95
455-X	28	53211	49	7450-X	25	8334.SO3	93
5000	72	53212	49	74509	105	8334.SO3/NS	94
5002	86	53213	49	74510	105	8338.2/L	96
5002-1	86	53214	49	7451-X	25	8338MB.2/L/NS	96
5003	86	53215	49	7500	83	8338Z.2/L/NS	96
5003-1	86	53216	49	7500-X	83	8354.SO1	93
5004	88	53217	49	7506-X	9	8354.SO1/NS	94
5005	88	53220	49	7515-X	12	8354.SO4	93
5008	89	53221	49	7565-X	16	8354.SO4/NS	94
5009	89	53222	49	7601-X	15	8355.SO1	93
5010	70	53223	49	7602	15	840	110
5011	70	53224	49	7603	15	859874	102
5016	71	53225	49	7606-X	9	8840	40
5017	71	53226	49	7645-X	21	8850	40
5050-X	48	53227	49	768-X	100	8854.6/NS	97
5054	77	5370	65	7701	6	8860-X	40
5055	77	5371	65	7704	6	8870	41
5085	64	5372	65	7705-X	8	8890	41
5085-32	64	5500	83	7706-X	9	89046	102
5086	64	5500-X	83	7710-X	10	8934N.1	96
5086-32	64	5561	75	7710W-X	11	8934N.4	96
5087	64	5608	27	7715-X	12	8934Z.1/NS	96
5087-32	64	5647	30	7715W-X	12	8934Z.4/NS	96
5088	64	5647-1	30	7716-X	13	8938N.1	96
5088-32	64	5648	30	7720-X	14	8938N.4	96
5093	53	5648-1	30	7730-X	11	8938Z.1/NS	96
5093-140	53	5649	30	7743-X	20	8938Z.4/NS	96
5094	53	5790-1	82	7745-X	21	8954N.4	96
5094-140	53	5791-1	82	7753-X	19	8954Z.4/NS	96
5095	53	600040	99	7765-X	16	906000	77
5095-140	53	604	84	7765W-X	17	B850	71
5096	53	605	85	7805-X	8	B900	69
5096-140	53	6050-X	48	7810-X	10	BA110-X	42
5097	53	6166984	104	78309	107	BA140-X	42
5097-140	53	617	103	78313	107	BA160-X	42
5098	53	617110	103	7843-X	20	GL1-22	108, 109
5098-140	53	617297	102	7845-X	21	K100	68
51024	64	619678	103	7910-X	10	LD-14	108
5160-X	33	6507	27	7940-X	29	LD-22	108, 109
5170-X	33	6508	27	7943-X	20	NE2-22D	108
5180-X	34	6560	27	7946-X	22	NE2-28D	109
5181-X	34	68510	35	79546	29	NE2-5D	108
5182-X	34	68510-1	35	79547	29	NE2-9D	108
5183-X	34	68511	35	79548	29	P11	110
5188-X	34	68511-1	35	79549	29	S100	68
51881	33	68512	35	8050-X	46	S110	68
51882	32	68512-1	35	8051-X	47	S700	68
51885-X	32	68513	35	8133B.2/NS	95	S970	70
51886	31	68513-1	35	8133FP.2/NS	95	SH5011-3	72
51886-X	31	68514	35	8133GO.2/NS	95	TB301	13
51887	31	6966	104	8133GR.2/NS	95	TB302	13
51887-X	31	7001	76	8133MB.2/NS	95	TB303	13
51888	31	70100	77	8133MG.2/NS	95	TB304	13
51888-X	31	70117	76	8133PU.2/NS	95	TB305	13
5190-X	34	70142	72	8133R.2/NS	95	TB311	13
5191-X	34	70145	72	8133Z.2/NS	95	TB312	13
5192-X	34	70159	72	8134MB.4/NS	95	TB451	25
5193-X	34	70160	72	8134MG.4/NS	95		
5198-X	34	70161	72	8150-X	46		
5200	34	70436	84	8151-X	47		
52250-1	27	7050-X	44	8250-X	52		
52251-1	27	7051-X	45	8332.2/L	96		
52310-X	64	7057-X	24	8332.SO1	93		
52320-X	64	70636	84	8332.SO1/NS	94		
52330-X	64	70636-X	84	8332.SO2	93		

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

PRISER

Samtliga priser är angivna i SEK exklusive moms.
Vi förbehåller oss rätten att justera berörda priser.
Priserna gäller från och med 2022-01-01 och tillsvidare.

BETALNINGSVILKOR

30 dagar netto.
Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.

LEVERANSER INOM NORDEN

Order överstigande 3 000.- exklusive moms levereras
fritt mottagaren. För övriga ordrar debiteras frakt.
**För Norge tillkommer importarvode i de fall
tullkreditnummer saknas.*

GARANTI

Från leveransdatum gäller 2 års garanti för fabrikationsfel.
Ingen garanti utgår för yttre åverkan.

ORGANISATIONS- & MOMSREGISTRERINGSNR


556769-9920 • SE 556769992001

ÖVRIGT

Alla måttangivelser i katalogen ska ses som en vägledning vid utprovning av storlek.
Catell AB förbehåller sig från eventuella tryckfel i katalogen och prislistan.



KONTAKT



TELEFON
08-727 95 30



MAIL
INFO@CATELL.SE



ADRESS
VÄSTBERGA ALLÉ 26
126 30 HÄGERSTEN



WEBB
WWW.CATELL.SE



